

ACE シリーズ



ISO 9001:2008 認証工場 ISO 13485:2003 認証工場

ACE test®

滅菌バリデーション/滅菌効果判定用 バイオロジカルインジケーター

空間殺菌用

空間殺菌用バイオロジカルインジケーター ACE test® は、アイソレーター内部の滅菌、病室内環境表面殺菌、製薬工場・食品工場内除染など様々な空間滅菌・殺菌用のバイオロジカルインジケーター (BI) です。滅菌バリデーション、殺菌・除染効果判定用として有用です。

タイプ	蒸気化過酸化水素殺菌	二酸化塩素殺菌もしくはホルマリン燻蒸殺菌
条件	殺菌後 24 時間培養	殺菌後 48 時間培養
培地の色変化	 完全 不完全	 完全 不完全

構成内容

- ・芽胞キャリアストリップ
- ・専用培地 (スクリュウキャップチューブ)

操作方法

1. 所定箇所に芽胞ストリップの不透明面を上にして置き、殺菌します。
2. 殺菌後、無菌環境下で芽胞キャリアを袋から取り出し、添付培地に入れます。
3. 専用インキュベーター (品番: H8200) で、陽性コントロールも同時に培養します。

指標菌 & ラベル & 培養液の色調変化

タイプ	品番	指標菌	不完全殺菌時 培養後培地の色変化
蒸気化過酸化水素殺菌用	H3726*	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	紫 → 黄
二酸化塩素殺菌用	H6306*	<i>Bacillus atrophaeus</i>	赤 → 黄
ホルマリン燻蒸殺菌用	H6307*	<i>Bacillus atrophaeus</i>	赤 → 黄

記事 ID 11338

詳しい情報は
コスモ・バイオ Web サイトへ

* 末尾に何らかの数字・アルファベットが付く場合があります。

福沢商事株式会社 メーカー略号: FUK

品名	芽胞数	品番	包装	希望販売価格
蒸気化過酸化水素殺菌用バイオロジカルインジケーター	1×10 ² 以上	H3726-2	1 pack (各 100 セット)	¥ 34,500
	1×10 ³ 以上	H3726-3		¥ 34,500
	1×10 ⁴ 以上	H3726-4		¥ 34,500
	1×10 ⁵ 以上	H3726-5		¥ 34,500
	1×10 ⁶ 以上	H3726T		¥ 69,000
	二酸化塩素殺菌用バイオロジカルインジケーター	1×10 ⁴ 以上		H6306-4
ホルマリン燻蒸用バイオロジカルインジケーター	1×10 ⁶ 以上	H6306		¥ 34,500
	1×10 ³ 以上	H6307-3		¥ 34,500
	1×10 ⁴ 以上	H6307-4		¥ 34,500
	1×10 ⁶ 以上	H6307		¥ 34,500

ACE mini バイオロジカルインジケーター専用 インキュベーター

最新式プログラムマイクロプロセッサコントロールを搭載した
ブロックインキュベーターです。

記事 ID 2376

詳しい情報はコスモ・バイオ Web サイトへ

福沢商事株式会社 メーカー略号: FUK

品名	品番	包装	希望販売価格
ACE mini インキュベーター (割り装置付き)	H8100	1 unit	¥ 69,800
ACE mini インキュベーター (割り装置なし)	H8200	1 unit	¥ 69,800



割り装置付き
一体型の ACE test® に対応



割り装置なし
全ての ACE test® に対応



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

その他滅菌用

蒸気滅菌、EO ガス滅菌、乾熱滅菌、過酸化水素滅菌、低温蒸気 (115°C) 滅菌、低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌の各種滅菌効果確認用の培地が入ったケミカルインジケータ付きのバイオリジカルインジケータ (BI) です。

指標菌 & ラベル & 培養液の色調変化

タイプ	品番	指標菌	滅菌前後のラベル色調変化	不完全滅菌時培養後培地の色変化
蒸気滅菌用	H3723*	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	青→黒	紫→黄
EO ガス滅菌用	H3724	<i>Bacillus atrophaeus</i>	赤→青	緑→黄
乾熱滅菌用	H6302*	<i>Bacillus atrophaeus</i>	-	赤→黄
過酸化水素滅菌用	H3725T	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	緑→黄	紫→黄
低温蒸気 (115°C) 滅菌用	H6301	<i>Bacillus subtilis</i> "5230"	青→黒	緑→黄
低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌用	H6303T	<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	赤→黄	紫→黄

*末尾に何らかの数字・アルファベットが付く場合があります。

タイプ	蒸気滅菌	EO ガス滅菌	乾熱滅菌用	過酸化水素滅菌	LTSF 滅菌
条件	滅菌後 24 時間培養	滅菌後 48 時間培養		滅菌後 24 時間培養	
培地の色調変化					
	完全 不完全	完全 不完全	完全 不完全	完全 不完全	完全 不完全
ラベルの色調変化			ラベルなし		
	滅菌前 滅菌後	滅菌前 滅菌後		滅菌前 滅菌後	滅菌前 滅菌後

構成内容

- ACE test® × 100 本
- 割り器具 × 1 本
- ※乾熱滅菌用は培地 (品番: H6302M) とインジケータ (品番: H6302) が一体型ではないため割り器具は付いていません。お得なセット (品番: H6302K) もご用意しております。

操作方法

1. 滅菌袋に ACE test® を入れてから所定箇所に置き、滅菌します。
 2. 滅菌後、ラベルのケミカルインジケータが変色しているか確認します。
 3. プロトコール通りにアンプルを割り、芽胞濾紙と培地を接触させ、培養します。
- ※乾熱滅菌用については方法が異なります。

記事 ID 2376 詳しい情報はコスモ・バイオ Web サイトへ

品名	芽胞数	品番	包装	希望販売価格
蒸気滅菌用バイオリジカルインジケータ	1×10 ⁵ 以上	H3723	1 pack (100 本)	¥34,500
	1×10 ⁶ 以上	H3723T		¥69,000
EO ガス滅菌用バイオリジカルインジケータ	1×10 ⁶ 以上	H3724	1 kit (各 100 本)	¥34,500
乾熱滅菌用バイオリジカルインジケータ培養キット※1	1×10 ⁶ 以上	H6302K		¥34,500
乾熱滅菌用バイオリジカルインジケータ※2	1×10 ⁶ 以上	H6302	1 pack (100 本)	¥18,500
<i>Bacillus atrophaeus</i> 菌種用培地※3	-	H6302M		¥18,500
過酸化水素滅菌用バイオリジカルインジケータ	1×10 ⁶ 以上	H3725T	1 pack (100 本)	¥69,000
低温蒸気 (115°C) 滅菌用バイオリジカルインジケータ	1×10 ⁶ 以上	H6301		¥34,500
低温蒸気ホルムアルデヒド (LTSF) 滅菌用バイオリジカルインジケータ	1×10 ⁶ 以上	H6303T		¥69,000

※1: 乾熱滅菌用バイオリジカルインジケータ (品番: H6302) と培地 (品番: H6302M) のセット ※2: 専用培地はついていません。専用培地は品番: H6302M です。
※3: バイオリジカルインジケータはついていません。

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

希望販売価格 記載の希望販売価格は 2019 年 4 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

使用範囲 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

http://www.cosmobio.co.jp/



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル