

## タンパク質発現カタログ 目次

鶏卵バイオリアクターを用いたタンパク質大量生産受託サービス	TMG社	2
毎知り登耳(la vitro 転写/新記シフェル)		
無細胞発現(In vitro 転写/翻訳システム) ●		
・ PUREfrex® 酵素的 無細胞タンパク質合成キット	GFK社	3
・ RYTS Kit(大腸菌無細胞タンパク質合成キット)	PRX社	7
・ALICE® 植物細胞ベースの無細胞タンパク質発現キット	LNO社	8
大腸菌によるタンパク質発現		
· ClearColi® BL21 (DE3) エレクトロコンピテントセル	LUC社	10
· OverExpress <sup>TM</sup> Competent Cell	LUC社	13
Application Note 植物 P450 を発現させた OverExpress™ C41 (DE3) による		
微生物変換	LUC社	16
・SoluBL21™ <i>E.coli</i> コンピテントセル	GEN社	18
・BL21 (DE3) コンピテントセル、Champion™ 21	SMO社	19
・HI-Control™ BL21 (DE3) / HI-Control™ 10G コンピテントセル	LUC社	20
· BL21 (DE3) コンピテントセル	GMB社	20
· E. cloni® EXPRESS BL21 (DE3) コンピテントセル	LUC社	21
・Expresso® T7 クローニング & 発現システム	LUC社	22
・Expresso® T7 SUMO クローニング & 発現システム	LUC社	24
・Expresso® Rhamnose クローニング & 発現システム	LUC社	
・ ファージディスプレイ用 コンピテントセル	LUC社	
・ ∑Topics ☑ バクテリオファージ M13 用ヘルパーファージ Hyperphage M13 K07 △pIII	PGN社	28
· ∑Topics ☐ E. coli 宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISA キット	ENZ社	
· ∑Topics ☐ E. coli 宿主細胞タンパク質(HCP)抗体、コントロール製品	RKL社	29
. ∑Topics	AVI社	30
哺乳類細胞によるタンパク質発現		
・ CHO 細胞株 & 推奨培地	CET社	31
・ ∑Topics ☑ CELLiST™ シリーズ ~CHO 細胞向けの基礎培地 & フィード培地~	AJI社	32
· ∑Topics ☑ CHO 細胞抗体	PGI社	33
· ∑Topics ☑ CHO 宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISA キット	ENZ社	33
· HEK293 細胞	CLI社	34
· ∑Topics  HEK293T 宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISA キット	ENZ社	35
· ∑Topics → HEK293 細胞抗体と HEK293T 細胞抗体	PGI社	35
・ ∑Topics ☑ TG-Sure Expression(IR/MAR)タンパク質高発現試薬	KAL社	36
昆虫細胞によるタンパク質発現		
・ バキュロウイルス発現キット <i>baculo</i> COMPLETE™	OET社	37
・ superSf9 cells® バキュロウイルス発現システム用細胞株	OET社	
Cape. C. o conc z		

コスモ・バイオでは、取り扱いメーカーを簡単に表すためにメーカー略号を用いています。 正式なメーカー名称は、各商品ページ、もしくは本カタログの最後をご覧ください。

#### 酵母によるタンパク質発現

・ IP フリー Pichia pastoris 株

DNA社 39

#### 原生動物によるタンパク質発現

・ リーシュマニア株を用いた発現システム in Vivo LEXSY

JNA社 41

#### その他

・ 遺伝子合成 & 最適化受託サービス

- DNA社 45
- ・ リコンビナントタンパク質発現確認用ポジティブコントロール
- RKL社 46

· Proflo His-tag quick test

- PGN社 47
- ・ タンパク質発現用プラスミド & ウイルスベクターのメーカー紹介
- 48

記事 ID はここ! 商品タイトル、ロゴの上

WEB 記事ID検索 → 35906

コスモ ハイオ株式会社

#### 記事 ID 検索

#### 詳しい情報はコスモ・バイオ Web サイトへ

コスモ・バイオ Web サイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 ID で 示された数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行く ことができます。

その他、複数の方法でご検索いた だけます。商品カテゴリを指定して の検索も可能です。



## 長無解説元にした絵は、「鼠の草紙絵巻ねずみのそうしえまき」

制作年代 1650~1699 年 江戸時代 スペンサー・コレクション 所蔵・画像提供:ニューヨーク公共図書館



https://digitalcollections.nypl.org/

「Nezumi no soshi emaki」で検索

参考: かわいい絵巻 上野友愛・岡本麻美 著 株式会社 東京美術 絵が物語る日本 ニューヨーク スペンサー・コレクションを訪ねて 人間文化研究機構 国文学研究資料館 編 株式会社 三弥井書店 忙しなく厨房で働く人たち・・・良く見ると顔がネズミ? この絵は「鼠の草紙絵巻」の一部で、人との縁を結びたいと願った 主人公・鼠の権頭と、人である姫との婚礼、別離、出家を描いた物 語。古くは室町時代から、いくつもの版が国内外に残っています。

参考にしたこの元絵は、スペンサー・コレクション版です。 研究論文集「絵が物語る日本」によると、このコレクションは日本 の絵巻を含む世界中の美しい装丁本を数多く収蔵しており、発端と なったフランスの絵入り本収集家のスペンサー氏がタイタニック号 の遭難でお亡くなりになり、そのコレクションを夫人が寄贈したの が発端とのこと。あの船と日本が結びつくとは数奇な縁です。

コスモ・バイオのタンパク質発現カタログの表紙では、実験室を 厨房に見立て、タンパク質を「調理」させてみました。このねずみた ちのかわいらしさに敵わないので、ネズミ化はできませんでしたが。

今も昔も、創造することが楽しいことは変わらないようです。 心躍る研究の一助に、本書をお役立ていただけましたら幸いです。 ▶▶▶ タンパク質大量生産受託



記事 ID 検索 ▶▶▶ 35906

## 鶏卵バイオリアクターを用いた タンパク質大量生産受託サービス



[コスモ・バイオ株式会社

メーカー略号:TMG]

#### 組換えタンパク質の大量生産受託サービス

#### オールジャパン体制での新たな「ものづくり」。遺伝子改変ニワトリを用いた組換えタンパク質の大量生産受託サービス

鶏卵の卵白中に、目的とする有用なタンパク質を大量に生産させる技術(鶏卵バイオリアクターを用いたタンパク質製造技術)を用いた、リコンビナントタンパク質の受託製造サービスです。


当サービスでは、「鶏卵の卵白中に、目的とする有用なタンパク質を大量に生産させるように『ゲノム編集』した遺伝子ノックインニワトリ」を用いて、目的タンパク質を大量製造・精製して納品いたします。

従来のタンパク質製造技術と比べ、大量かつ安定してタンパク質を製造することができ、さらに低コストで製造が可能です。

本事業は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所、C4U 株式会社からライセンスを受けて実施しております。


#### 実施例

- ●ヒトサイトカイン
- ●ヒト化抗体 など




◀:ヒトサイトカインX 100 mg/卵

#### ノックインニワトリの作製方法







#### お見積もり・お問い合わせ先

コスモ・バイオの Web より、本サービスのお見積もり・お問い合わせのご依頼を受け付けています。 また、コスモ・バイオでは鶏卵バイオリアクター技術を用いた共同研究をおこなっています。こちらに関しても、お問い合わせを受け付けています。 メールによるお問い合わせをご希望の方は、下記までお願いします。秘密保持契約などにつきましても、対応可能です。

E-mail: tamago@cosmobio.co.jp

## PUREfrex® 酵素的 無細胞タンパク質合成キット



#### タンパク質調製に細胞は必要ありません

#### 細胞の中で行われているタンパク質合成反応をチューブ内に再現

本商品は、大腸菌からタンパク質合成に必要な成分(転写・翻訳・エネルギー再生に必要なタンパク質、リボソーム)を単離精製し、アミノ酸やNTP等と混合して再びタンパク質合成できる形に再構成する PURE システム\*\*1を用いた無細胞タンパク質発現キットです。キットに含まれる大腸菌由来のリポ多糖が低減されていますので、合成したタンパク質を精製せずに、細胞を用いた実験やアッセイに直接用いることができます。

反応液に、目的のタンパク質をコードする DNA もしくは mRNA を添加して反応することにより、タンパク質を合成します。精製した因子を混合した反応液を使用するため、組成を自由に調節できる、翻訳などに無関係なタンパク質をほとんど含まないなどの特長があります。さらに、PUREfrex®に含まれる翻訳因子などのすべてのタンパク質には、精製、検出用のタグ配列が付加されていません。そのため、あらゆるタグ配列を付加したタンパク質を合成し、タグにより精製・検出を行うことが可能です。

※1 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授 上田 卓也 先生らが開発。

#### 特長

- ●PUREfrex®は、どんな生物由来のタンパク質でも鋳型の構成は同じなので、宿主やベクターの検討も不要
- ●複数鋳型を混在して反応させ、Fab等、多量体の合成も可能®2
- ●生細胞では難しい、毒性の強いタンパク質も合成できる\*\*2
- ●反応液量あたりの合成量はほとんど変わらない(数  $\mu$ L  $\sim$  数 10 mL)
- ●操作は簡単。ワンチューブで、37℃、数時間で合成
- ●タグによる合成タンパク質の精製・検出が可能
- ※2 複数鋳型混在下における Fab の合成例、およびタンパク質毒素の合成 例をコスモ・バイオの Web からご覧になれます。

記事 ID 16268 検索





図1 システムの概要

本キットは、精製した因子を再構成した反応液のセットです。鋳型 DNA は、PCR 反応液を直接添加して使えます。目的のタンパク質は、ワンチューブで、37℃、数時間で合成可能です。



タンパク質合成は、本キットの Solution Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを混合した反応液

に、鋳型 DNA を添加し、転写・翻訳反応を同時に行います。そのため、 PUREfrex® での合成に適した鋳型 DNA の作製がタンパク質合成に重要な

カギの一つになります。より詳しい調製方法に関しましては、鋳型 DNA の

サイト (https://www.genefrontier.com/faq/purefrex-template-dna/)

図2 PUREfrex®を用いたタンパク質合成実験のワークフロー

#### PUREfrex® を用いたタンパク質合成に適した鋳型 DNA の設計する際のポイント

#### ●ORF 全体:

大腸菌のコドン使用頻度に基づいたコドンを使用する フレームシフトを生じる配列(X/XXY/YYZ など)は除く

#### ●N 末端:


AT リッチコドンを使用する

開始メチオニン直後のプロリンやグリシンはできるだけ避ける

#### ●5'UTR:

SD 配列(リボソーム結合配列)を含む SD 配列上流の AT リッチ配列を 15 塩基以上含む (全て図3 参照)

#### N 末端のコドン



#### 5' UTR

をご覧ください。





図3 PUREfrex®を用いたタンパク質合成に適した鋳型 DNA の設計

#### 実験例


#### 抗原結合活性を有する IgG の合成 (Murakami S. et al. (2019) Sci. Rep., vol. 9, p. 671.) 実験例

LC、HC の2本の鋳型 DNA から IgG を合成。抗原結合活性には、正しい高次構造形成が必要。

#### 鋳型 DNA 配列の最適化と合成したタンパク質の確認 Step 1



#### Step 2 可溶性の4量体として合成する条件の検討



#### FAQ

ジーンフロンティア株式会社 メーカー略号: GFK



## [01] ヒト由来のタンパク質など大腸菌以外のタンパク質も合成できま

PUREfrex®は、大腸菌由来の翻訳系を再構成したタンパク質合成系で すが、哺乳類、植物などの高等真核生物由来のタンパク質も合成できます。 ただし、GC 含量、マイナーコドンの出現頻度などの核酸の配列により、 タンパク質合成効率が低くなる傾向があります。様々なタンパク質を合 成した例もございます。詳細はコスモ・バイオの Web をご覧ください。

#### 【02】PUREfrex®ではどのくらいタンパク質を合成できますか?

合成するタンパク質に依存しますが、例えば、キットに付属のコ ントロール鋳型 DNA であるジヒドロ葉酸還元酵素 (DHFR) は、 PUREfrex® 1.0 の場合、反応液 1 mL あたり約 150 μg、PUREfrex® 2.0 の場合、反応液 1 mL あたり約 600 µg を合成できます。

#### [03] PUREfrex® ではどのくらいの分子量のタンパク質が合成可能で すか?

数残基のペプチドから、約 100 kDa の分子量のタンパク質も合成で きます。 $\beta$ -Galactosidase を合成した例もございます。

#### 【04】推奨反応温度と反応時間を教えてください。

37℃で2~4時間の反応を推奨しています。

#### [05] タグを付加させたタンパク質は合成・精製可能ですか?

PUREfrex® に含まれる全てのタンパク質には、精製・検出用のタグ は付加されていません。そのため、ヒスチジンタグ(Histag)を含む 全てのタグ配列を使用可能です。例えば、Histag を付加した GFP を PUREfrex®で合成後、金属アフィニティ樹脂で精製した例もございます。

#### 【06】合成されたタンパク質は、糖鎖修飾やリン酸化などの翻訳後修飾 はされますか?

PUREfrex® は翻訳に必要な因子のみを再構成したタンパク質合成系 のため、リン酸化などの翻訳後修飾はされません。

#### 【07】分子シャペロンは含んでいますか?

PUREfrex® は翻訳に必要な因子のみを再構成したタンパク質合成系 のため、Hsp70や Hsp60などの分子シャペロンは含みません。ジー ンフロンティアでは、PUREfrex® でのタンパク質合成時に添加してお 使いいただける、分子シャペロンも発売しております。

#### [08] ジスルフィド結合を有するタンパク質を合成できますか?

タンパク質の活性にジスルフィド結合が必要な場合には、PUREfrex® 1.0 あるいは PUREfrex® 2.0 に添加剤の DS supplement (製品番号: PF005-0.5)を添加してお使いください。SS 結合が複数個所存在する タンパク質の合成例に関しては、コスモ・バイオの Web をご覧ください。

#### 【09】膜タンパク質は合成できますか?

膜タンパク質も合成はできますが、ほとんどの場合、合成された膜タ ンパク質は凝集します。PUREfrex® 反応液に、リポソームなどの脂質 成分を添加して膜タンパク質を合成することにより、脂質成分に組み込 まれた膜タンパク質を合成できる場合があります。

#### 【10】[35S] メチオニンや [3H] ロイシンなど放射性同位体で標識さ れたタンパク質を合成できますか。

[35S] メチオニンや [3H] ロイシンなどの放射性同位体を含むア ミノ酸を合成反応液に添加して合成することにより、放射性同位体で標 識されたタンパク質を合成できます。なお、PUREfrex® 1.0 には、20 種類の天然アミノ酸が、それぞれ終濃度で 0.5 mM となるように含ま れています。

#### 【11】T7 プロモーター以外のプロモーターは使用できますか?

PUREfrex® の反応液には、転写酵素として T7 RNA ポリメラーゼ が含まれていますので、T7プロモーターを付加した鋳型 DNA の使用 を推奨しています。他のプロモーターを使用する場合は、そのプロモー

ターに対応した RNA ポリメラーゼを添加して反応させてください。

#### 【12】ポジティブコントロールのDHFRが合成されない場合の原因は?

PUREfrex® の反応液は、反応チューブを直接加温するヒートブロッ クまたはウォーターバスで反応させてください。気相の恒温槽(培養用 恒温器など)で反応すると、反応液の温度の上昇に時間がかかり、合成 量が低くなります。

キットの構成成分が失活している可能性があります。失活を防ぐため に、キットは適切な温度で保存してください。また、溶液を分注するこ とにより、凍結融解の繰り返しはできるだけ避けてください。

ヌクレアーゼが混入している可能性があります。ヌクレアーゼの混入 を防ぐためには、ヌクレアーゼフリーのチューブ、チップ、試薬を用い、 手袋やマスクを着用して実験を行ってください。

#### 【13】DHFR は合成されるが、目的のタンパク質が合成されない、 または合成量が低い場合、どのような原因が考えられますか?

キットの構成成分が失活している可能性があります。失活を防ぐため に、キットは適切な温度で保存してください。また、溶液を分注するこ とにより、凍結融解の繰り返しはできるだけ避けてください。

ヌクレアーゼが混入している可能性があります。ヌクレアーゼの混入 を防ぐためには、ヌクレアーゼフリーのチューブ、チップ、試薬を用い、 手袋やマスクを着用して実験を行ってください。プラスミド DNA 精製 キットを用いたプラスミド DNA の精製では、精製 DNA に、添加した RNase が混入してくる場合がありますので、ご注意ください。

鋳型 DNA の配列が適切ではない可能性があります。PUREfrex® で 使用する鋳型 DNA には、T7 プロモーター、リボソーム結合部位(SD 配列)、開始コドン、終止コドンが必要です。鋳型 DNA の設計に関しては、 Web (https://www.genefrontier.com/faq/purefrex-templatedna/) もご覧ください。

転写産物が二次構造を形成して翻訳反応を阻害する場合があります。 その場合は、核酸配列の最適化を行ってください。

#### 【14】タンパク質合成に影響を及ぼすファクターはありますか?

#### <pH の影響について>

PUREfrex® 1.0 の反応液は、pH が 7.5 付近になるようにバッファー が添加されています。そのため、酸やアルカリを添加される場合には、 反応液の pH が中性付近になるように調整してください。

#### <カリウムイオンの影響について>

PUREfrex® 1.0 の反応液中の終濃度が 10~20 mM の範囲でした ら、タンパク質の合成量に影響はありません。

#### <マグネシウムイオンの影響について>

PUREfrex® 1.0 反応液中の終濃度が数 mM 程度でしたら、タンパ ク質の合成量にあまり影響はありません。

#### <EDTA などのキレート剤の影響について>

PUREfrex® 1.0 反応液へのキレート剤の添加によるマグネシウムイ オンの減少は、タンパク質の合成量に非常に影響を与えてしまうため、 できるだけで使用を避けてください。

#### <その他の2価カチオンの影響について>

PUREfrex® 1.0 反応液中の終濃度が 10 mM 以上になると、タンパ ク質の合成量が減少する場合が多いため、できるだけで使用を避けてく

#### <DMSO の影響について>

PUREfrex® 1.0 反応液中の終濃度が数 % 程度でしたら、タンパク 質の合成量に影響はありません。

#### <グリセロールの影響について>

PUREfrex® 1.0 は、終濃度 1.5% のグリセロール存在下でタンパク 質の合成が行われています。グリセロールを添加される場合、反応液中 の終濃度が5%以下であればタンパク質の合成量にほとんど影響はあ りませんが、高濃度のグリセロールはタンパク質の合成を阻害します。

## はじめて PUREfrex® を使う方、はじめて無細胞系をお試しになる方におすすめ

タンパク質発現を行うとき、宿主、発現ベクター、誘導、不溶化など、検討することは意外と多くあります。はじめて PUREfrex® を使う方、はじめて無細胞系をお試しになる方は、本当に合成できるのか、合成できたとしても合成量が少ないのではないかなどの不安を抱えている方もいらっしゃると思います。

PUREfrex®は、どんな生物由来のタンパク質でも鋳型の構成は同じなので、宿主やベクターの検討も不要です。全タンパク質共通のプライマーや詳細な解説が付いた、PUREfrex® 2.0 miniで、まずは、お客様のタンパク質が合成できるかどうかお試しください。合成ができなかった場合も、コスモ・バイオにてサポートいたします。

#### PUREfrex® 2.0 mini 構成内容

構成內容	お客様にご用意いただくもの
PUREfrex® 2.0 (タンパク質合成試薬)	目的タンパク質の遺伝子
T7PRO-SD primer (5'UTR 配列を含むプライマー)	Fw と Rev のプライマー (PCR 産物を鋳型 DNA として
DHRF DNA (ポジティブコントロール用の鋳型 DNA)	で利用の場合)

	[ジーンフロンティア株式会社	メーカー略号:GFK」
品番	包装	希望販売価格 貯蔵
PF201-0.1	1 kit(100 μL 反応用)	¥9,800 凍

タンパク質合成反応液:タンパク質の使用用途に合わせてお選びください

#### ■ PUREfrex® 1.0

PUREfrex® 2.0 mini

PUREfrex® 1.0 は、反応液の組成が公開されているため、カスタム品をお考えなど、構成内容の情報が必要な場合におすすめします。また、PUREfrex® 2.0 でタンパク質を合成した際合成速度が速くて、ジスルフィド結合形成やフォールディングなどが間に合わずに不溶化してしまう場合には、合成速度が遅い PUREfrex® 1.0 での合成が有効な場合があります。

#### ■ PUREfrex® 2.0

PUREfrex® 2.0 は、PUREfrex® 1.0 の反応液組成を見直し、タンパク質の合成効率を増大させるよう改良した結果、反応液あたりのタンパク質合成量が高くなっています。より多くのタンパク質を必要とする場合や多品種のタンパク質解析を必要とする研究におすすめします。反応液組成は非公開となっています。

#### ■ PUREfrex® 2.1

PUREfrex® 2.1 は、酸化還元状態のコントロールが重要となる、ジスルフィド結合を含むタンパク質の合成におすすめします。PUREfrex® 2.0 の反応液組成をそのままに、還元剤を別添したことにより、添加する還元剤(および酸化剤)の種類や量により、合成時の酸化還元状態を調整できます。これにより、例えば、細胞での発現では難しいジスルフィド結合を含むタンパク質合成に最適な条件も検討できます。また、添加剤である、DsbC Set (旧: DS supplement) や DnaK Mix も反応液に添加して使用できます。

[ジーンフロンティア株式会社 メーカー略号:GFK]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
合成量控え目で OK、基礎研究用			
PUREfrex® 1.0	PF001-0.25 PF001-0.25-5 PF001-10	1 kit(250 μL 反応用) 1 kit(5 × 250 μL 反応用) 1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥15,000 凍 ¥67,500 凍 ¥440,000 凍
合成量重視			
PUREfrex® 2.0	PF201-0.25 PF201-0.25-5 PF201-10	1 kit(250 μL 反応用) 1 kit(5 × 250 μL 反応用) 1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥24,000 凍 ¥108,000 凍 ¥700,000 凍
合成量重視しつつ、ジスルフィド結合が大事			
PUREfrex® 2.1	PF213-0.25 PF213-0.25-5 PF213-10	1 kit(250 μL 反応用) 1 kit(5 × 250 μL 反応用) 1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥24,000 凍 ¥108,000 凍 ¥700,000 凍

#### 添加剤:合成確認後、つぎのステップに合わせてお選びください

#### ■ DsbC Set (旧: DS supplement)

DsbC Set は、PUREfrex® 反応液に添加することで、ジスルフィド結合 形成に最適な環境を作り出します。DsbC Set は、酸化的な環境にするた めの酸化剤として、酸化型グルタチオン(GSSG)、ジスルフィド結合イソ メラーゼとして大腸菌の DsbC が含まれています。タンパク質の活性にジ スルフィド結合が必要な場合にお使いください。

#### ■ DnaK Mix

DnaK Mix は、高度に精製した大腸菌由来の DnaK、DnaJ、GrpE を適切な濃度比であらかじめ混合した溶液です。PUREfrex® 反応液、またはDsbC Set を用いたタンパク質合成時に添加することにより、単独では高次構造を形成しにくいタンパク質を、活性を有した状態で合成しやすくします。

#### ■ GroE Mix

GroE Mix は、高度に精製した大腸菌由来の GroEL、GroES を適切な濃度比であらかじめ混合した溶液です。PUREfrex® 反応液を用いたタンパク質合成時に添加することにより、単独で高次構造を形成しにくいタンパク質を、活性を有した状態で合成しやすくします。

#### ■ PDI Set

PDI Set は、ジスルフィド結合形成が可能な環境にするための酸化剤として酸化型グルタチオン(GSSG)、ヒト由来のジスルフィド結合イソメラーゼ(PDI)、および PDI の酸化酵素である  $Ero1\alpha$ が含まれています。 PURE frex® 反応液を用いたタンパク質合成時に添加することで、正しいジスルフィド結合を形成して活性を有したタンパク質を合成しやすくします。

#### ■ EF-P

EF-P は、34 位リジンに翻訳後修飾を受けた大腸菌由来の組換えタンパク質を含む、タンパク質合成用添加剤です。連続したプロリン残基(Pro-Pro-Pro や Pro-Pro-Gly など)を含むタンパク質は、大腸菌の転写・翻訳 反応に関与する因子で構成されている PUREfrex® での合成が難しいこと や、合成量が低い場合がありますが、EF-P を添加することで合成量を改善することができます。

[ジーンフロンティア株式会社 メーカー略号:GFK]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
高次構造形成、可溶性向上			
DnaK Mix	PF003-0.5	1 kit(500 μL 反応用)	¥18,000 凍
	PF003-10	1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥290,000 凍
GroE Mix	PF004-0.5	1 kit(500 μL 反応用)	¥18,000 凍
	PF004-10	1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥290,000 凍
ジスルフィド結合形成を促進			
DsbC Set (Former: DS supplement)	PF005-0.5	1 kit(500 μL 反応用)	¥10,000 凍
	PF005-10	1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥160,000 凍
PDI Set	PF006-0.5	1 kit(500 μL 反応用)	¥10,000 凍
	PF006-10	1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥160,000 凍
プロリンの多いタンパク質合成に			
EF-P	PFS052-0.5	1 kit(500 μL 反応用)	¥5,000 凍
	PFS052-10	1 kit(5 × 2 mL 反応用)	¥80,000 凍

#### カスタムキット

カタログにないキットも、ご要望に応じて、0.5 mL 反応分から作製します。Solution から特定の因子を除くなどの対応が可能です。コスモ・バイオまで お問い合わせください。

▶▶▶ 無細胞発現

記事ID検索 ▶▶▶ 6443

## RYTS Kit(大腸菌無細胞タンパク質合成キット)



#### 迅速!簡単!ワンステップ!

RYTS Kit は、大腸菌無細胞タンパク質合成に必要な全ての試薬を含む キットです。転写・翻訳反応に必要な成分を全て含んでいますので、発現テ ンプレートを反応液に加えるだけで、迅速・簡便にタンパク質合成を行うこ とができます。

このキットに含まれる大腸菌抽出液は、広範囲な種類のタンパク質を効率 よく合成することを目的として、独立行政法人理化学研究所にて開発されま した<sup>(1~4)</sup>。大腸菌抽出液内の核酸分解酵素の存在量を大幅に抑えているた め、環状 DNA 以外にも直鎖 DNA や mRNA を鋳型として翻訳反応を行う ことができます。また、従来では合成が困難であった比較的大きなタンパク 質の合成にも適しています。合成したタンパク質は、X 線構造解析や NMR 構造解析として利用できます。

#### 特長

- ●高分子量タンパク質の合成
- ullet300  $\mu$ L あたり、最大 150  $\mu$ g のタンパク質が合成可能
- ●透析膜を利用することで、長時間の合成反応が可能
- ●バルクでの供給も可能

#### 構成内容

- ●E.coli ライセート
- ●2×反応液
- Methionine
- ●酵素液
- ●CAT コントロールベクター
- ■Nuclease Free Water



#### 参考文献

- 1. Eiko Seki, et al., Analytical Biochemistry, 377, 156-161 (2008).
- 2. Dong-Myung Kim, et al., Eur. J. Biochem., 239, 881-886 (1996).
- 3. Takanori Kigawa, et al., Journal of Structural and Functional Genomics, 5,
- 4. Masaaki Aoki, et al., Protein Expression and Purification, 68, 128-136 (2009).

[株式会社プロテイン・エクスプレス メーカー略号: PRX]

	品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
RYTS Trial Kit		CF001	0.3 mL	¥24,000 速
RYTS Kit		CF002	$5 \times 0.3 \text{ mL}$	¥42,000 凍

▶▶▶ 無細胞発現



記事 ID 検索 ▶▶▶ 42785

## ALiCE® 植物細胞ベースの無細胞タンパク質発現キット

#### 収量最大3 mg/mL! 工業用スケールまで対応可能!

ALiCE® は、真核生物系無細胞タンパク質発現キットです。ALiCE® は Fraunhofer 社および Dow AgroSciences 社にて活用されていた特許技術 を組み合わせたものであり、小麦胚芽、CHO 細胞、HeLa 細胞、大腸菌等 を用いた既存の無細胞タンパク質発現方法よりも高い発現量が得られます。

- ●高収量:最大 3 mg/mL のタンパク質を合成できる
- ●高コストパフォーマンス: 同程度の価格で最大30倍のタンパク質収 量を得られる\*\*
- ●迅速・簡便:48 時間、ワンステップの反応工程で目的のタンパク質の
- ●柔軟 : 細胞毒性タンパク質や構造が複雑な「生産が難しい」タンパク 質の発現が可能
- ●アクティブなミトコンドリアによるエネルギー供給
- ●500 種類を超えるタンパク質を発現評価済み

※既存の無細胞タンパク質発現系と比較して

#### 使用目的

ALiCE® は、液胞が枯渇したタバコ細胞溶解物を利用した無細胞タンパク 質合成キットです。本キットには、in vitro での転写に必要な RNA ポリメ ラーゼ、NTP といったすべての因子および翻訳反応に必要なリボソーム、 翻訳開始/伸長因子、tRNA などが含まれています。単一のチューブ内でプ ラスミド DNA を ALiCE® 反応ミックスと混合するだけで RNA 転写と翻訳 の両方が行われ、約48時間で最大3 mg/mLの目的タンパク質を回収する

本キットには、目的タンパク質に応じて使用できる2つの発現ベクター pALiCE01 および pALiCE02 が付属しています。これらは、ALiCE® 発現 システムと組み合わせて使用すると、優れたタンパク質収量が得られるよう に特別に調整されています。

#### [付属の発現ベクター]

pALiCE01…ALiCE® サイトゾル画分での発現に使用できます。 pALiCE02…シグナルペプチドによりオルガネラ様構造のミクロソームへ 移行して、フォールディングや翻訳後修飾されます。





図 1 各無細胞タンパク質発現系での目的タンパク質の収量

#### 発現タンパク質例



#### 図 2 フルサイズの M12 抗体の発現

- ・タンパク質発現量: 0.14 mg/mL (ALICE® 旧パージョン使用時、フォールディングのために ・タロソームへ誘導) ・タンパク質の構造: ジスルフィド結合を含むヘテロ四量体





図 4 増強黄色蛍光タンパク質(eYFP)の発現

- ・タンパク質発現量:3 mg/mL ・タンパク質の構造:ジスルフィド結合を含まないモノマー分子 ・機能性:活性を蛍光アッセイで確認済み



#### 図3 グルコースオキシダーゼの発現

- ロる フルコ スペインフ との元が、・タンパク質発現量: 1 mg/mL のタンパク質 (フォールディングのためにミクロソームへ誘導)・タンパク質の構造: ジスルフィド結合を含むホモダイマー
- 機能性: 比色アッセイで活性を確認済み




図 5 eYFP タグ付き膜タンパク質 HB-EGF の発現

- ・タンパク質の特長: ヘバリン結合性上皮成長因子 -eYFP
  - 断片化のわずかな兆候を伴うもののフルサイズのタンパク質を発現 ミクロソーム膜に組み込まれたタンパク質(上図矢印参照)を確認済み

		ELONIODIO GINDIT	, ,, ,H , . LI101
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
ALiCE® Cell-Free Protein Expression Mini Kit	AL0103050	1 kit $(6 \times 50 \mu\text{L})$	¥108,000 室凍
ALiCE® Cell-Free Protein Expression Midi Kit	AL0103200	1 kit $(6 \times 200 \mu\text{L})$	¥407,000 室凍
Al iCF® Cell-Free Protein Expression Maxi Kit	AL0103500	1 kit $(6 \times 500 \text{ µl})$	ご照会 室凍

→ 22 ~ 27 ページ

▶▶▶ 大腸菌による発現

## コンピテントセル一覧表

本章でご紹介するコンピテントセルをご紹介します。

## タンパク質発現用

#### エンドトキシンフリー エレクトロ

ClearColi®	(LUC社)	→ 10 ページ
株		最大形質変換効率
BL21 (DE3)		1 × 10 <sup>9</sup> cfu/μg
-		<del></del>

#### 不溶性タンパク質発現に ケミカル エレクトロ

SoluBL21™	(GEN 社)	→ 18 ページ
株	最大形	質変換効率
BL21 (DE3)	ケミカル : エレクトロ:	1 × 10 <sup>6</sup> cfu/μg 1 × 10 <sup>10</sup> cfu/μg

#### 毒性を持つタンパク質発現に ケミカル エレクトロ

OverExpress™ (LUC 社) → 13ページ 最大形質変換効率 ケミカル : 1 × 10<sup>6</sup> cfu/μg エレクトロ: 1 × 10<sup>9</sup> cfu/μg C41 (DE3)

Application Note あります! 16ページへ

C41 (DE3) pLysS	ケミカル :1 × 10 <sup>6</sup> cfu/μg
C43 (DE3)	ケミカル : 1 × 10 <sup>6</sup> cfu/μg エレクトロ: 1 × 10 <sup>9</sup> cfu/μg
	ケミカル : 1 × 10 <sup>6</sup> cfu/μg

## その他、一般的なタンパク質発現用

商品	株	最大形質変換効率	掲載ページ
Champion™ 21 (SMO社) 歩ミカル 速く、簡単に	BL21 (DE3)	1 × 10 <sup>7</sup> cfu/μg	19ページ
HI-Control <sup>TM</sup> (LUC 社) Leaky Expression を低減	BL21 (DE3) 10G (DH10B)	1 × 10 <sup>7</sup> cfu/μg 1 × 10 <sup>9</sup> cfu/μg	20ページ
BioElegen 社 BL21 (DE3) (GMB 社) ケミカル 日常的なタンパク質発現に	BL21 (DE3)	1 × 10 <sup>6</sup> cfu/μg	20ページ
<b>E. cloni® EXPRESS</b> (LUC 社) <b>エレクトロ ケミカル</b> 優秀な形質転換効率	BL21 (DE3)	エレクトロ:5 × 10 <sup>9</sup> cfu/μg ケミカル :1 × 10 <sup>7</sup> cfu/μg	21 ページ

## クローニング用

#### Expresso® シリーズ (LUC社)

T7 / T7 SUMO クローニング & 発現システム Rhamnose クローニング & 発現システム

Expresso® Rhamnose Cloning Kit と *E.cloni*® 10G のコンピテントセルを用いた超簡単タンパク質発現 HI-Control™、もしくは E.cloni® シリーズのコンピテントセルを用い て、安定で厳密に制御されたタンパク質発現を実現

#### ファージディスプレイ用 エレクトロ

株		最大形質変換効率	掲載ページ
TG1	アンバーサプレッサー(supE)を持つ。ファージディスプレイやタンパク質発現に。	$4 \times 10^{10}  \text{cfu/µg}$	27 ページ
SS320 (別名:MC1061F')	アンバーサプレッサーを持たない、F' を持つ。ファージディスプレイ用で、形質転換効率が非常に優れる。	4 × 10 <sup>10</sup> cfu/μg	
ER2738	アンバーサプレッサー(glnV)を持つ、New England Biolab 社 Ph.D.™ Phage Display Kits とのご使用を推奨。	2 × 10 <sup>10</sup> cfu/μg	
MC1061F-	アンバーサプレッサーを持たない。一般的なクローニングやファージディスプレイに適しています。遺伝子型は F' エピソームを持たない点以外は、SS320 株と同じで、繊維状ファージの再感染には使用できる。	<del></del>	

特長

こしません。

ご利用いただけます。

工程を必要としません。

▶▶▶ 大腸菌による発現



記事ID検索 ▶▶▶ 11322

## ClearColi® BL21(DE3)エレクトロコンピテントセル

BIOSEARCH TECHNOLOGIES

#### エンドトキシン除去工程必要なし!タンパク質発現用コンピテントセル

エレクトロ

ClearColi® 株は、タンパク質やプラスミド DNA から LPS を除去するのではなく、LPS を根源から除去することで機能的にクリーンなリコンビナントタンパク質とプラスミドの産生を可能にし、ほ乳類細胞のエンドトキシン応答を誘導しない改良された LPS(Lipid IVA)を持つ初の市販のコンピテントセルです。

ClearColi® 株は hTLR4/MD-2 の活性化に対する外膜アゴニストを欠損しています。そのため、ClearColi® 株による hTLR4/MD-2 シグナルの活性化の程度は、野生型 E. coliに比べ数倍低く、ClearColi®BL21 (DE3)株で産生させたタンパク質は実質的にエンドトキシン活性がないといっても過言ではありません。

●遺伝的に修正した LPS は、ヒト細胞内でエンドトキシン応答を引き起

●哺乳動物細胞免疫原性テスト、毒性分析、タンパク質製剤研究などに

●BL21(DE3)細胞と同等のタンパク質発現で、エンドトキシン除去

●サイトカインアッセイでの偽陽性を減らし、結果の信頼性を向上しま

#### 構成内容

- ●ClearColi® BL21 (DE3) エレクトロコンピテントセル
- ●発現回復培地 (ラクトース: -)
- ●ポジティブコントロールプラスミド(スーパーコイル pUC19 DNA)

#### 遺伝型情報

F<sup>-</sup> ompT hsdS<sub>B</sub> (r<sub>B</sub><sup>-</sup> m<sub>B</sub>) gal dcm lon  $\lambda$  (DE3 [lacl lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) msbA148  $\Delta$ gutQ  $\Delta$ kdsD  $\Delta$ lpxL  $\Delta$ lpxM  $\Delta$ pagP  $\Delta$ lpxP  $\Delta$ eptA

ClearColi®株の遺伝型として、LPS を Lipid IV<sub>A</sub> に変更する 7 つの特異 的な欠損変異(ΔgutQ ΔkdsD ΔlpxLΔlpxMΔpagPΔlpxP ΔeptA)と、 LPS 前駆体である Lipid IV<sub>A</sub> 存在下での生存能を維持するための 1 つの変 異 msbA148 を持っています。

また、LPS は 6 つのアシル基を持ちますが、Lipid IVA のアシル基は 2 つ少ない 4 つで、これが非常に重要です。LPS の 6 つのアシル基は、Myeloid differentiation factor 2 (MD-2) と複合体を形成した Toll-like receptor 4 (TLR4) に認識され、NF- κB の活性化と炎症誘発性サイトカインの産生を誘導します。これに対し、4 つのアシル基しか持たない Lipid IVA は、TLR4 により認識されず、エンドトキシン応答を誘導しません。

#### す。

●膜タンパク質、脂質結合タンパク質の産生に有用です。




図 1 E. coli K-12株の LPS と ClearColi® 株の Lipid IVa との比較 アシル基の数を 6 つから 2 つに変異(LPS を Lipid IVa に変異)させることで、エンドトキシ ンシグナルの活性化を無効化した。




図2 ClearColi® BL21 (DE3) 株と E. Cloni® EXPRESS BL21 (DE3) 株\*の蛍 光タンパク質発現の比較

元ップバン資本店の山本 T7 ブロモーター制御下で発現する YFP を持つブラスミドを ClearColi® BL21 (DE3) 株と E.cloni® EXPRESS BL21 (DE3) 株に形質転換し、LB Miller 培地で培養、誘導した。同量の 細胞数を遠心分離により沈殿させ、長波長 UV イルミネーションで撮影した。

※E.cloni® EXPRESS BL21 (DE3) 株は Lucigen 社が販売している所謂 BL21 (DE3) 株です。

	[Lucige	n Corporation.	メーカー略号:LUC]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
ClearColi® BL21 (DE3) Electrocompetent Cells (DUOs)	60810-1 60810-2	12 rxns 24 rxns	¥63,000 凍 ¥115,000 凍

●本製品は、非営利的の研究用として販売しており、ご注文の際に使用目的確認書にご署名をお願いしています。 商業用に使用される場合には、別途契約が必要ですのでお問い合わせください。 FAQ

記事ID検索 ▶▶▶ 12451

Lucigen Corporation. メーカー略号: LUC

#### BIOSEARCH **TECHNOLOGIES**

## \_ucigen社 ClearColi® コンピテントセルについて

#### 【01】ClearColi® コンピテントセルと、市販されている他のコンピテ ントセルとの違いは何ですか?

ClearColi® コンピテントセルは、ヒト細胞におけるエンドトキシン 反応を引き起こさない、遺伝的に改変したリポ多糖(LPS)を有します。 7 つの遺伝的な欠失 (ΔgutQ ΔkdsD ΔlpxL ΔlpxMΔpagPΔlpxP ΔeptA) を組込むことで LPS を脂質 IVA に改変しています。また、1 つの補償的変異(msbA148)を追加することで、脂質 IVA 前駆体の存 在下での細胞の生存能を保ちます。

#### 【02】 LPS と脂質 IV4 の違いは何ですか?

ClearColi® 細胞では、通常の6つアシル化されたLPS から2つ の二次アシル鎖が欠損しており、真核細胞における内毒性を決定する 要因となっています。LPS の 6 つの アシル鎖は、MD-2 (myeloid differentiation factor 2) と複合体を形成したトールライクレセプター 4 (TLR4; Toll-like receptor 4) によって認識され、NF-κBの活性 化と炎症誘発性サイトカインの産生を引き起こします。2 つの二次アシ ル鎖が欠損した脂質 IVA は、活性化型のヘテロ 4 量体 hTLR4/MD-2 複合体の形成を誘導せず、エンドトキシン応答を引き起こしません。さ らに、オリゴサッカロイド鎖の欠損により、生産物から脂質 IVA を除去 することが容易になります。

#### 【03】 LAL テストでエンドトキシンレベルを測定すると陽性反応がで ます。なぜですか?

LAL (Limulus amebocyte Lysate) テストは、FDA に承認され、 最も一般的に用いられているエンドトキシン検出法です。しかし、LAL テストは、エンドトキシン活性のある6つアシル基を持つLPSと、エ ンドトキシン活性のない4つアシル基を持つ脂質 IVA とを区別するの に、不適切な方法です。エンドトキシンが LAL カスケードを活性化す るための構造条件は、ヒト免疫細胞系を刺激するための条件と異なりま す。ヒト免疫細胞では LPS/lipid A のアシル化パターンは刺激を決定 する要因ですが、LAL カスケードの活性化はほとんどアシル鎖の数に 依存しません。代わりに、LAL テストは 4'- モノホスホリル - ジグル コサミン骨格構造を必要としますが、これは6つアシル基を持つLPS と、4つアシル基を持つ E. coli の脂質 IVA 両方にあります。このように、 アッセイに特異性がないことから、偽陽性となることがあります。LAL テストは、ヒト免疫細胞システムの中枢的な細胞性エンドトキシンセン サーシステムよりも幅広い LPS/lipid A変異体を認識します。

ClearColi® 細胞から産生されたタンパク質は、簡単なニッケルカラ ム精製工程により LAL 応答レベルを大幅に低下させることができます。 例えば、ClearColi® 細胞と E. cloni® EXPRESS BL21 (DE3) エ レクトロコンピテントセルを用いて発現させた ApoA1 を比較すると、 LAL 応答は 99% 低下しました。

#### 【04】ClearColi® BL21 (DE3) 細胞からどのくらいのレベルのタン パク質発現が期待できますか?

十分な密度に増殖すると、ClearColi® BL21 (DE3) 細胞は通常の BL21 (DE3) 細胞と同レベルのタンパク質を産生します(同じ細胞数 での比較)。タンパク質によって発現レベルが多少変化するかもしれま せんに

#### 【05】ClearColi® BL21 (DE3) 細胞で発現したリコンビナントタン パク質の、可溶性や機能はどうなっていますか?

Lucigen 社が行った実験では、可溶性と機能性に関しては、通常の BL21 (DE3) 細胞と ClearColi® BL21 (DE3) 細胞で有意な差はあ りません。

## 【06】ClearColi® 細胞は哺乳類細胞で実際にエンドトキシンフリーで

ClearColi® 細胞由来の脂質 IVA は、ヒト免疫細胞でエンドトキシン 応答を誘導できないように改変されています。7 つの別々な遺伝子を欠 損しているので、通常の LPS 産生に戻ることはありません。適切に管 理すれば、下流のエンドトキシン除去工程の必要はなく、ClearColi® 細胞からプラスミドとタンパク質を得ることができます。しかし、LPS のコンタミネーションは研究室のいたるところにあるため、細胞株以外 の LPS 供給源を最小限にするよう配慮が必要です。

脂質 IVA は、ヒト LPS 応答性細胞のエンドトキシンアンタゴニストと して知られています。例えばマウス、チャイニーズハムスター、ウマ細 胞などの他の哺乳類細胞で、4つのアシル基を持つLPS前駆体が、エ ンドトキシン活性化因子として作用する可能性があることを考慮しなけ ればいけません。TLR4とMD-2の構造に種特異的な差異があることで、 脂質 IVA が動物種特異的な認識と刺激活性を示す可能性があります。

#### 【07】 タンパク質やプラスミドの内在性 LPS によるコンタミネーショ ンを避けるにはどうすればいいですか?

滅菌技術により、外部の供給源からの LPS コンタミネーションを十 分に管理できます。以下の予防策をおすすめします。

- ●滅菌・パイロジェンフリーのディスポーザブルのピペットチップや遠 心管を使用する
- ●全てのガラス製品を使用する 1 時間前に 250℃以上で熱処理する
- ●通常の E. coli 株と接触した精製カラムや樹脂を使用しない
- ●低エンドトキシンが保証された試薬を使用するか、使用前に試薬の検 杳を行う
- ●エンドトキシン検査された水を使用する
- ●消毒薬で実験室を清浄にする

細胞株	LAL 結果 (EU/mg)	低下率
ClearColi® Electrocompetent Cells	450	
E. cloni® EXPRESS BL21 (DE3) Electrocompetent Cells	53,800	99.1%

外部からの LPS コンタミネーションが存在する場合を除いて、残 留 EU が測定されるのは LAL テストの非特異性によります。例えば HEK- Blue™-4 細胞(InvivoGen 社)のような代替毒性試験は、研究 者が通常目標とする閾値を超える EU レベルでも、ClearColi® 由来の タンパク質からは実際の免疫原性の影響はないことを示唆しています。

LAL テストの非特異的な性質により、ClearColi® 由来の脂質 IVA で 偽陽性のエンドトキシン活性が得られることがあります。生理学的に関 連する別の方法を検討することをおすすめします。

次ページに続く



11

## [08] ClearColi® を使用する時、精製後のエンドトキシンを測定する

低レベルのエンドトキシンレベルであっても、それが重大な意味を 持つアプリケーションでは、一般的な全ての予防策を行うことを強くお すすめします。外部からのコンタミネーションが起こる可能性があり、 LPS がまったく存在しないという保証はありません。安全対策とその後 のアプリケーションについては、ご自身で最善を尽くす必要があります。

#### [10] ClearColi® BL21 (DE3) 細胞の成長速度はどのくらいですか?

ClearColi® BL21 (DE3) 細胞は、通常の BL21 (DE3) 細胞の約 50% の速度で増殖します。形質転換細胞を播種した後、24 時間程度 で非常に小さなコロニーが見えることが予想されます。次の実験用にコ ロニーをピックするまでに 32~40 時間程度インキュベートすること をおすすめします。タンパク質発現の誘導に必要な細胞密度に到達する には、より長い成長時間がかかります。

#### 【09】精製後のエンドトキシン除去は必要ですか?

エンドトキシン測定の方法とアプリケーションによります。前述のよ うに、ClearColi® 細胞の脂質 IVA はヒト細胞でエンドトキシン応答を 引き起こしませんが、LAL テストを使用すると比較的低い EU 測定値 を示す可能性があります。通常は、LAL レベルを閾値以下に低下させ るには、簡単なプラスミド精製またはニッケルカラムでのタンパク質精 製で十分です。エンドトキシンレベルをより低下させたい場合は、追加

の精製ステップが必要です。



神経研究ハンドブック



エクソソーム研究用試薬 アプリケーションノート集



グライコバイオロジー ハンドブック第3版



RNAi ハンドブック 第3版



ゲノム編集ハンドブック 第3版

# 好評配布中!

#### コスモ・バイオのハンドブック

ウェブサイトからカタログ送付依頼【無料】ができます! www.cosmobio.co.jp



#### 計□ 記事 ID 検索 ▶▶▶ 2770

## OverExpress™ Competent Cell

BIOSEARCH **TECHNOLOGIES** 

ケミカル

エレクトロ

毒性を持つタンパク質の発現系用コンピテントセル

Lucigen 社の OverExpress™ コンピテントセルは、真正細菌や酵 母、植物、ウイルス、哺乳類など、生物種を問わず、多くの毒性タンパ ク質の発現が可能なユニークなコンピテントセルです。BL21 (DE3) 株 では発現困難な多くの膜タンパク質や細胞質タンパク質、ヌクレアーゼも OverExpress™ では容易に発現可能です。

OverExpress™ は表現型として毒性タンパク質に対して耐性を示すも のが選択されており、遺伝的変異を含みます。C41(DE3)株は E. coli BL21 (DE3) 株から派生しており、多くの毒性タンパク質に対して耐性を 持っています。C43 (DE3) 株はそのC41 (DE3) 株から派生しており、 C41 (DE3) 株とは異なる毒性タンパク質に対して耐性を示す菌株を選別 したものとなっています。


OverExpress™ は BL21 (DE3) 株同様に λ DE3 溶原菌で、LacUV5 プロモーター制御下に T7 RNA ポリメラーゼ遺伝子を持ち、Lucigen 社 pSMART®-cDNA ベクターなどの T7 誘導型タンパク質発現ベクターによ る目的タンパク質の発現に適しています。

OverExpress™ pLysS 株は、T7 RNA ポリメラーゼの阻害剤である T7 リゾチームをコードするクロラムフェニコール耐性プラスミド pLysS を持 ち、誘導前のT7 RNAポリメラーゼを抑制することにより、特に毒性タン パク質をコードする組換え体を安定化させます。

#### OverExpress™ の他菌株との比較\*

表 OverExpress™ C41 (DE3) 株、OverExpress™ C43 (DE3) 株と親株 BL21 (DE3) 株の形質転換効率および導入タンパク質発現率の比較

菌株	形質転換成功率ª	毒性を誘導した発現り	プラスミドの発現 <sup>o</sup>
BL21 (DE3)	16/26 (62%)	25/26 (96%)	14/26 (54%)
C41 (DE3)	28/28 (100%)	14/28 (50%)	24/28 (86%)
C43 (DE3)	28/28 (100%)	1/28 (4%)	23/28 (81%)



分母の 26 (BL21)、28 (C41、C43) は用いたプラスミドの種類数を示す。


- a. プラスミドを用いた形質転換後、LB (アンピシリン含有) 培地上でコロニーを得られ た数を形質転換成功数とした。
- b. プラスミドを用いた形質転換後、LB(アンピシリン、IPTG 含有)培地上でコロニー が得られなかった数を毒性が発現した数とした。
- c. LB (アンピシリン含有) 培地で培養し、IPTG で誘導後、クマシー染色でタンパク質 の発現が確認できた数をタンパク質発現数とした。
- \* L. Dumon-Seignovert, G. Cariot, and L. Vuillard (2004). Protein Expression and Purification 37, 203-206. Data used with permission.

#### 構成内容

- ●コンピテントセル
- ●発現回復培地〔ラクトース (-)〕
- ●pUC19 ポジティブコントロール
- ●pAVD10 確認用プラスミド

#### 特長

- ●タンパク質発現系で優れた信頼性 組み換え遺伝子の発現の成功率を著しく増加します。
- ●毒性をもつタンパク質でも発現に成功、引用文献 350 報以上!
- ●不活性な凝集体(inclusion body)の形成を低減






図 T7 プロモーター制御下における GFP および RFP の発現 GFP 発現ブラスミドおよび RFP 発現ブラスミドを OverExpress™ C41 株、BL21 株、OverExpress™ C43 株にそれぞれ導入後、IPTG を含む培地で培養した。

#### 遺伝型情報

- OverExpress™ C41 (DE3) :
  - F ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
- OverExpress™ C41 (DE3) pLysS:
  - F ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CmR)
- OverExpress™ C43 (DE3):
- F ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
- OverExpress™ C43 (DE3) pLysS:
- F ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysS (CmR)

#### OverExpress™ コンピテントセルで発現に成功したタンパク質例

タンパク質

下表に示した毒性タンパク質以外にも様々な毒性タンパク質発現が OverExpress™ コンピテントセルで成功しています。 文献数 350 以上! Lucigen 社 Web サイト(http://lucigen.com/Citations.html)にて実績詳細をご確認いただけます。

タンパク質	タイプ	生物種	菌株
Accelerated cell death 1 (ACD1)	_	Arabidopsis thaliana	C43 (DE3)
AcpM (malonyl acyl carrier protein)	_	Mycobacterium tuberculosis	C41 (DE3)
AcrA-AcrB-TolC multidrug efflux pump	Membrane	Enterobacter aerogenes	C43 (DE3)
ADP/ATP translocase	Membrane	Bovine	C43 (DE3)
AHSP (α-haemoglobin stabilizing protein)	_	Human	C41 (DE3)
AIDA-ß domain	Membrane	Escherichia coli	C41 (DE3)
AKR1C (aldo-keto reductase 1C)	_	Human	C41 (DE3)
ATP/ADP translocase	Membrane	Rickettsia prowazekii	C41 (DE3)
ATPase (V-ATPase subunit C)	Membrane	Saccharomyces cerevisiae	C41 (DE3)
BCR-ABL oncogenic protein	_	Human	C41 (DE3)
BcrC	_	Bacillus subtilis	C41 (DE3)
BmrA ATP Binding Cassette transporter	Membrane	Escherichia coli	C41 (DE3)
BRCT domain of 53BP1	_	Human	C41 (DE3)
C5 methyltransferase M.HaellI	_	Haemophilus influenzae	C41 (DE3)
Cytochrome P450 CYP79B2	Membrane	Arabidopsis thaliana	C43 (DE3)
DNA polymerase	_	Bacteriophage T5	C43 (DE3)
Dystrophin 226	_	Rat	C41 (DE3)
EmrA (membrane fusion protein)	Membrane	Escherichia coli	C41 (DE3)
Estrogen receptor-related receptors	_	Human	C41 (DE3)
FtsH (Zn2+-metalloprotease)	Membrane	Mycobacterium smegmatis	C41 (DE3)
Glucocorticoid receptor ligand-binding domain	_	Human	C41 (DE3)
growth hormones gfGH-I /-II	_	Goldfish	C41 (DE3)
Heptad repeats HR1 & HR2	_	PPR virus	C41 (DE3)
Intl1 integrase	_	Transposon Tn21	C41 (DE3)
KMCP1 (kidney mitochondrial carrier protein-1)	Membrane	Mouse	C41 (DE3)
LH2 (light harvesting complex 2)	Membrane	Pea	C41 (DE3)
M2 proton channel	Membrane	Influenza A virus	C41 (DE3)
NA+/glucose cotransporter (hSGLT1)	Membrane	Human	C41 (DE3)
NS3 serine protease	_	Dengue virus Type 2	C41 (DE3)
Nsp9 protein	_	SARS coronavirus	C41 (DE3)
Orange fluorescent protein	_	Cnidaria tube anemone Cerianthus sp.	C41 (DE3)
p53	_	Human	C41 (DE3)
Rop1 (antisense RNA-binding protein)	_	Escherichia coli	C41 (DE3)
TAT-Bc1-2 delta loop protein	Membrane	Rat	C43 (DE3) pLysS
terpene synthases/cyclases	_	Rice (Oryza sativa)	C41 (DE3)
Tnl (troponin inhibitory subunit)	_	Chicken	C41 (DE3)
Tocopherol cyclase	_	Zea mays	C43 (DE3)
Ubiquitin E3 ligase MDM2	_	Human	C41 (DE3)
UCP1 (uncoupling protein 1)	Membrane	Mouse	C41 (DE3)
UCP1 anion carrier	Membrane	Rat	C41 (DE3)
UDP-N-acetylglucosamine acyltransferase	_	Helicobacter pylori	C41 (DE3)
YibK	Membrane	Haemophilus influenzae	C41 (DE3)
YvcC, a multidrug ATP-binding cassette transporter	Membrane	Bacillus subtilis	C41 (DE3)
KasA (beta-ketoacyl-ACP synthase)	Membrane	Mycobacterium tuberculosis	C41 (DE3) pLysS

			Lucigen Corporation.	メーカー略号:LUC]
品名/内容	仕様	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
OverExpress™ C41 (DE3) Cells	Electrocompetent Cells	60341-1	12 rxns (SOLOs)	¥59,000 凍
OverExpress <sup>™</sup> C41 (DE3) Cells	Chemically Competent Cells	60442-1 60442-2	12 rxns (SOLOs) 24 rxns (SOLOs)	¥44,000 凍 ¥66,000 凍
OverExpress <sup>™</sup> C41 (DE3) pLysS Cells	Chemically Competent Cells	60444-1 60444-2	12 rxns (SOLOs) 24 rxns (SOLOs)	¥44,000 凍 ¥66,000 凍
OverExpress <sup>™</sup> C43 (DE3) Cells	Electrocompetent Cells	60345-1 60345-2	12 rxns (SOLOs) 24 rxns (SOLOs)	¥59,000 凍 ¥105,000 凍
OverExpress™ C43 (DE3) Cells	Chemically Competent Cells	60446-1 60446-2	12 rxns (SOLOs) 24 rxns (SOLOs)	¥44,000 凍 ¥66,000 凍
OverExpress <sup>™</sup> C43 (DE3) pLysS Cells	Chemically Competent Cells	60448-1 60448-2	12 rxns (SOLOs) 24 rxns (SOLOs)	¥44,000 凍 ¥66,000 凍
OverExpress™ ChemComboPack ●上記 4 菌株が各 3 反応分入ったパック	Chemically Competent Cells	60452-1	12 rxns	¥44,000 凍

包装形態は 1 rxn / 1 vial(SOLOs)となります。例:12 rxns → 12 vials

Lucigen Corporation. メーカー略号: LUC



#### 【01】OverExpress™ 株の中でどれを選ぶべきですか?

FAQ

任意のタンパク質を発現させる場合に、4 種類の OverExpress™ 株 (C41 (DE3)、C43 (DE3)、C41 (DE3) pLysS、C43 (DE3) pLysSの中でどれが最適かを予測することは困難です。はじめてご利用いただく際には、4 種類の OverExpress™ コンピテントセルが各 3 反応分セットになっている ComboPack をご利用いただき、ご自身のアプリケーションに最適な菌株を決定することをおすすめしています。

本製品は、ケミカルコンピテントセルとエレクトロコンピテントセルからお選びいただけます。C41 (DE3) および C43 (DE3) のいずれも 内在性の抗生物質耐性を持ちませんが、pAVD10 確認用ベクターを導入することでそれぞれの菌株と BL21 (DE3) を区別することができます。 pAVD10 は、T7 プロモーターの制御下にある uncF 遺伝子(大腸菌 ATPase の b サブユニットをコードする)を含んでおり、BL21 (DE3) に導入すると致死、C41 (DE3) では IPTG 誘導時に致死となりますが、C43 (DE3) では常に許容されます。pAVD10 は、各 OverExpress™ コンピテントセル製品に付属しています。

#### [02] どのような場合に OverExpress™ コンピテントセルを使用する必要がありますか?

OverExpress™ コンピテントセルは、毒性を示すタンパク質や膜タンパク質を T7 系で発現させる場合に使用できます。これらの有効性は、細菌、酵母、植物、ウイルス、および哺乳動物を含む全クラスの生物由来の毒性タンパク質発現で実証されています。

#### [03] なぜ、OverExpress™ コンピテントセルは毒性タンパク質の発現に適しているのですか?

OverExpress™ 細胞は、毒性タンパク質に対する耐性を付与するために表現型から選抜された遺伝子変異を含みます。BL21 (DE3) 由来の C41 (DE3) 株は、毒性を持つ多くのリコンビナントタンパク質発現に伴う細胞死を防ぐための変異を少なくとも一つ含んでいます。C43 (DE3) 株は、C41 (DE3) 由来で、C41 (DE3) とは異なる毒性タンパク質に対する耐性で選抜しているため、C41 (DE3) とは異なる毒性タンパク質を発現することができます。

次ページに本商品のアプリケーションノートを掲載しています。



## 研究者が使ってみました!

# Application Note & Styll-Lehon-K

## 植物 P450 を発現させた OverExpress™ C41 (DE3) による 微生物変換

#### ユーザーレポート 内田

## 内田 開 Uchida Kai

日本大学 生物資源科学部 応用生物科学科(現 理化学研究所環境資源科学研究センター)



#### **Products**

● OverExpress™ C41 (DE3) Chemically Competent Cells (品番:60442-1)

メーカー:Lucigen Corporation. メーカー略号:LUC

私は植物の二次代謝生合成、特にマメ科植物のイソフラボノイド生合成に関与する酵素の生化学的機能解析を主として行っている。この研究には酵素アッセイの基質となるイソフラボノイドが必須であるが、これは市販されていないか非常に高価な場合が多いため、何かしらの方法で調製する必要がある。その際、私は酵素遺伝子を導入した組換え微生物による微生物変換を用いて基質の調製を行っている。私はこれまで、膜タンパク質である植物の cytochrome P450 (P450) の発現用宿主には真核生物である酵母を用いてきたが、低収量や夾雑物による産物精製の煩雑化などの問題があった。そこで、大腸菌を用いて P450 を効率的に発現させる方法を検討することにした。

P450の大腸菌発現を考えた時、菌株の種類は発現効率に影響する大きな要因の一つである。しかし、どの菌株が発現に有効かどうかは実際に実験してみるまではわからない上に、最適な発現条件は菌株、目的タンパク質ごとに異なるため、複数の菌株での条件検討は多大な労力を要し、得策ではないと判断した。そこで、毒性タンパク質を含む広範囲のタンパク質発現に対応できる大腸菌株を用いて発現条件を検討することにした。

現在、タンパク質発現用の大腸菌は様々なものが販売されているが、毒性タンパク質の発現に有効とされている大腸菌は少ない。OverExpress<sup>TM</sup> シリーズは長い間販売されており、これを使用した数多くの文献が存在したため、この中からOverExpress  $C41^{TM}$  (DE3) を用いて P450 発現による微生物変換を試みた。


P450 の発現には isoflavone 2'-hydroxylase (I2'H, ダイズ由来) (図 1) と、同じく膜タンパク質で P450 の活性に必要である cytochrome P450 reductase (CPR, ミヤコグサ由来) を用

図 1 Isoflavone 2'-hydroxylase (I2'H) の反応

いた。これらを一般的な T7 発現系ベクターに導入し、このベクターで OverExpress™ C41 (DE3) を形質転換後、その培養液に IPTG とアミノレブリン酸 (品番:AL-00-1) および基質として daidzein を添加し、24 時間培養後、抽出物を HPLC で分析した。その結果、I2′H 産物の 2′-hydroxydaidzein が明確に検出された (図 2) ことから、I2′H と CPR を共発現させた OverExpress™ C41 (DE3) による効率的な微生物変換が可能であることがわかった。同様の方法で様々なファミリーの植物P450 を発現させたところ、いくつかの P450 では産物がほとんど検出できなかったものの、多くの P450 で多量の産物が検出された。また、可溶性の酵素に関してはほぼ問題なく発現できたことから、OverExpress™ C41 (DE3) は P450 を含む多くのタンパク質の発現に効果的であると考えられる。

また一般に、タンパク質発現用コンストラクトを構築する

敬称は省略させていただきます



際、毒性タンパク質をコードする配列を含むとコロニーが生 じない、菌が増殖しないなどの問題が生じることが知られて いる。実際に私も同様の現象を経験したが、その場合はクロー ニング用大腸菌の代わりに OverExpress™ C41 (DE3) を用い ることで問題なくコンストラクトの作製と回収が行えた。よっ て、OverExpress™ C41 (DE3) は毒性タンパク質発現用コンス トラクトの作製にも有効であると思われる。

今回、OverExpress™ C41 (DE3) は様々なタンパク質発現が できる可能性が示唆された。したがって、OverExpress™ C41 (DE3) は毒性タンパク質に限らず、タンパク質発現用菌株の ファーストチョイスとして最適だと思われる。

#### 図2 I2'Hと CPR を共発現させた大腸菌を用い た微生物変換の HPLC 分析クロマトグラム

上:培養 0 時間後、下:培養 24 時間後 S: 基質、P: 産物 10 µm を表している。

## こちらを使ってみました!



OverExpress™ Competent cell

メーカー: Lucigen Corporation. メーカー略号: LUC

毒性タンパク質の発現に有用なコンピテントセルです! 詳細は本誌 13ページで紹介しています。

品名	品番	包装	希望販売価格
OverExpress™ C41 (DE3) Chemically Competent Cells (SOLOs)	60442-1	12反応	¥44,000
	60442-2	24反応	¥66,000



## SoluBL21<sup>™</sup> *E.coli* コ<u>ンピテントセル</u>



#### 可溶性タンパク質として発現可能!

Genlantis 社が開発した SoluBL21™ コンピテントセルは、独自の技術 で開発した BL21 (DE3) の変異株で、不溶性タンパク質として発現して いたタンパク質を可溶性タンパク質として発現することが可能です。

部分的に可溶性になった場合でも、培養液の量を増やすだけで簡単に十分 な量のタンパク質を得ることができます。この SoluBL21™ コンピテント セルによって、ほとんどの哺乳動物可溶性タンパク質が大腸菌で発現できる ようになりました。

#### 背景

大腸菌における哺乳動物タンパク質の発現は、簡便で低コストであること が重要です。しかし、BL21(DE3)のような大腸菌株は高い割合で哺乳動 物タンパク質を不溶性タンパク質として発現してしまいます。従来、大腸菌 における可溶性タンパク質の発現には、低温発現、プロモーターの変更、精 製タグの付加、培地の変更、タンパク質リフォールディングなどのアプロー チによって、時間的にも、労力においても高いコストがかかっていました。

#### 特長

- ●可溶性タンパク質発現に最適化した大腸菌株
- ●T7 プロモーターを使用した発現ベクターと互換性有
- ●簡便なプロトコール

#### 構成内容

- ●SoluBL21™ Competent *E. coli*
- SOC Medium
- ●pUC19 Positive Control Plasmid


#### 遺伝子型と最大形質転換効率

- ●遺伝子型:F- ompT hsdS<sub>B</sub> (r<sub>B</sub>- m<sub>B</sub>- ) gal dcm (DE3)
- ●形質転換効率: 10<sup>6</sup> cfu/µg (ケミカル用)、

 $10^{10}$  cfu/µg(エレクトロポレーション用)

#### 製品データ












図 ヒトおよび他の哺乳動物由来のタンパク質(細胞周期、ATP 結合、トランスフェラーゼ、キナーゼタンパク質等)をコードするクローンを BL21 (DE3) および SoluBL21™ で発現させ SDS-PAGE で比較した。SoluBL21™ では、従来不溶性だったタンパク質の~70% を可溶性 タンパク質として発現できた。

[Genlantis, A division of Gene Therapy Systems, Inc. メーカー略号: GEN]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
SoluBL21™ Chemically Competent E. coli	C700200	$10 \times 50  \mu L$	¥66,000 冷凍
SoluBL21™ Electrocompetent E. coli	C700210	10 × 20 μL	¥74,000 冷凍

# エレクトロポレーショシ用キュベット



- ▶ 幅広いエレクトロポレーターで使用可能
- バクテリア、酵母、昆虫、植物、動物細胞に最適
- ギャップ幅: 1mm、2mm、4mmのキュベット
- 高品質ポリカーボネート製
- 個別包装、γ 照射滅菌済

記事 ID

669

検索 🔎



## BL21 (DE3) コンピテントセル、Champion™ 21



#### 速く、簡単に使用できる定番のコンピテントセル

優れた形質転換効率を発揮するよう設計された SMOBIO 社の BL21 (DE3) 株のケミカルコンピテントセルです。T7 ベースのベクターを用い たタンパク質発現に適しています。用途に合わせて、標準的な形質転換プロ トコールの他に、時間短縮版の簡易プロトコールもご利用いただけます。

## プロトコールの選択方法

- ●大きなプラスミド (>6 kb) またはアンピシリン以外のセレクション 使用の場合…標準プロトコール
- ●単純で迅速な形質転換の場合…時間短縮版簡易プロトコール

#### 構成内容

- ●Champion™ コンピテントセル
- ●pUC19 コントロールプラスミド (5 μL, 10-4 μg/μL)

#### 遺伝子型と最大形質転換効率

- ulletF' ompT hsdS $_{eta}$  (r $_{eta}$ -m $_{eta}$ -) dcm gal  $\lambda$  (DE3)
- ●最大形質変換効率: 10<sup>7</sup> cfu/µg

#### 時間短縮版簡易プロトコール




Notice: the antibiotic concentration for Champion™ Competent Cells

Ampicillin (Ap)	20 μg / ml
Kanamycin (Km)	25 μg / ml
Tetracycline (Tc)	7.5 μg / ml
Chloramphenicol (Cm)	20 μg / ml

#### ①-70℃で保存したコンピテントセルを手(体温)で10~20秒間すばやく解凍し、 解凍したコンピテントセルを氷上に置く。

- ② DNA(ライゲーション産物など)を①に加え、DNA の量をコンピテントセルの体積 の 10% 未満に保つ。
- ③ 1 秒間ボルテックスするか、指でチューブを軽くたたいてよく撹拌する。
- ④氷上で $0 \sim 10$ 分間インキュベートする。(氷上でのインキュベーションにより、形質 転換効率がわずかに向上する。)\*
- ⑤コンピテントセル / DNA 混合物を予熱した(室温から 37℃)選択的 LB 寒天プレー ト(LB+ 抗生物質) にプレーティングする。
- ⑥コロニーが分析に適した状態になるまで、プレートを37℃でインキュベートする。

標準プロトコールの場合には上記の他に追加操作が必要となります。



#### Homemade Competent Cells



[SMOBIO TECHNOLOGY, INC.

メーカー略号:SMO]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
BL21 (DE3) competent cell, Champion™ 21	CC2104 CC2102	24 rxns 80 rxns	¥14,500 凍 ¥39,000 凍

#### ■関連商品 Champion™ E. coli Transformation Kit

形質転換効率の高いケミカルコンピテントセルを短時間で、作製を可能と する培地やバッファーのセット品です。コンピテントセルは、対数増殖期の 培養液、静止期の培養液、ならびにプレート上で培養したコロニーからでも 作製可能です。本キットでは洗浄に要する時間を短縮し、様々な培養段階の 大腸菌から調製可能なことでクローニング実験に幅を持たせています。調製 したコンピテントセルは即使用可能で、マイナス 70℃で 1 年保存可能です。

簡略化され短時間で調製可能なうえ、その形質転換効率は  $10^8\sim 10^9$ cfu/µg transformants/µg of pUC19 プラスミド DNA です (大腸菌の種 類に依存します)。

- ●対数増殖期の培養液、静止期の培養液、ならびに寒天培地等、様々な 培養段階の大腸菌から調製可能
- ●わずか数ステップで調製可能
- ●高効率:~109 cfu/µq
- ●多くの大腸菌株に適応 (DH5 α、BL21、JM109 等)

#### 構成内容

- ●Champion™ CC バッファー
- ■SMO-Broth™
- ●pUC19 コントロールプラスミド

[SMOBIO TECHNOLOGY, INC. メーカー略号:SMO]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Champion™ E. coli Transformation Kit	CK1000	200 rxns	¥20,000 🙈



記事 ID 検索 ▶▶▶ 42726

## HI-Control™ BL21 (DE3) / HI-Control™ 10G コンピテントセル



#### Leaky Expression を低減

ケミカル

HI-Control™ 株は、*E. cloni®* 10G (DH10B) および BL21 (DE3) 株に基づいたコンピテントセルです。構成的な *lac* I リブレッサー遺伝子を持つプラスミドを持っており、*lac* O オペレーターを含むプロモーターを厳密に制御することで、Leaky Expression を低減させます。

#### 特長

- ●Leaky Expression の低減: lac | リプレッサータンパク質は lac O オペレーターに結合し、下流の遺伝子の転写をブロックします。 ラクトースや IPTG などによる誘導がない場合、隣接するプロモーターからの標的タンパク質の発現は大幅に低減させます。
- ●高いタンパク質収量
- ●高効率な形質転換: 非常に効率的なコンピテントセルなので、少量の プラスミド DNA から優れた結果をもたらします。

#### 遺伝型情報

●HI-Control™ BL21 (DE3):

F- ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) Mini-F laclq1 (GentR)

●HI-Control™ 10G:

mcrA Δ (mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1  $\phi$ 80dlac Z Δ M15 lacX74 araD139 Δ (ara,leu) 7697 galU galK rpsL (Str<sup>R</sup>) nupG  $\lambda$  - tonA Mini-F laclq1 (GentR)

	Tightly Control P	rotein Expression	ターゲット発現の	トランスフォーメーション			
	T7 プロモーター	Non-T7 <i>lac</i> プロモーター (T5- <i>lac</i> , tac, trc, <i>lac</i> )	バックグラウンドが少ない クローン	効果			
HI-Control™ BL21 (DE3)	•	•	_	≥ 1 × 10 <sup>7</sup> cfu/µg			
HI-Control™ 10G	_	•	•	≥ 1 × 10 <sup>9</sup> cfu/µa			

	[Lucigen	Corporation.	メーカー略号:LUC]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells (SOLOs)	60435-1	12 rxns	¥36,000 凍
HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells (SOLOs)	60110-1	12 rxns	¥36,000 凍

▶▶▶ 大腸菌による発現



記事ⅠD検索 ▶▶▶ 17799

## BL21(DE3) コンピテントセル



E.coli の形質転換にご利用いただける BL21 (DE3) コンピテントセルです。1回の操作で使い切れる量に分注してご提供しています。

#### 遺伝子型と最大形質転換効率

●遺伝子型:F- hsdS gal

(λclts857 ind1Sam7 nin5 lacUV5-T7 gene 1)

●最大形質転換効率: 10<sup>6</sup> cfu/µg

#### 構成内容

- ●コンピテントセル
- ●ポジティブコントロール DNA(100 pg/µL)
- ●SOC 培地

#### プロトコール

#### <準備>

- ①ウォーターバスの電源を入れ、42℃に設定する。
- ②SOC 培地を室温になるまで温める。
- ③適切な抗生物質、0.1 mM IPTG、40 µg/mL X-gal を含む LB プレートを用意する。(または、50 µL の50 mg/mL X-gal、100 µL の100 mM IPTG を、抗生物質を含む LB プレート上に広げ、細胞を播種する前に少なくとも30分間、37℃でインキュベートする。)

#### <実験手順>

- ①コンピテントセル(1回の形質転換につき1チューブ)を氷上で解凍
- ②1  $\sim$  2  $\mu$ L のライゲーションミクスチャーを細胞に添加し、ピペットチップでそっとかき混ぜるか、チューブを軽くたたいて混合
- ③チューブを 10~30 分間、氷上でインキュベート
- ④細胞に30秒間、42℃でヒートショックを与える
- ⑤チューブを 2 分間氷上に置いた後、250 µL の SOC 培地を添加し、振とう (225 rpm) しながら 45 分~ 1 時間、37℃でインキュベート
- ⑥LB ブレートに、形質転換細胞を 50 ~ 200 µL 播種する。残りの細胞は、 4℃で保存すると、翌日播種することができる

[BioElegen Technology Co., Ltd (Former Gmbiolab Co., Ltd) メーカー略号:GMB]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
High effieciency BL21(DE3) Competent Cell	BL01-20	20 rxns	¥7,000 凍凍
	BL01-100	100 rxns	¥27,000 凍凍

■関連商品 [BioElegen Technology Co., Ltd (Former Gmbiolab Co., Ltd) メーカー略号:GMB]

品名 品番 包装 希望販売価格 貯蔵
S.O.C medium GB37 10 mL ¥5,000 ®

## E. cloni® EXPRESS BL21 (DE3) コンピテントセル

遺伝型情報

gene 1 ind1 sam7 nin5])

BIOSEARCH TECHNOLOGIES

#### 可溶性タンパク質発現に! 優秀な形質転換効率!

ケミカル

【エレクトロ】

E. cloni® EXPRESS BL21 (DE3) 株は、一般的なタンパク質発現用と して最適な、E. coli T7 発現ベクターを用いたタンパク質発現系用のコンピ テントセルです。エレクトロコンピテントセルとケミカルコンピテントセル の両方をご用意しています。

本菌株は形質転換効率が非常に優秀です。特にエレクトロコンピテントセ ルは、高効率のクローニングと高いレベルでのタンパク質発現の両方を可能 にしました。競合他社の BL21 細胞と比べて、クローニング効率が 25~ 1,000 倍高いことが確認されています(図1)。その比類ないトランスフォー メーション効率の高さ( $\geq 5 \times 10^9 \; cfu/\mu g$ )ゆえに、プラスミドをクロー ニング株から発現株に移す必要がなく、従来のクローニング・発現実験の作 業日数を削減することが可能です(図2)。

#### 特長

- ●低コストで日常のタンパク質発現業務にご利用いただけます。
- ●形転換効率:エレクトロコンピテントセル: ≧ 5 × 10° cfu/µg ケミカルコンピテントセル: $\ge 1 \times 10^7 \text{ cfu/µg}$

#### 構成内容

- ●E. cloni® EXPRESS BL21 (DE3) コンピテントセル
- ●発現回復培地〔ラクトース (-)〕
- ●pUC19 ポジティブコントロールプラスミド




図1 BL21 (DE3) コンピテントセルのトランスフォーメーション効率比較

E.cloni® Express Electrocompetent	Traditional Expression system
DAY1  Ligate  Transform  EXPRESS BL21(DE3)  Plate on Agar Medium  DAY2  Perform Colony PCR  Start Liquid Culture & Induce  4 DAY 5 STEPS	
	DAY3  Transform positives into BL21(DE3)  Plate on Agar Medium

DAY4

Start

Liquid Culture & Induce

F- ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm lon λ (DE3 [lacl lac UV5-T7

	LLucigen	Corporation.	メーカー哈亏·LUC」
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
E. cloni® EXPRESS BL21(DE3) Electrocompentent Cells (DUOs)	60300-1	12 rxns	¥26,000 凍
	60300-2	24 rxns	¥47,000 凍
E. cloni® EXPRESS BL21(DE3) Chemically Competent Cells (DUOs)	60401-1	12 rxns	¥16,000 凍
	60401-2	24 rxns	¥23,000 凍
	60401-3	48 rxns	¥33,000 凍


図2 工程

21

#### Expresso シリーズ セレクションガイド

	紹介ページ	高レベルの タンパク質発現	不溶性タンパク質 の発現	毒性タンパク質 の発現	発現条件の 最適化	ハンスフリーの 自動発現
Expresso® T7 クローニング & 発現システム	22 ページ	***		*		*
Expresso® T7 SUMO クローニング & 発現システム	24ページ	***	**	*		*
Expresso® Rhamnose クローニング & 発現システム	26 ページ	**		**	**	***
Expresso® Rhamnose SUMO クローニング & 発現システム	_	**	**	**	**	***

▶▶▶ 大腸菌による発現



## Expresso® T7 クローニング & 発現システム



#### 遺伝子クローニングからタンパク質発現を驚くほど迅速かつ簡便に

Expresso® T7 クローニング & 発現システムは PCR 増幅させた遺伝子 を迅速かつ簡単にダイレクトクローニングし、高発現させるための画期的な システムです。

このシステムはすでに前処理された pETite™ クローニングベクター (N 末端もしくはC末端6×His-tag)と2種類のコンピテントセルから構成 されています。この2種類のコンピテントセルのうち、高い効率性を持つ HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells が安定なクローニング を可能にし、HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells が厳密に制御されたタンパク質発現を実現します(2つの HI-Control™ 株 は 20 ページでご紹介)。これにより従来の T7 プロモーターをベースとし た発現システムの問題を解消し、Ni クロマトグラフィーによる N 末端もし くは C 末端 6 × His-tag 付加タンパク質の迅速な精製が可能です。

#### 構成内容

- ●Expresso® T7 Cloning Kit (pETite クローニングベクター、ポジティ ブコントロール DNA、シーケンス用プライマーを含む)
- ●HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells (コントロールベ クター、回復培地を含む)(20ページでご紹介)
- ●HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells (コン トロールベクター、回復培地を含む)(20ページでご紹介)




図 1 pETite™ T7 Expression Vector は来の pET28a(5.4 kb)に比べてサイズが小さく(2.2 kb)、クローニング後のより簡単な操作が可能。ベクターは PCR 産物を酵素なしで迅速にクローニングするために前処理されており、 N末もしくはC末の融合6×His-tag が選択可能。

- ●時間を節約! クローニング可能なベクターと細胞を使用して、酵素を 使用せずに数秒でクローニングが可能
- ●高効率: > 90%の組換え体
- ●N 末端または C 末端の 6 × His-tag 付きタンパク質の厳密に制御され た発現




図 2 Expresso® T7 クローニングと従来のクローニング方法の比較

#### 原理と使用方法

- 1. 目的遺伝子を適切な PCR プライマー(上流、下流共に 18 bp ほどベク ター相補的な配列を持たせる)を用いて増幅させる。
- 2. 未精製の PCR 産物と、線状の pETite™ ベクター、HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells を Mix する(反応時間はわずか 5
- 3. ヒートショックによる形質転換を行い、カナマイシンを含むプレート上 で組換え体をセレクションする。この時、ベクターとインサートの両端 がそれぞれ相同組換えによって組み換わったプラスミドを持つクローン のみが選択される。
- 4. PCR や制限酵素処理、もしくはシーケンスを確認し、組換えクローン を確認する。
- 5. HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells に形質転 換し、目的遺伝子を発現させる。




図3 Expresso® クローニングシステム

#### 製品データ





図 4 Expresso® T7 Cloning and Expression System を用いた高いクローニング

XVI<del>年</del> PETİte™ C-His vectorを1eのPCR反応液と混ぜ、HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells に形質転換する試験の結果、ランダムに選択した18コロニーのうち17コロニーが正確 なインサートを含むことが確認された。

Expresso® T7 Cloning and Expression System, N-His Expresso® T7 Cloning and Expression System, C-His



#### 図 5 可溶性蛍光タンパク質の発現と精製

His-tag タンパク質の精製: HI-CONTOI<sup>™</sup> BI.21 (DE3) Chemically Competent Cell には、 黄色蛍光タンパク質の精製: HI-CONTOI<sup>™</sup> BI.21 (DE3) Chemically Competent Cell には、 黄色蛍光タンパク質を組み込んだ pETIte<sup>™</sup> C-His ベクターを形質転換、それを LB 培地、37°C で OD∞o が 0.6 (レーン 1) の時、1 mM IPTG で 4 時間誘導(レーン 2)。細胞は 300 mM NaCl.50 mM Tris-HCl pH8.0 で、超音波処理して溶解。精製したライセートを Ni-NTA セファ ロースに添加。非吸着画分(レーン 3、FT)、洗浄(レーン 4、W)の各画分を集めた。結合し ている YFP は、300 mM イミダゾールを含む洗浄パッファーで溶出した(レーン 5~12、E1 ~ E8)。

Lucigen Corporation.		メーカー略号:LUC]
品番	包装	希望販売価格 貯蔵
49001-1	5 rxns	¥49,000 康康
49001-2	10 rxns	¥91,000 凍凍
49002-1 49002-2	5 rxns 10 rxns	¥49,000 凍凍 ¥90,000 凍凍



記事 ID 検索 ▶▶▶ 6850

## Expresso® T7 SUMO クローニング & 発現システム



#### 可溶性タンパク質を迅速・簡単に発現! 切断活性 SUMO タグ付き

Expresso® T7 SUMO クローニング & 発現システムは PCR 増幅させた 遺伝子を迅速かつ簡単にダイレクトクローニングし、可溶性タンパク質を高 発現させる画期的なシステムです。

キット中の pETite™ N-His SUMO クローニングベクターが、通常困 難であった可溶性タンパク質の発現を可能にしました。SUMO(small ubiquitin-like modifier) は、大腸菌におけるタンパク質の可溶性発現を強 める 100 残基ほどのポリペプチドです。

また、1 トランスフォーメーションバイアル中に 2 種類のコンピテン トセルラインを含み、高い効率性を持つ HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells (20 ページでご紹介) は安定なクローニングを可能にし、 HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells (20ページ でご紹介)が厳密に制御されたタンパク質発現を実現します。これにより従 来のT7プロモーターをベースとした発現システムの問題を解消し、Niク ロマトグラフィーによる N 末端 6 × His-SUMO tag 付加タンパク質の迅 速な精製が可能です。

#### 特長

- ●ライゲーション反応なしの5秒でクローニング(PCR 反応液をそのま ま使用)
- ●高い効率性(90%以上の組み換え率)
- ●HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells を用い 厳密な発現制御を実現(毒性のあるタンパク質の精製にも最適)
- ●N 末端 6 × His-SUMO tag 付加タンパク質で厳密な発現制御
- ●従来の pET クローニングで行っていたベクターや細胞の調製が不要 で、大幅な時間とコストを削減

#### 構成内容

- ●Expresso® T7 SUMO Cloning Kit (クローニングベクター、SUMO ポジティブコントロール DNA、シーケンス用プライマーを含む)
- ●SUMO 発現用プロテアーゼ(SUMO コントロールタンパク質含む)
- ●HI-Control™ 10G Chemically Competent Cells (コントロールベ クター、回復培地を含む)
- ●HI-Control™ BL21 (DE3) Chemically Competent Cells (コン トロールベクター、回復培地を含む)




図 1 pETite™ N-HIS SUMO Exprettion Vector





図 2 Expresso® T7 クローニングと従来のクローニング方法の比較

#### 製品データ



- 図3 ラージスケールクローニングおよび発現例
  A: 48 種類のヒドラーゼ遺伝子の PCR 産物
  B: 6 種類の卑なる遺伝子を pETIte<sup>™</sup> C-His Vector にクローン化し HI-Control<sup>™</sup> BL21 (DE3) Chemically Competent Cells に形質転換した誘導前 (一)、IPTG 誘導後 (+) のサンブル。
  C: SUMO-2201 および 2442 遺伝子産物の可溶化。トータルタンパク質抽出機を可変性画体を可変性
- 物と可溶性画分を示した。 D:SUMO プロテアーゼで精製 SUMO-2201 から 6 × His-SUMO tag を除

去した。 -prot:IMAC 精製後の分解前精製 SUMO-2201 タンパク質

+prot: SUMO プロテアーゼ処理済融合タンパク質 C: SUMO プロテアーゼ処理後、6 × His-SUMO 断片を除去した後の 2201 タンパク質

#### 表 SUMO-tag による可溶性タンパク質生産量の向上

Fibrobacter succinogenes 遺伝子番号	可溶性タンパク質生産量 w/o SUMO tag	可溶性タンパク質生産量 w/SUMO tag
1765	0 mg/L	10 mg/L
1793	0 mg/L	17 mg/L
1994	0 mg/L	17 mg/L
2201	0 mg/L	20 mg/L

4 種類の Fibrobacter succinogenes 遺伝子を pETite™ N-His SUMO にクローン化し、HI-Control™ BL21 (DE3) Competent Cells で発現すると、可溶性タンパク質の生産 量が増加した。

	[Lucigen	Corporation.	メーカー略号:LUC]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Expresso® T7 SUMO Cloning and Expression System	49003-1 49003-2	5 rxns 10 rxns	¥68,000 ) ¥123,000 )

特長

●90% の効率でクローニング

依存的に活性化するため、制御しやすい ●自己誘導試薬が含まれているので、自動化に最適

1. Amplify

2. Mix

3. Transform

▶▶▶ 大腸菌による発現



記事ID検索 ▶▶▶ 7414

## Expresso® Rhamnose クローニング & 発現システム

BIOSEARCH **TECHNOLOGIES** 

#### プラスミド調製、制限酵素&ライゲーション不要の "超" 簡単タンパク質発現

Expresso® Rhamnose クローニング&発現システムは、PCR 増幅させ た遺伝子を迅速かつ簡単にダイレクトクローニングし、ラムノースによる発 現誘導系を用いることで、可溶性タンパク質を高発現させる画期的なシステ ムです。

ラムノースプロモーター(rhaPBAD)は、異なる濃度のラムノースを 用いて誘導を行うことで、タンパク質発現を厳密にコントロールできます。 6 × His アフィニティタグは、pRham N-His、pRham C-His、そしてさ らに可溶性を高める pRham N-His SUMO の3種類をご用意しています。

●PCR 反応液をそのまま利用して 5 秒間でクローニングが完了

●制限酵素、ライゲーション、プラスミド抽出、DNA 精製不要 ●キット内のコンピテントセルを、クローニングとタンパク質発現両方

に使用できるため、ハイスループットの系でも利用しやすい

●ラムノースプロモーター (rhaPBAD) はラムノース存在下でのみ濃度

Expressioneering™ Technology

Target Gene

Expresso

Vector

#### 構成内容

- ●Expresso® Rhamnose Cloning Kit (クローニングベクター、ポジティブコントロール DNA、シーケンス 用プライマー、Rhamnose 溶液、グルコース溶液を含む)
- ●E.cloni® 10G Chemically Competent Cell (コントロールベクター、 回復培地を含む)

#### pRham™ Vectors




図2 ベクターマップ

#### プロトコール

- 1. クローニング:目的の遺伝子配列の5',3'末端配列を含むプライマー で全長を PCR で増幅させる。pRham Vector と PCR 産物を混ぜて コンピテントセルに加え、形質転換する。
- 2. コロニースクリーニング: 付属のプライマーで directPCR を行い、 ポジティブクローンを選択する。陽性サンプルはシーケンスを確認す
- 3. タンパク質発現:目的タンパク質により、誘導時間、適温、ラムノー スの濃度は異なる。(ラムノースの標準濃度は 0.2%)
- 4. タンパク質精製: 6×His tag が付加してあるため、これを利用し て精製する。

## 図1 Expressioneering™ 技術

#### 製品データ




図3 ラムノース誘導によるリコンビナントタンパク質発現レベルの制御

図3 フムノース誘導によるリコンビナントタンパク質発現レベルの制御 Blue fluorescent protein (BFP) をコードする遺伝子を含む pRham C-His Kan ベクターを E. cloni® 10G cells に形質転換した。LB 培地に、カナマイシン (30 µg/mL) と、ラムノース (0 ~ 0.2% w/v) もしくは2% グルコースを添加して培養を行った (37℃、オーバーナイト)。その後遠心を行いサンブルを回収し、SDS-PAGE loading buffer を用いて溶解した。クーマシーブルー染色したゲルは、total cellular protein を示した。タンパク質の発現レベルは、0.001 ~ 0.2% の間のラムノース濃度により変化した。

# 10

図 4 シングルコロニー由来リコンビナントタンパク質発現の直接自動誘導

図4 シノジルコローー田ポリコノントップハン貝光域の自放自動的等 BFP 遺伝子を含む pRham C-His Vector を E. cloni® 100 cells に形質転換し、カナマイシン (30  $\mu$ g/mL) を含む YT アガーにブレーティングした。コロニービッキングし、カナマイシン(30  $\mu$ g/mL)、ラムノース (0.2% w/w)、0.05% (迅速誘導) か 0.15% (遅延誘導) のいずれか の濃度のグルコースを含む液体 LB 培地に直接植菌した。図に示された培養経過時間後に大腸菌を回収し、SDS-PAGE を行った。その結果、ラムノースと、異なる濃度のグルコースを組み合わせることで、目的のタンパク質発現を自動誘導できた。

[Lucigen Corporation. メーカー略号: LUC]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Expresso® Rhamnose Cloning and Expression System, N-His	49011-1 49011-2	5 rxns 10 rxns	¥49,000 阑凍 ¥91,000 阑凍
Expresso® Rhamnose Cloning and Expression System, C-His	49012-1 49012-2	5 rxns 10 rxns	¥49,000 阑凍 ¥91,000 阑凍
Expresso® Rhamnose SUMO Cloning and Expression System	49013-1 49013-2	5 rxns 10 rxns	¥69,000

#### ▶▶▶ 大腸菌による発現

記事ⅠD検索 ▶▶▶ 7592

ファージディスプレイ用 コンピテントセル (サンプルあります)



抗体ファージディスプレイやベプチドファージディスプレイライブラリの作製に最適なエレクトロポレーション用コンピテントセル(TG1 / SS320 / ER2738 / MC1061F-)です。

#### 各株の特長

#### ■ TG1 株

アンバーサプレッサー(supE)を持つ、効率的な( $\ge 4 \times 10^{10} \ cfu/\mu g$ )コンピテントセルです。ファージディスプレイやタンパク質発現にご使用いただけます。 遺伝型:[F'  $\ traD36\ proAB\ laclqZ\ \Delta M15$ ]  $\ supE\ thi-1\ \Delta\ (lac-proAB)\ \Delta\ (mcrB-hsdSM)5 (rK-mK-)$ 

#### ■ SS320 株 (MC1061F'株)

アンバーサプレッサーを持たないコンピテントセルです ( $\ge 4 \times 10^{10} \ cfu/\mu g$ )。F' を持ち、MC1061F' とも呼ばれます。ファージディスプレイ用で、形質転換効率が非常に優れています。

遺伝型:[F'proAB+lacIqlacZΔM15 Tn10 (tetr)] hsdR mcrB araD139 Δ(araABC-leu)7679ΔlacX74 galUgalK rpsL thi

#### ■ ER2738 株

アンバーサプレッサー (glnV) を持つコンピテントセルです ( $\geq 2 \times 10^{10} \text{ cfu/µg}$ )。

本菌株は New England Biolab 社 Ph.D.™ Phage Display Kits とのご使用を推奨しています。

遺伝型:[F'proA+B+ lacIq ∆(lacZ)M15 zzf::Tn10 (tetr)] fhuA2 glnV∆(lac-proAB) thi-1∆(hsdS-mcrB)5


#### ■ MC1061F- 株

アンバーサプレッサーを持たないコンピテントセルです。一般的なクローニングやファージディスプレイに適しています。遺伝子型は F' エピソームを持たない点以外は、SS320 株と同じで、繊維状ファージの再感染には使用できません。本菌株はサンプルキットには含まれません。

遺伝型:araD139 ∆(araA-leu)7697 ∆(lac)X74 galK16 galE15(GalS) lambda- e14- mcrA0 relA1 rpsL150 (StrR) spoT1 mcrB1 hsdR2

#### 製品データ

## Transformation efficiency (cfu/µg)



#### 図 Lucigen 社のエレクトロコンピテントセルの形質転換効率を他社品と比較

細胞株	形質転換効率 (cfu/µg pUC DNA)	メチル化 DNA の クローニング	BAC/コスミド クローニング	青/白 スクリーニング
TG1 エレクトロコンピテントセル	≥ 4 × 10 <sup>10</sup>	YES	NO	YES IPTG 誘導必要
SS320 (MC1061F') エレクトロコンピテントセル	≥ 4 × 10 <sup>10</sup>	YES	NO	YES IPTG 誘導必要
ER2738 エレクトロコンピテントセル	≥ 2 × 10 <sup>10</sup>	YES	NO	YES IPTG 誘導必要
MC1061F- エレクトロコンピテントセル	≥ 4 × 10 <sup>10</sup>	YES	NO	YES IPTG 誘導必要

		[Lucigen Corporation.	メーカー略号:LUC]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
TG1 Electrocompetent Cells (DUOs)	60502-1	12 rxns (DUOs)	¥41,000 凍
	60502-2	24 rxns (DUOs)	¥71,000 凍
SS320 (MC1061 F') Electrocompetent Cells (DUOs)	60512-1	12 rxns (DUOs)	¥43,000 凍
	60512-2	24 rxns (DUOs)	¥71,000 凍
ER2738 Electrocompetent Cells (DUOs)	60522-1	12 rxns (DUOs)	¥38,000 凍
	60522-2	24 rxns (DUOs)	¥67,000 凍
MC1061 F- Electrocompetent Cells (DUOs)	60514-1	12 rxns (DUOs)	¥37,000 凍
	60514-2	24 rxns (DUOs)	¥65,000 凍

包装形態は、2 rxns/vial となります。例:12 rxns(DUOs) ightarrow 6 vials

TG1、SS320、ER2738のセット品の無償サンブルがございます。サンブルをご希望の場合は、コスモ・バイオ(欄外参照)までお問い合わせください。

**Topics** →▶▶ 大腸菌による発現



記事ⅠD検索 ▶▶▶ 33361

## バクテリオファージ M13 用ヘルパーファージ Hyperphage M13 K07ΔpIII



#### パニング効率を改善するためのヘルパーファージ

Hyperphage は、ファージディスプレイにおけるパニング効率を改善 するためのヘルパーファージです。ファージライブラリからリコンビナ ント抗体、リコンビナントタンパク質やペプチドを単離するための効果 的なツールです。

Hyperphage は、plll 遺伝子に欠損を持ち、plll を補完できる E. coli株(パッケージング株)を用いて作製されています。作製した Hyperphage は、ゲノムの pIII 遺伝子は欠損していますが、その表面 には plll を持っており、細菌への感染は可能です。この Hyperphage とファージミドライブラリをパッケージング大腸菌に導入して作製した ファージは、複数の抗体やペプチドをその表面に提示することができ、 パニング効率を劇的に向上できます。

#### 特長


- ●パニング効率の向上(結果としてパニングに使用する抗原量が少な くても利用可能)
- ●親和性の高い結合剤(抗体)と親和性の低い結合剤の同定
- ●抗体ライブラリの場合、pIII と scFv 断片の間にプロテアーゼ切断 部位を持つため、プロテアーゼ処理によりファージの溶出が可能

#### Hyperphage システム

#### Hyperphage

(感染性 M13 K07 Δ pIII ヘルパーファージ)

- 次世代は病原性を持たない
- カナマイシン耐性を有する



#### pSEX phagemid (抗体遺伝子ライブラリ)

- scFv::plll 融合タンパク質を産生する
- パッケージングのための intergenic region/ アンピシリン耐性を有する




transfect



#### E. coli [pSEX81] (ファージミドパッケージング大腸菌)


- F プラスミドを有する
- F線毛を産生する
- pSEX81 ファージミドを有する



#### produce phage

#### ファージ抗体ライブラリ

- scFv 遺伝子を有する
- scFv タンパク質を提示する
- 野生型 plll タンパク質は持たない (scFv と plll の融合タンパク質は持つ)



[Progen Biotechnik GmbH	メーカー略号:PGN]
-------------------------	-------------

[Duanta Diata da : DON]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Hyperphage M13 K07 ΔpIII	PRHYPEXS	$1 \times 2 \text{ mL}$	¥28,000 இ
	PRHYPE	$5 \times 2 \text{ mL}$	¥132,000 இ

#### ■関連商品 Phagemid Vector pSEX81 (ファージミドベクター)

記事 ID 33424

pSEX81 は M13 ファージ (繊維状ファージ) の表面に機能的な一本鎖抗体 (single-chain Fraction of variable region antibody、scFv) -pIII 融合タンパク質を発現するためのファージミドベクターで、ファージ抗体ライブラリの作製にご利用いただけます。

	[Progen Blote	cnnik GmbH	メーカー哈方・P	'GIV]
品名	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
pSEX81 Surface Expression Phagemid Vector	PR3005	5 µg	¥72,000	凍

## Topics →▶▶ 大腸菌による発現

## E. coli 宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISA キット



#### Host Cell Protein を高感度(30 ng/mL)に定量

E. coli 発現系で生産されたバルク製品に混入している宿主細胞由来タ ンパク質(HCP: Host Cell Protein)を、高感度(30 ng/mL)で定 量できる ELISA キットです。

定量が可能な比色法による ELISA キットで、3 時間で測定できます。

FAQあります

#### 特長

- ●E. coli 宿主細胞由来タンパク質を高感度(30 ng/mL)で検出(検 出範囲: 3~810 ng/mL)
- ●3 時間で測定が可能なハイスループット形式
- ●半定量的なウエスタンブロットとは異なる高い定量性

#### 構成内容

- ●96 ウェルクリアプレート(ウサギ抗 E. coli HCP laGでコート済み)
- ●E. coli タンパク質スタンダード
- ●5X 希釈バッファー
- ●10X PBS-T
- ●レポーティング抗体(ビオチン標識ウサギ抗 E. coli 細胞タンパク 質ポリクローナル抗体)
- ●ストレプトアビジン標識 HRP
- ●TMB 基質
- ●停止溶液
- ●プレートシーラー

	LENZO LITE S	ciences, inc.	メーカー哈亏 · EINZ」
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
E. coli Host Cell Protein ELISA Kit, Escherichia coli	ENZ-KIT127-0001	96 wells	¥124,000 🙈

#### FAQ

#### [01] E.coli 宿主細胞タンパク質スタンダードはどのようにして製造されたものですか?

生物製剤の製造に使用されているほとんどの E.coli 株は K12 株由来です。E.coli 宿主細胞タンパク質 ELISA は 2 種の E.coli K12 株から 抽出した水溶性タンパク質を使って製造しています。Enzo Life Sciences 社で作製した 2 種の抗体を用いた交差性カバー試験では、80% 以 上のカバー率でした。言い換えると、株1の抗体で株2の宿主細胞タンパク質の80%が検出でき、その逆も同様でした。E.coli 宿主細胞タ ンパク質の免疫原性が高いことから、E.coli HCP ELISA がほとんどの E.coli 株を網羅できると見込んでいます。

[02] E.coli や CHO 宿主細胞タンパク質に対するポリクローナル抗体は精製されていますか?またその精製方法を教えてください。

これらの抗体は GE Healthcare 社の MabSelect™ (Protein A affinity column) を用いて精製しています。

[03] E.coli宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISAキット(品番: ENZ-KIT-127-0001)とCHO宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISAキット ト(品番: ENZ-KIT-128-0001) に含まれる抗体は、なぜ HCP アフィニティカラムではなくプロテイン A アフィニティカラムを使用 しているのですか?

一番の理由は、商品の一貫性のためです。プロテインAアフィニティカラムの歴史は古く、信頼性も十分あり、多くの企業で抗体精製用 として使用されています。一方で、HCP アフィニティカラムは何度かカスタム構築され、あまり安定性は高くはありません。時間が経つと、 HCPアフィニティカラムは変質し、抗体の品質が悪くなります。 HCPアフィニティカラムよりプロテイン Aアフィニティカラムを選ぶことは、 感度を犠牲にすることになります。しかし、FDA では HCP レベル 1  $\sim$  100 ppm の生物製剤であれば容認できるとしています。キットの感 度限度は 2.5 ppm(検量線の 10 ng/mL データポイントをもとに、4 mg/mL の薬物基質を添加した場合)です。この値は HCP 分析に対す る規制上の要求事項を満たしています。

**Topics** →▶▶ 大腸菌による発現

## E. coli 宿主細胞タンパク質(HCP)抗体、コントロール製品



				[Rockland Imm	unochemicals, Inc. メ	<ul><li>一カ一略号: RKL]</li></ul>
品名	免疫動物	種由来	適用	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Anti High Molecular Weight Proteins Host Cell Protein (HCP)	Rabbit	E. coli	ELISA, WB	200-401-J05S 200-401-J05	25 μL (1.38 mg/mL) 100 μg (1.38 mg/mL)	¥22,000 康 ¥85,000 康
Anti Low Molecular Weight Proteins Host Cell Protein (HCP)	Rabbit	E. coli	ELISA, WB	200-401-J06S 200-401-J06	25 μL (1.29 mg/mL) 100 μg (1.29 mg/mL)	¥22,000 康 ¥85,000 康
Anti Host Cell Protein (HCP)	Rabbit	E. coli	ELISA, WB	100-401-J07	100 μL (77.5 mg/mL)	¥92,000 ®
Anti Host Cell Protein Combined (HCP)	Rabbit	E. coli	ELISA, WB	200-401-M61S 200-401-M61	25 μL (0.82 mg/mL) 100 μg (0.82 mg/mL)	¥22,000 康 ¥87,000 康
Anti Host Cell Protein Combined (HCP), Biotin	Rabbit	E. coli	ELISA, WB	200-406-M61	100 μg (1.0 mg/mL)	¥92,000 ®
Host Cell Protein Control Protein (HCP)	-	Recombinant	ELISA, WB	000-001-J08	50 μg(2 mg/mL)	¥28,000 ®

**Topics** →▶▶ 大腸菌による発現



## AviTag™ ビオチンリガーゼ発現システム



#### 目的タンパク質のビオチン標識に

Avidity 社では、大腸菌発現系でビオチン化タンパク質を作製するために必要な各種試薬を取 り揃えています。

特許取得済の AviTag™ を持つ目的タンパク質を発現させた後、ビオチンリガーゼ (BirA) を用いて AviTag™ 部位にビオチンを転移させることでビオチン標識を行うことが可能です。


#### ■Avidity ATUM AviTag™ ベクター

C末端またはN末端にAviTag™付きのタンパク質の発現やクローニングに用いることが可 能な IPTG 誘導性(T5 プロモーター)またはラムノース誘導性(Rha プロモーター)ベクター です。AviTag™ の他にベクター毎に異なるリンカーを含んでおり、ビオチン化に影響する立体 障害を最小限に抑えるよう設計されています。


品名	品番
p3A-T5-N-Avtg-SF vector	T5NSF
p3A-T5-N-Avtg-RE vector	T5NRE
p3A-T5-C-Avtg-SF vector	T5CSF
p3A-T5-C-Avta-RE vector	T5CRE

[Avidity.LLC メーカー略号: AVI] 品番 p3A-Rha-N-Avtg-SF vector RhaNSF p3A-Rha-N-Avtg-RE vector RhaNRE p3A-Rha-C-Avtg-SF vector RhaCSF p3A-Rha-C-Avtg-RE vector RhaCRE

包装、希望販売価格、貯蔵温度は全て 200 ng、¥79,000、−70℃です。クローニングには、ATUM 社 Electra™ Cloning Reagents Kit(品番:EKT-03)をご使用ください。



#### ■BirA 発現大腸菌株およびコンピテントセル(in vivo ビオチン標識用)



		LAvidity.LLC	メーカー略号:AVI」
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
E.coli BL21 strain for efficient in vivo biotinylation	AVB101	1 vial (0.5 mL)	¥95,000 凍
Chemically competent cell of <i>E.coli</i> BL21 Strain for <i>in vivo</i> biotinylation	CVB101	10 vials (10 × 100 μL)	¥66,000 凍
Electro Competent E. coli BL21 strain for in vivo biotinylation	EVB101	10 vials (10 × 50 μL)	¥66,000 速
Chemically competent cells from E. coli BL21DE3 strain	CVB-T7 POL	10 vials (10 × 100 μL)	¥68,000 凍
E. coli K12 Strain, Glycerol Stock	AVB100	1 vial (0.5 mL)	¥95,000 凍
Electro Competent E. coli K12 strain for in vivo biotinylation	EVB100	10 vials (10 × 50 μL)	¥68,000 凍

#### ■ビオチンリガーゼ (BirA)

AviTag™ ペプチド配列などを持つビオチン受容体タンパク質へのビオチン標識が可能です。ビオチンリガーゼは、天然基質(BCCP)と比べて、2 倍の反応速度で AviTag™ 配列を効率的にビオチン化することが可能なため、AviTag™ を持つタンパク質のビオチン標識に最適です。


溶液タイプまたは凍結乾燥品タイプのビオチンリガーゼと、各タイプに最適化された試薬をセットにしてご提供します。

		[Avidity.LLC	メーカー略号:AVI]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
BirA biotin-protein ligase standard reaction kit	BIRA500	2 × 20 μg	¥105,000 凍
BirA biotin-protein ligase standard reaction kit	BIRA	10 × 30 μg	¥370,000 康康
BirA biotin-protein ligase standard reaction kit (lyophilized)	BIRA500-RT	2 × 20 μg	¥105,000 🙈

■AviTag™ の関連商品		[Avidity.LLC	メーカー略号:AVI]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Biotin Solution, Escherichia coli	BIO200	1.5 mL	¥16,000 凍
Positive Control Plasmid	BIP300	2 μg	¥57,000 ®
Positive Control Protein Substrate Kit	BIS300	1 kit	¥57,000 凍
Anti AviTag™ (C-terminus) (Mouse)	ABC	100 μL	¥76,000 凍

## CHO 細胞株 & 推奨培地

CHO (Chinese hamster ovary) 細胞の K1 サブクローン (CHO-K1) です。タンパク質発現に最適です。浮遊および接着状態の両方で増殖します。



CHO 細胞の形態(位相差顕微鏡下)




図 2 CHO 細胞のタンパク質生産(GFP)

#### ■CHO 細胞株

■CHO 細胞株	[Cellular Engineering Technologies, Inc.		
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
CHO Cells	CET.CHO.CELL.K1	1 vial (500,000 cells)	¥98,000 液窒

■推奨培地 メーカー略号: CET] [Cellular Engineering Technologies, Inc. 希望販売価格

Chinese Hamster Ovary (CHO) Cell Growth/Expansion Media CET.CHO.MEDIA-450 450 mL ¥20,000 🙈



神経研究ハンドブック



エクソソーム研究用試薬 アプリケーションノート集



グライコバイオロジー ハンドブック第3版



RNAi ハンドブック 第3版



ゲノム編集ハンドブック 第3版

# 好評配布中!

#### コスモ・バイオのハンドブック

ウェブサイトからカタログ送付依頼【無料】ができます! www.cosmobio.co.jp



#### Topics

▶▶▶ 哺乳類細胞による発現



記事 ID 検索 ▶▶▶ 17742

## CELLiST灬シリーズ ~CHO 細胞向けの基礎培地&フィード培地~


**⊘JINOMOTO**₅


#### 幅広い CHO 細胞に適用可能な培地

CELLIST™ シリーズ培地は、現在バイオ医薬品製造において最も使用されている CHO 細胞向けの基礎培地およびフィード培地です。独自の組成開発手法と最先端の分析ノウハウにより、幅広い CHO 細胞で高い培養性能を発揮するベストな組成バランスを実現しました。また、既知成分組成・動物由来成分不含のため、安心して使用でき、スピーディかつ効率的な細胞培養プロセス開発を可能にします。

#### 特長

- ●細胞増殖・タンパク質生産双方に高性能発揮
- ●プロセススケールアップにおけるロバストな培養性能
- ●幅広い CHO 細胞に適応
- ●プラットフォーム培地として柔軟に使用可能
- ●高溶解技術による 1 液型の高濃度フィード培地
- ●cGMP 工場にて製造
- ●商業生産スケールへ素早く対応可能
- ●厳正な原料品質管理とフル・トレーサビリティ








図1 CHO-S 細胞におけるフェドバッチ培養の性能比較(A、B)と培地コスト比較(C)
CHO-S 細胞において、味の素ヘルシーサブライ社品(BASAL3, FEED2/BASAL10, FEED2)と他社培地品でフェドバッチ培養を実施した。
その結果、味の素ヘルシーサブライ社品は培養初期の立ち上がりが良く、培養後期にかけて安定した細胞数を保つことができ(A)、高い生存率と安定した細胞増殖を通じた目的抗体の取得が可能となった(B)。
さらに、(A) と(B)の結果と培地価格を踏まえ、培養コストを最も抑えることができた(C)。




図2 CHO DG44 細胞におけるフェドバッチ培養での性能比較
CHO DG44 細胞において、味の素ヘルシーサブライ社品(BASAL3, FEED2)と他社培地品でフェドバッチ培養を実施した。
本商品は CELLiST™ Feed media を培養 4・6・8・10・12 日目に 5% 添加、他社品については各製品インストラクション記載の使用法に従って添加したところ、本商品は最も高い抗体生産を示した。

■CELLiST <sub>TM</sub> 基礎培地	[味の素ヘルシー	サプライ株式会社	メーカー略号:AJI]
品名/詳細	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
CELLiST™ Basal media BASAL3 ●CHO-S、DG44、K1、DXB11、GS など幅広い CHO 細胞の培養に適した培地	BASAL3	1 L 5 × 1 L 50 L	¥12,000 இ ¥50,000 இ ご照会 இ
CELLiST™ Basal media BASAL10  ●CHO-S 細胞の培養に最適な培地	BASAL10	1 L 5 × 1 L 50 L	¥12,000 @ ¥50,000 @ ご照会 @

#### ■CELLiST<sub>TM</sub> フィード培地

	•		
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
CELLiST™ Feed media	FEED2	0.2 L 5 × 0.2 L 10 L	¥11,000 億 ¥45,000 億 ご照会 億

#### Topics

▶▶▶ 哺乳類細胞による発現

## CHO 細胞抗体



[Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI] 希望販売価格 貯蔵 品名 免疫動物 交差種 適用 品番 包装 27803-1-AP Anti CHO cells Rabbit (poly) Hamster WB、ELISA 150 µL ¥64,000 ®

#### Topics

▶▶▶ 哺乳類細胞による発現



[味の素ヘルシーサプライ株式会社 メーカー略号: AJI]

記事ⅠD検索 ▶▶▶ 14130

## CHO 宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISA キット



#### Host Cell Protein を高感度(10 ng/mL)に検出

CHO (Chinese Hamster Ovary) 発現系で生産されたバルク製品に 混入している宿主細胞由来タンパク質(HCP: Host Cell Protein)を、 高感度(10 ng/mL)で定量できる ELISA キットです。定量が可能な比 色法による ELISA キットで、3 時間で測定できます。

#### 特長

- ●CHO 宿主細胞由来タンパク質を高感度(10 ng/mL)で検出(検 出範囲: 3~810 ng/mL)
- ●3 時間で測定が可能なハイスループット形式
- ●半定量的なウエスタンブロットとは異なる高い定量性

- ●96 ウェルプレート(ウサギ抗 CHO HCP IgG でコート済み)
- ●CHO タンパク質スタンダード
- ●5X 希釈バッファー
- ●10X PBS-T
- ●レポーティング抗体(ビオチン標識ウサギ抗 CHO 細胞タンパク質 ポリクローナル抗体)
- ●HRP 標識ストレプトアビジン
- ■TMR 基質
- ●停止溶液
- ●プレートシーラー

## FAQ

#### 【01】 CHO 宿主細胞由来タンパク質のスタンダードはどのように製 造されていますか?

CHO 宿主細胞由来タンパク質のスタンダードは複数の CHO K1 細胞株を組成既知の培地で浮遊培養し、調製しています。馴化培地 から宿主細胞由来タンパク質を回収し、濃縮後、スタンダードとし て使用しています。また抗 CHO 宿主細胞由来タンパク質抗体作成 時の抗原として使用しています。

#### 【02】 E.coli や CHO 宿主細胞由来タンパク質に対するポリクローナ ル抗体は精製されていますか。またその精製方法を教えてくだ さい。

これらの抗体は GE Healthcare 社の MabSelect™ (Protein A affinity column)を用いて精製しています。

#### 【03】キットに含まれる抗体は、なぜ HCP アフィニティカラムでは なくプロテインAアフィニティカラムを使用しているのですか。

一番の理由は、商品の一貫性のためです。プロテイン A アフィニ ティカラムの歴史は古く、信頼性も十分あり、多くの巨大バイオ技 術企業や製薬会社に抗体精製用として使用されています。一方で、 HCP アフィニティカラムは何度かカスタム構築され、あまり安定性 は高くありません。時間が経つと、HCP アフィニティカラムは変質 し、抗体の品質が悪くなります。HCP アフィニティカラムよりプロ テインAアフィニティカラムを選ぶことは、感度を犠牲にすること になります。しかし、FDA では HCP レベル  $1 \sim 100 \text{ ppm}$  の生 物製剤であれば容認できるとしています。キットの感度限度は 2.5 ppm (検量線の 10 ng/mL データポイントをもとに、4 mg/mL の 薬物基質を添加した場合)です。この値は HCP 分析に対する規制 上の要求事項を満たしています。

#### 他社製品との比較

#### ■カバレッジ

Enzo 社の CHO HCP 抗体と他社製品を同一条件下で、2D ウエスタンブロット解析を行った結果、Enzo 社抗体のカバレッジは他社製品より 25% 高い数値を示しました(図 1)。




図 1

#### ■アッセイ内バリデーション

Enzo 社の CHO HCP 抗体は他社製品と比較した結果、アッセイ間差はごくわずかでした(図 3)。




図3

#### ■感度

Enzo 社の CHO HCP 抗体と他社製品について 3 種類の DS (CHO 発現系によって産生された抗体) に存在する HCP 量を比較した結果、Enzo 社抗体は  $2\sim8$  倍の感度を示しました(図 2)。




図 2

#### ■ロット間差が最小

90, 30, 10 ng/mL の 3 種類のロットを用いてロット間の変動を評価した。Enzo 社抗体のロット間差はごくわずかでした(表)。

表

標的	Mea	n OD Va	lues	Overall	Standard	% CV
(ng/mL)	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Mean	Deviation	% CV
90	2.22	2.22	2.44	2.29	0.12	5.24
30	1.1	1.13	1.17	1.1	0.06	5.45
10	0.53	0.49	0.61	0.55	0.05	9.09

[Enzo Life Sciences, Inc.

es, Inc. メーカー略号:ENZ]

ENZ-KIT128-0001

96 wells

希望販売価格 貯蔵 ¥124,000 🙈


CLS

▶▶▶ 哺乳類細胞による発現


## HEK293 細胞

CHO Host Cell Protein ELISA Kit

HEK293 細胞(ヒト胎児腎細胞)です。タンパク質発現や細胞機能解析にご使用いただけます。



コスモ・バイオのホームページ上部「サポート情報」>「確認書・ 同意書」から書類をダウンロードいただけます。



[Cell Lines Service メーカー略号: CLI]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
HEK293 (Human embryonic kidney cell line)	300192	1 vial	ご照会 液窒
HEK293 (Human embryonic kidney cell line) for Academic user	300192-ACADEMIC	1 vial	¥186,000 液窒

Topics →→→ 哺乳類細胞による発現



記事ⅠD検索 ▶▶▶ 36667

### HEK293T 宿主細胞由来タンパク質(HCP)ELISA キット



### Host Cell Protein のコンタミネーションを高感度に検出

HEK293T 発現系で生産されたバルク製品に混入している宿主細胞由 来タンパク質 (HCP: Host Cell Protein) を、高感度 (37 ng/mL) で定量できる ELISA キットです。 定量が可能な比色法による ELISA キッ トで、6時間で測定できます。

### 特長

- ●アッセイ内のばらつきが少なく、効率的なテストが可能 (測定範囲: 37~27,000 ng/mL)
- ●6 時間で測定が可能なハイスループット形式
- ●半定量的なウエスタンブロットとは異なる高い定量性

- ●96 ウェルクリアプレート(ウサギ抗 HEK293T HCP IgG でコー
- ●HEK293T タンパク質スタンダード
- ●1X 希釈バッファー
- ●10X PBS-T
- ●レポーティング抗体(ビオチン標識ウサギ抗 HEK293T HCP ポリ クローナル抗体)
- ●HRP 標識ストレプトアビジン
- ●TMB 基質
- ●停止溶液
- ●プレートシーラー

[Fnzo Life Sciences, Inc. メーカー略号: FN7]

希望販売価格 貯蔵 品番 包装 ENZ-KIT162-0001 96 wells ¥121,000 🙈

HEK293T Host Cell Protein ELISA Kit

Topics ・トト 哺乳類細胞による発現



記事ⅠD検索 ▶▶▶ 38218

## HEK293 細胞抗体と HEK293T 細胞抗体



HEK 293 cells タンパク質を検出するウサギポリクローナル抗体です。




図 HEK293 細胞抗体(希釈率 1:1,000)と Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L)を用いて、4% パラフィンで固定した HEK293 細胞を免疫 蛍光解析した結果。

#### 表 1 HEK293 細胞の詳細

交差種	ヒト
アプリケーション	免疫蛍光染色、ELISA、WB
抗原	ペプチド
アイソタイプ	IgG
精製方法	Protein A purification

### 表 2 HEK293T 細胞の詳細

交差種	ヒト
アプリケーション	ELISA
抗原	ペプチド
アイソタイプ	IgG
精製方法	Protein A purification

### Proteintech 社抗体の特長

- ●全てオリジナル商品: 自社ラボで製造、検証済み(購入後1 年間の交換保証付き)
- ●数多くの評判: 国内・海外における累計 50,000 報以上の論 文使用実績(2021年7月現在)

「Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI]

●迅速な納期:約12,000品目を国内在庫

### ■HEK293 細胞抗体

■HEK293 細胞抗体		[1	Proteintech Grou	ıp, Inc.	メーカー略号:PGI]
品名	免疫動物	適用	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Anti HEK 293 cells, Trial Size: 20 µL	Rabbit (poly)	IF(免疫蛍光染色)、ELISA、WB	27347-1-AP	20 μL	¥23,000 ®
Anti HEK 293 cells	Rabbit (poly)	IF(免疫蛍光染色)、ELISA、WB	27347-1-AP	150 µL	¥64,000 🕸

### ■HEK293T 細胞抗体

			•	1-7	
品名	免疫動物	適用	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Anti HEK 293T cells, Trial Size: 20 µL	Rabbit (poly)	ELISA	27555-1-AP	20 μL	¥23,000 ®
Anti HEK 293T cells	Rabbit (poly)	ELISA	27555-1-AP	150 µL	¥64,000 ®

### **Topics**

▶▶▶ 哺乳類細胞による発現



記事ID検索 ▶▶▶ 8575

### TG-Sure Expression(IR/MAR)タンパク質高発現試薬

♠ Trans Genic Inc.

### 発現ベクターと共に宿主細胞株にトランスフェクション

哺乳動物細胞を宿主としたタンパク質発現系は、適切な立体構造や翻訳後修飾を必要とするようなタンパク質の生産の目的で利用されています。しかしながら、他の発現系と比べて、哺乳動物発現系の生産性は決して高いものではありません。そのため高いタンパク質の生産性が要求される場合では、遺伝子増幅法による発現細胞の構築が行われています。遺伝子増幅法で構築した発現細胞では、多コピーに増幅された目的遺伝子が染色体上に導入されます。

IR/MAR遺伝子増幅法は、がん細胞株で見られる遺伝子増幅メカニズムの研究過程において発見された新しい原理に基づく遺伝子増幅技術です。哺乳動物複製開始領域(IR)と核マトリックス結合領域(MAR)を持つプラスミドは、細胞内で効率よく遺伝子増幅を起こします。従って、本品(IR/MAR 配列を持つ DNA)と共に発現ベクターを適当な宿主細胞株にトランスフェクションすることにより、遺伝子増幅された発現株を作製することができます。トランスフェクション後は通常の薬剤選抜により、安定発現株を取得することができます。

内容	7.5 kbp DNA フラグメント
容量	10 μg DNA/vial, 20 μL TE (sterilized)
保管	-20℃以下
方法	溶解後はヌクレアーゼの混入等による分解にご注意ください。

### 操作方法

#### 1. 発現ベクターの準備

目的タンパク質の発現ベクターをご準備ください。発現ベクターには 任意の市販製品をお使いいただけます。発現ベクターは適当な制限酵素 サイトで直鎖化したのち精製してください。

### 2. トランスフェクション

トランスフェクション前日に、任意の宿主細胞を 6 ウェルプレートに 播種してください。市販のリポフェクション試薬のプロトコールに従い、直鎖化した発現ベクター  $1.0 \sim 2.0\,$  mg と本 DNA 試薬  $1.0 \sim 2.0\,$  mg を混和し、 $70 \sim 80\%\,$  コンフルエントの宿主細胞に共導入してください。宿主細胞の播種密度、トランスフェクションの方法や効率等については、別途ご検討の上、至適化を行ってください。

対照として、本 DNA 試薬を含まないトランスフェクションを行うことにより、IR/MAR 遺伝子増幅法の効果を判定することができます。

### 3. 薬剤選抜

トランスフェクションの翌日〜翌々日に 10 cm Dish プレートに継代し、発現ベクターの選択マーカーとブラストサイジンSによるダブルセレクションを開始してください。各薬剤の有効濃度は、あらかじめ宿主細胞ごとに決定しておいてください。


選抜開始の数日後から、ブラストサイジン S 濃度を  $5\sim20$  倍程度高濃度にすることにより、より多コピーに遺伝子増幅したクローンを選抜することができます。通常、1ヵ月ほどの薬剤選抜により、安定発現株を取得することができます。

### 4. 高発現株の単離

得られた安定発現株は、限界希釈などの方法でクローニングすること により、高発現株(モノクローン)を単離することができます。

高発現株のスクリーニングは、目的遺伝子のコピー数や mRNA 発現量を定量 PCR で測定する等の方法で行うことができます。





### 実施例

#### 1. 発現細胞株の構築例

6 ウェルブレートに播種しサブコンフルエントに生育した HEK293 細胞に、 直鎖化した発現ベクター(Neomycin 耐性)と本試薬を 2.0~mg ずつ混和した DNA 液を調製しトランスフェクションを行った。トランスフェクションには、市販のリポフェクション試薬を用いた。トランスフェクションの翌日にウェルから細胞を回収し、10~cm Dishに播種した。培地は Neomycin(0.5~mg/mL)と Blasticidin S(10~mg/mL)を含む DMEM+10%FBS を用いた。およそ  $4\sim7$ 日ごとに継代を繰り返し、安定発現株を取得した。なお、2~回目の継代からは、Blasticidin S の添加濃度を 100~mg/mL とした。

### 2. RealTime-PCR による高発現株のスクリーニング例

CHO 株を宿主として作製した安定発現株から、限界希釈法により12クローンを単離した。各クローンの細胞ペレットから mRNA を回収し、その相対発現量を RealTime-PCR により定量した。内部標準には、マウス b-Actin 遺伝子を用いた。各クローンについて、比較 Ct 法で導入遺伝子の相対発現量を算出したところ、低発現クローンの235倍の発現量を示す高発現クローンを取得することができた。

### ライセンス条項


本製品並びに IR/MAR 遺伝子増幅法技術は、特許 3755028 号、 特許 3882042 号、特願 2011-019563 により保護されています。 本製品は、ご購入者の自施設における研究目的のみにご使用いた だけます。

本製品の複製、または第三者への譲渡・配布・再販はご遠慮ください。 本製品のご購入の際には、別途、ライセンス確認同意書のご提出をお願いしております。 つきましては、別紙の内容をご確認いただき必要事項をご記入の上、コスモ・バイオ販売代理店へご注文いただく際に一緒にお送りくださいますようお願いいたします。 書類は本商品を紹介するコスモ・バイオの Web からダウンロードいただけます。

[株式会社トランスジェニック メーカー略号:KAL]

品名品番包装希望販売価格貯蔵TG-Sure Expression (IR/MAR) タンパク質高発現試薬IM-0110 μg¥112,500 ®

▶▶▶ 昆虫細胞による発現



### バキュロウイルス発現キット *baculo* COMPLETE™



### flashBAC™ 技術を用いたバキュロウイルス発現系タンパク質発現用キット

組み換えウイルス精製ステップが不要のバキュロウイルス発現用のキッ トです。flashBAC™ 技術を用いた flashBAC ULTRA™ DNA と共に、バ キュロウイルスタンパク質発現に必要となる試薬や細胞をセットになってい ます。各コンポーネントは、優れた組み換えウイルス力価とタンパク質の収 量が得られるよう、本キット用に最適化されています。

#### 構成内容

- ●flashBAC ULTRA™ DNA
- ●トランスファーベクターコントロール DNA
- ●baculoFECTIN™ トランスフェクション試薬
- ●baculoGROW™ 昆虫細胞用培地
- ●Sf9 細胞

トランスファーベクターは本キットに含まれておりません。 お客様の実験系に適したものを別途ご用意ください。


### flashBAC™ 技術による発現システムの原理

flashBAC™ は、組み換えウイルス精製ステップが不要のバキュロウイ ルスベースのリコンビナントタンパク質の過剰発現を簡単かつ迅速に行うこ とができる画期的なシステムです。flashBAC™のポリヘドリン領域には、 昆虫細胞内でウイルスが増殖するのに必要な遺伝子(ORF1629)が一部欠 損したものと、BAC (Bacterial Artificial Chromosome) が含まれます。 flashBAC™ DNA と、目的遺伝子を含むトランスファーベクターが相同組 換えを起すと、同時に昆虫細胞内で増殖可能な遺伝子の欠損部位が正常部位 と組み換わり、機能が回復します(図)。非組換えウイルスは昆虫細胞内で の増殖は不可能ですが、組換えウイルスは増殖が可能であるため、プラーク アッセイや精製等のスクリーニングを必要とせずに直接培養上清を昆虫細胞 に使用することができます。

また、一般的にバキュロウイルスは、感染後期に宿主のクチクラを破壊し 組織の液状化を引き起こす酵素キチナーゼ (chitinase: chiA) を含みます。 キチナーゼは、感染昆虫細胞内で小胞体と結合し、タンパク質分泌経路を完 全にふさいでしまいます。flashBAC™ システムでは、chiA が欠損してい るので、分泌性タンパク質および膜タンパク質の発現システムもまた大幅に 改善されました。

本システムは、昆虫細胞内のポリヘドリン領域との相同組換えを利用した 多くのベクター(例: pBACPAK8/9, pAcUW31, pBacPAK-His1/2/3 など)と互換性があります。

- ●精製ステップ不要のワンステップ発現系
- ●ウイルスストックが7~10日で得られます
- ●プラークアッセイ不要
- ●ハイスループットに対応
- ●組換え効率 100%



**Reconbinant Virus** 

図 flashBAC™ DNA と目的遺伝子を含むトランスファーベクターが相同組換えを起こすと、 昆虫細胞内で増殖可能な組換えウイルスができる。

### 表 flashBAC™ シリーズの比較

品名    特長	#±E	タンパク質の安定化と収量増加のために欠損させた遺伝子					
	彻底	chiA <sup>∗1</sup>	V-Cath <sup>®2</sup>	p10 <sup>∗3</sup>	p74 **4	p26 *5	
flashBAC™	細胞質/核タンパク質の発現に	0					
flashBAC GOLD™	分泌/膜タンパク質の収量を UP!	0	0				
本キットで使用 flashBAC ULTRA™	細胞質/核/分泌/膜タンパク質の収量を UP!	0	0	0	0	0	

- chiA は外因性または内因性キチナーゼ活性をコードするキチナーゼ遺伝子です。chiA が欠損すると、分泌性タンパク質および膜タンパク質の発現が大幅に改善されます。

- ※1 chiA は外的性または内内性キナナーで活性をコートするキナナーで遺伝子です。chiA が火損すると、分泌性タンパク質の表もの原ダンパク質の発現が大幅に改善されます。
   ※2 V-cath 遺伝子を欠損させると、分泌系パスウェイの発現効果が増加し、分泌タンパク質や膜タンパク質のリコンピナントタンパク質の収量が劇的に向上します。
   ※3 p10 遺伝子を欠損すると polh 活性が増加するため、リコンピナントタンパク質の発現、核および細胞の安定性が増加します。 さらに長期のタンパク質発現を保証します。
   ※4 p74 遺伝子を欠損すると、リコンピナントパキュロウイルスのバイオセーフティブロファイルが増加し、昆虫陽壁が損傷しません。
   ※5 p26 遺伝子は、機能が明らかになっていない 240 アミノ酸ポリベブチドで、5' 末端は、p10 と相同です。p26 の 3' 末端を削除し、lacZ または p10 を融合すると in vitro に . おいてウイルス複製に影響がないこと示されています。

[Oxford Expression Technologies	メーカー略号:OET)
---------------------------------	-------------

		1	
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
baculoCOMPLETE™ protein expression kit	400100	1 kit (5 reactions)	¥201,000 இ康 液窒

■その他 flashBAC™ シリーズのタンパク質発現システム	[Oxford Expression	Technologies	メーカー略号:OET]
品名/構成内容	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
flashBAC™  ● flashBAC™ DNA  ● ポジティブコントロール(lacZ レセプター遺伝子を含むトランスファーベクター DNA)	100150	5 rxns	¥56,000 இ康
	100151	24 rxns	¥238,000 இ康
	100152	96 rxns	ご照会 இ康
flashBAC GOLD™  ● flashBAC GOLD™ DNA  ● トランスファーベクター DNA(lacZ レポーター遺伝子含)(ポジティブコントロール)	100200	3 rxns	¥81,000 @®
	100201	5 rxns	¥129,000 @®
	100202	24 rxns	¥347,000 @®
	100203	96 rxns	ご照会 @®
flashBAC ULTRA™  ● flashBAC ULTRA™ DNA  ● ポジティブコントロール(lacZ レポーター遺伝子含むトランスファーベクター DNA)	100300	5 rxns	¥146,000 இ康
	100301	24 rxns	ご照会 இ康
flashBAC™ Selection Box ●最適なシステムをお選びいただくために:上記3商品が各3回分入った便利でお得なパックです。	100400	9 rxns	¥238,000 இ®

■関連商品 バキュロウイルストランスフェクション試薬および力価測定キット	[Oxford Expression 7	Technologies	メーカー略号:OET]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
baculoFECTIN™ II	300105 300106	150 µL 1 mL	¥28,000 康 ¥129,000 康
baculoQUANT™ All-IN-ONE Virus Extraction & Titration Kit	100602	100 rxns	¥134,000 ®

▶▶▶ 昆虫細胞による発現

# superSf9 cells® バキュロウイルス発現システム用細胞株



### 組換えタンパク質の収率が格段に UP!

superSf9 cells® は、タンパク質を安定的に発現させるために Sf9 細胞 . に改良を加えた昆虫細胞です。様々なタイプの組換えタンパク質発現用に3 種類の細胞をご用意しており、同社の flashBAC™ システム (前ページ参照) と一緒にお使いいただくと最大限の効果を発揮します。 (すべてのバキュロウイルス発現ベクターシステムに対応)

### 特長

- ●安定的にタンパク質を発現
- ●長期にわたってのタンパク質発現が可能
- ●従来の Sf9 細胞と比べて、タンパク質の収率が 15 倍アップ


### 通常のタンパク質発現用

- ●Sf9 細胞株と比べて、バキュロウイルス感染後の発現時間が長い
- ●細胞内・膜・分泌タンパク質に最適




#### 毒性タンパク質発現用 superSf9-2

- ●バキュロウイルス感染後、短期間で高発現
- ●分解しやすいタンパク質、毒性タンパク質の発現に最適



#### 未知のタンパク質発現用 superSf9-3

- ●幅広い組み換えタンパク質発現に適応
- ●混合特性を持つタンパク質、毒性や安定性が未知のタンパク質の発現 に最適



[Oxford Expression Technologies メーカー略号:OET]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
superSf9-1 insect cells	600102	2 vials (1 × 10 <sup>7</sup> cells/vial)	¥244,000 液窒
superSf9-2 insect cells	600103	2 vials (1 × 10 <sup>7</sup> cells/vial)	¥244,000 液窒
superSf9-3 insect cells	600104	2 vials (1 × 10 <sup>7</sup> cells/vial)	¥244,000 液窒
Sf9 insect cells	600100	1 × 10 <sup>7</sup> cells	¥65,000 液窒

### IP フリー Pichia pastoris 株



### ライセンスフリー! ATUM 社の Pichia 発現ベクターにそのままご利用いただけます!

ATUM 社では、種々の研究用IP(ライセンス)フリー Pichia pastoris 株をご用意しています。これらの菌株はライセンシングの制限なくご利用いただける上、ATUM 社の全 Pichia 発現ベクター(次ページでご紹介)にそのままご利用いただけます。

Pichia 株により作られたタンパク質とペプチドは IP フリーで、営利団体の方も研究用としてご利用いただけます。

※ただし、Pichia 株または Pichia 株由来のいずれの菌株も、お客様より第三者への譲渡または転売、変異体の転売、または本製品を使用した第三者への(受託などの)サービス提供は、 いかなる場合でも行っていただくことができません。

※本株は BioGrammatics Inc. と ATUM 社の共同開発品です。

### Pichia 株情報

### PPS-9010(野生型):

Pichia pastoris 野生型発現株。本株は、全長ゲノム配列決定および5,000以上の遺伝子からなるトランスクリプトームにおける振盪培養や発酵培養など種々の生育条件下におけるデータセットをもとに特性づけられています。BioGrammatics 社では、発酵により湿った細胞ペレットで700 g/L の細胞密度を得ています。

### PPS-9011 (aox1 $\Delta$ (MutS)):

メタノール資化が緩徐な PPS-9010 の派生体。AOX1 遺伝子の翻訳領域を ATG から STOP コドンまで欠失しています。本株は、炭素源としてメタノールのみを利用する場合は緩徐に生長し、発酵最適化の検討に有用です。


### PPS-9016 (pep4 $\Delta$ , prb1 $\Delta$ ):


PPS-9010 由来のプロテアーゼ欠損株。BG16 の遺伝子型は  $pep4\Delta$ ,  $prb1\Delta$ 。発酵の条件検討におすすめです。

プロテアーゼ欠損株はいくつかの外来性タンパク質崩壊の軽減に効果的であることが示されています(White et al. 1995; Brierley 1998)。特に、分泌型組換えタンパク質の発酵槽培養において顕著です。これは、高い細胞密度と細胞の可溶化が少ないため、これらの液胞プロテアーゼ濃度が高くなるためです。

残念ながら、これらのプロテアーゼ欠損株は PEP4 に関して野生型ほど活発ではありません。生存率が低い上に生長速度が遅いため、形質転換がより困難であり、振盪フラスコや発酵槽培養での取扱いが困難です。したがって、プロテアーゼ欠損株は、タンパク質分解を低減する他の方法(例:アミノ酸やペプトンを培養培地に添加するなど担体化合物の添加)で充分な収量が得られなかった場合など、特定状況下でのご利用を推奨いたします。特に、発現実験においては野生型 Pichia pastoris 株とプロテアーゼ欠損型ではない菌株を第一選択とされることをおすすめしています。

### 発現データ





### **AOX - Cutinase**

### 図 1 3種の Pichia 株でそれぞれクチナーゼ (pD-912) を発現させた結果

GAP プロモータ (上部パネル) または AOX1 プロモータ (下部パネル) 制御下で PPS-9010 (野生型)、PPS-9011 (aox1Δ (MutS)) および PPS-9016 (pep1Δ, prb1Δ) の3種の Pichia 株においてクチナーゼ (pD-912) を発現させた。3種の株それぞれのコンピテントセルを作製し、45 μL の細胞に 5 μL の開環した DNA を形質転換した。YPDS 上で 1 時間培養後、1 mg/mL のゼオシン添加 YPDS 上に插種し 30℃で培養した。各菌株の形質転換体より 2、3 コロニーを選択し、BMGY 培地(1% 酵母エキス、2% ペプトン、13.4 g/L YNB、0.1 M KHPO₄ pH 6、1% グリセロール・0.004 mg/L ビオシン3よび 300 μg/mL ゼオシン)で培養し、1 日あたり 1.5% (リールを 3 日間 (GAP コンストラクト) または 1 日あたり 0.5% (v/v) メタノールを 2 日間 (AOX1 コンストラクト) 補充した。形質転換していない細胞をネガティブコントロールとし、50 μL のサンブルを毎日採取し、SDS PAGE でクチナーゼ発現を確認した。

### 株継代方法

菌株は YPD + 1M ソルビトール培地に入れ、環境温度下でご送付いたします。 入手後は 4℃で保存してください。 1 週間以内に、YPD 寒天培地 (Teknova, Cat. No. Y1000: 1% 酵母エキス、2% ペプトン、2% グルコース、2% 寒天を含む) に単一コロニーを形成させるよう画線して 30℃で 2 日間培養します。

各菌株より単一コロニーをとり、YPD 培地(Teknova, Cat. No. Y5000:1% 酵母エキス、2% ペプトン、2% グルコース)で一晩培養します。菌体 を遠心(500 ×  ${
m g}$  で  ${
m 5}$  分間)後、 ${
m 30}$ % グリセロールを含む YPD 培地に再懸濁してマスターストックを作製します。菌体はドライアイス / エタノール槽で 凍結後、-80℃で保存します。

	LATUM (Former	DNA2.0 Inc.)	メーカー哈亏・DNA」
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Pep4, prb1 Pichia strain	PPS-9016	200 µL	¥120,000 🙈
Aox1 (MutS) Pichia strain	PPS-9011	200 μL	¥78,000 🙈
Wild type Pichia strain	PPS-9010	200 μL	¥78,000 🙈
Strain kit (3 strains) Pichia strain 【上記3つの株のセット品】	PPS-KT	1 kit	¥221.000 🙈

商品のお受け取り後すぐに、細胞を起こしていただくことを推奨している製品です。

### ■関連商品 Pichia 発現ベクター

メチロトローフ酵母 Pichia patoris の発現ベクターは、ミリグラからグ ラム量のタンパク質の発現に有用なシステムです。ATUM 社では、細胞質 および分泌型発現用の発現ベクターをご用意しています。

分泌型異種タンパク質の発現に対する主な利点は、Pichia patoris はネ イティブタンパク質の発現量が非常に少ないことです。これは、培地中のトー タルタンパク質の大多数が分泌された異種タンパク質で構成されるため、下 流のタンパク質精製が促進されることを意味します。異種タンパク質の分泌 には、分泌経路へと促す分泌シグナル配列の存在が必要となり、最適な分泌 シグナルは、発現させるリコンビナントタンパク質の種類に依存します。

### 異種タンパク質の発現における利点

- ●複雑な培地または培養条件は不要
- ●真核生物のタンパク質合成経路
- ●最低限の培地量で高い細胞密度の培養が可能
- ●統合ベクターによりリコンビナント遺伝子の遺伝的安定性が向上
- ●細胞内/細胞外にて高いタンパク質発現量
- ●グリコシル化や、ジスルフィド結合形成、タンパク質プロセシングの ような真核細胞修飾に優れている




図2 Integrating Vectors (*Pichia*): Cytoplasmic Expression 品番: pD902 のプラスミドマップ。これらのベクターは、分泌シグナルの有無にかかわらず使用できる。また、誘導性 (AOX) または構成的 (GAP) プロモーターのいずれかを持ち、ゼオシン耐性を持っている。ベクターは酵母のゲノムに組み込まれる。

### 商品リストは Web へ

ATUM 社の Pichia 発現ベクターは下記をラインアップしています。

- Integrating Vectors: Cytoplasmic Expression
- Pichia Electra Daughters : AOX secreted

これらのベクターの詳細や商品リストにつきましては、コスモ・バイオの Web をご覧ください。 記事 ID 11747 検索

## リーシュマニア株を用いた発現システム in Vivo LEXSY


**>>>** JENA BIOSCIENCE

### 哺乳動物と非常に近い翻訳後修飾が可能、N- グリコシル化パターンが同じ

JENA BIOSCIENCE 社が独自に開発した LEXSY は、原生動物である リーシュマニアの発現システムを用いて真核生物のタンパク質を発現させる システムです。真核生物による発現の長所となるタンパク質の折り畳み構造 や修飾の再現性と、原核生物による発現の長所となるシンプルさと扱いやす さを併せ持っています。

Leishmania tarentolae は、5 × 15 µm の大きさの、単細胞で鞭毛 のある真核生物です(図1)。宿主生物である Tarentolae annularis と Tarentolae mauritanica から単離され、その後何十年にもわたって実験室 などで扱われています。我々哺乳類に対して病原性はなく、バイオセーフ ティーレベル1での使用が承認されています。





宿主の Tarentolae annularis と Leishmania tarentolae

LEXSY (Leishmania tarentolae protein expression system) に用いる L. tarentolae は、ヤモリに寄生する原生動物で、ヒトへの病原性はありません。原生動物の中のキネトプラスト目に属し、従来の発現システムで用いられる生物種と比べて、進化的に脊椎動物と近縁です。また、L. tarentolae を用いた際、発現タンパク質の翻訳後修飾(N-グリコシル化パターン)は、哺乳 動物のパターンと非常によく似ています(図4)。

### 特長


### 他の発現システムの弱点を克服

大腸菌などの原核生物の発現システムは、タンパク質のフォールディング と翻訳後修飾に不可欠な成分を欠いているため、多くの場合、高等生物の機 能性タンパク質の生産には適していません。哺乳類や昆虫細胞などの真核生 物の発現システムは、世代時間が長くタンパク質を得るのに時間がかかり、 そしてさらに収量が少ないため、大腸菌を使用した場合よりもはるかに高い コストが発生します。LEXSY はこれらの制約を克服し、真核生物と原核生 物の両システムの利点、すなわち真核生物のタンパク質合成とフォールディ ング / 修飾機構と、原核生物の培養時間の短縮と取り扱いの容易さを組み合 わせています。

#### <その他特長>

- ●バイオセーフティーレベルは E.coli と同様の S1
- ●E. coli シャトルベクターを用いた容易なプラスミド生産
- ●エレクトロポレーションによる高いトランスフェクション効率
- ●コスト効率の高い培地で26℃の培養(世代時間:6~8時間)、特別 な培養器具は必要なし
- ●LEXSY で使用する発現株は短時間で細胞密度が高く(109 cells/mL) なる
- ●回収やその後の操作が容易(図4、5、6)


#### Α LEXSY expression success rates



### 図2 LEXSY タンパク質発現の成功率


これまでに 100 を超えるタンパク質が LEXSY で発現されています。発現の成功率は 90%であ り、発現が困難なタンパク質に適したシステムと言えます。

### Yield of LEXSY expressed proteins



### 図3 LEXSY 発現の収量

LEXSY で発現された全てのタンパク質の 60%以上から、1 mg/L を超える収量が得られています。一部のタンパク質では最大 500 mg/L のタンパク質が得られています。



### 図4 哺乳類に近い翻訳後修飾(グリコシル化)

ヒトエリスロポエチン(EPO)、ヒトインターフェロンガンマ(hu IFN y)、Toxoplasma gondii 表面抗原 SAG1 および宿主表面糖タンパク質 GP63 を使用して、LEXSY で発現させたタンパク質 のグリコシル化を確認した

すべての場合において、哺乳類型のグリコシル化に類似した構造である、二分岐、ガラクトシル化、コア -α-1,6- フコシル化 N- グリカン構造が見られ、LEXSY のグリコシル化能が示される結果となっ た。(Breitling et al. 2002)



図 5 LEXSY テクノロジーにより、条件評価サイクルの短縮が可能になります。標的遺伝子を LEXSY 発現ベクターに挿入し、LEXSY ホストをエレクトロポレーションでトランスフェクトします。 小規模の浮遊培養(通常 1 ~ 10 mL)で組み換えクローンの発現評価を行い、大規模培養でタンパク質の生産と精製をします。通常、クローニングから精製タンパク質まで 6 週間かかります。 攪拌懸濁培養での LEXSY 株の急速な増殖により、週に最大 40 世代が達成されましたが、昆虫または哺乳類の細胞では、それぞれ週に 10 世代または 7 世代しか得られませんでした。

# LEXSY grows faster than insect and mammalian cells




図 6 LEXSY は昆虫細胞や哺乳類細胞より速く増殖する LEXSY 株は攪拌培養により、最大で週に 40 世代達成しましたが、昆虫または哺乳類の細胞では、 それぞれ週に 10 世代または 7 世代しか達しませんでした。

## LEXSY grows to higher densities than insect and mammalian cells




図7 LEXSY は昆虫細胞や哺乳類細胞よりも高密度まで培養できる LEXSY は細菌培養と同程度の細胞密度になるまで増殖させることができる。昆虫細胞や哺乳類 細胞との比較のため、10<sup>5</sup> cells/mL を同様に培養し、増殖をモニターした。

### In Vivo LEXSY

 $\it In \ Vivo \ LEXSY \$ は、「恒常発現用」または「Tet 誘導発現用」の 2 つシステムがあります。


「恒常発現用」LEXSY は、多種多様なタンパク質の効率的な生産を可能にする基本的なシステムです。タンデム 18S rRNA をコードする染色体のssu 遺伝子座に、発現カセットを組込むことがベースになっています(図 4)。このクラスターは内因性 RNA ポリメラーゼ I によって転写されます。

「Tet 誘導発現用」LEXSY(図9)は、よく知られている T7 発現システムに類似しており、タンパク質発現の厳格な制御が可能です。発現は、誘導物質(テトラサイクリン)の添加によって開始されるので、発現タンパク質が宿主に対して毒性を示す可能性を軽減できます。また、いくつかの細胞内タンパク質は、誘導発現を使用すると、恒常的発現よりも 5 ~ 10 倍多く産生されることが示されています。

恒常発現と Tet 誘導発現の両方において、クローニングの方法を選択するだけで、同じベクターからのタンパク質の細胞内発現と分泌発現を行うことが可能です。分泌発現は、標的遺伝子の成熟部分(mature part of the target gene)を、ベクター(図 10)上にある配列を含む Leishmania シグナルペプチドと融合させることで可能となります。この方法は、ジスルフィド結合の形成やグリコシル化などの翻訳後修飾を受けるタンパク質に推奨されます。LEXSY システムは、非常に均一な哺乳類型 N- グリコシル化が行われることが示されています(Breitling et al. 2002、図 2 および 13)。



図8 恒常発現用 LEXSY の構造。トランスフェクション後、標的遺伝子を運ぶ直線化された発現カセットが、相同組換えによって 18S rRNA 遺伝子 (ssu) の1つに組み込まれます。4つの代替抗生物質耐性マーカーが利用可能です。



**図9 Tet 誘導発現 LEXSY の構造** 設計した LEXSY 宿主 T7-TR は、細菌の T7RNA ポリメラーゼと TET リブレッサーを発現します。トランスフェクション標的遺伝子は、T7 ブロモーター /TET オペレーターアセンブリの制御下で発現されます。

**メーカー**較早 : INIA]

### In Vivo LEXSY の特長

- ●クローニングの方法を選ぶだけで、同じベクターからタンパク質の細胞内発現と分泌発現が行える
- ●分泌発現は、ジスルフィド結合の形成やグリコシル化など、翻訳後修飾を受けるタンパク質発現に推奨、非常に均一な哺乳動物型の N- グリコシル化が行われる
- ●恒常発現用 LEXSY では最大4つ、Tet 誘導 LEXSY では最大2つまでのターゲットタンパク質を共発現できる

### 構成内容


### 【恒常発現用 LEXSY 発現キット】

- ●LEXSY 宿主株 L. tarentolae P10 (グリセロールストック×3)
- ●pLEXSY-2 ベクター(各選択マーカー)
- ・ ●1 L LEXSY BHI 培地 調製用コンポーネント
- ●抗生物質(1 L 培地用)
- ●プライマーセット(インサートシーケンシング、PCR用)

### 【Tet 誘導 LEXSY 発現キット】

- ●LEXSY 宿主 T7-TR(T7 RNA ポリメラーゼと TET リプレッサーを 発現)
- ●pLEXSY\_I ベクター(各選択マーカー)
- ●1 L LEXSY BHI 培地 調製用コンポーネント
- ●抗生物質(1 L 培地用)
- ●プライマーセット(インサートシーケンシング、PCR用)

各キットには、品名に示されている発現ベクターが含まれています。Tet 誘導発現キットには、さらに、発現部位に egfp 遺伝子が挿入されたコントロールベクターが含まれます。発現キットのアップグレードのために、すべての LEXSY 発現ベクターも個別に入手できます。すべての pLEXSY ベクターのクローニングサイトは互換性があります。



LIENTA DIOCCIENCE CMBH

LIENTY BIOSCIENCE CWBR

図 10 LEXSY 発現ベクターの一般的なマップ

### ■In Vivo LEXSY 発現キット

### LEXSYcon2.1 Expression Kit

LEAG (COIIZ.) Expression Kit	[JENA BIC	SCIENCE GIVIBH	メーカー哈方・JNA」
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
LEXSYcon2.1 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY-ble2.1, U2	EGE-1310BLE	1 kit	¥317,000 室冷凍凍
LEXSYcon2.1 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY-bsd2.1, U2	EGE-1310BSD	1 kit	¥317,000 室冷凍凍
LEXSYcon2.1 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY-hyg2.1, U2	EGE-1310HYG	1 kit	¥317,000 室冷凍凍
LEXSYcon2.1 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY-neo2.1, U2	EGE-1310NEO	1 kit	¥317,000 室冷凍凍
LEXSYcon2.1 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY-pac2.1, U2	EGE-1310PAC	1 kit	¥317,000 室冷凍凍
LEXSYcon2.1 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY-sat2.1, U2	EGE-1310SAT	1 kit	¥317,000 室冷凍凍

### LEXSinduce3 Expression Kit

LLASITIQUES LAPIESSIOTI KIL	LJENA BIC	SCIENCE GIVI	BH メーカー哈方・JNA」
品名	品番	包装	希望販売価格貯蔵
LEXSinduce3 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY_I-ble3, for inducible cytosolic or secretory protein expression	EGE-1410BLE	1 kit	ご照会 電冷凍
LEXSinduce3 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY_I-blecherry3, for inducible cytosolic or secretory protein expression	EGE-1410BLECHERRY	1 kit	で照会 電冷凍
LEXSinduce3 Expression Kit, contains the integrative vector pLEXSY_I-neo3, for inducible cytosolic or secretory protein expression	EGE-1410NEO	1 kit	ご照会 電冷阑阑

### LEXSinduce4 Expression Kit

EEXONIGGOOT EXPROSOIOTI NIC	LJEINA	SIUSCIENCE GIVIE	이 스트시트	17 · JIVAJ
品名	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
EGE1420BLECHERRY	EGE-1420BLECHERRY	1 kit	ご照会	室冷凍凍

### ■関連商品 LEXSY 発現ベクター

■関連商品 LEXSY 発現ベクター	[JENA BIOS	SCIENCE GMBH	メーカー略号	: JNA]
品名	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
pLEXSY-ble2.1	EGE-271	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY-hyg2.1	EGE-272	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY-neo2.1	EGE-273	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY-sat2.1	EGE-274	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY-bsd2.1	EGE-275	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY-pac2.1	EGE-276	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY_I-blecherry3	EGE-243	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY_I-ble3	EGE-244	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY_I-neo3	EGE-245	5 μg	¥159,000	凍
pLEXSY_IE-blecherry4	EGE-255	5 µg	¥159,000	凍

### ■関連商品 LEXSY プレーティングキット

組換え LEXSY 細胞は、液体培地(ポリクローナル選択)またはプレート(クローン選択)で選択する必要があります。LEXSY プレーティングキットは、 クローンの選択に必要なすべてのコンポーネントを含みます。補助コンポーネントが異なる3種類のキットがあります。

LJENA BIOSCIENCE GMBH	メーカー略号:JNA」

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
LEXSY Plating Kit basic	ML-453	40 plates	¥208,000 室冷凍

### ■関連商品 複合 LEXSY 培地

LEXSY の浮遊培養は、複合培地または合成培地中で行います。通常の培養、トランスフェクション、凍結保存、発現の評価には、脳や心臓抽出物を含む 複合 LEXSY BHI 培地を使用します。アニマルフリーの培養には、酵母や大豆抽出物を含む LEXSY YS 培地もお選びいただけます。どちらの培地でも、実 験室での撹拌培養で、最大  $5 \times 10^8$  cells/mL の細胞密度になります。

### [JENA BIOSCIENCE GMBH メーカー略号: JNA]

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
LEXSY BHI - Liquid Media Kit	ML-411S	1 L	¥31,000 <b>\$</b> @@
	ML-411L	5 L	¥119,000 <b>\$</b> @@
LEXSY BHI - Powder Media Kit	ML-412S	1 L	¥16,000 ©@@
	ML-412L	5 L	¥60,000 ©@@
	ML-412XL	10 L	¥116,000 ©@@
	ML-412XXL	50 L	¥462,000 ©@@

### ■関連商品 その他商品

In Vivo LEXSY シリーズのその他商品は、コスモ・バイオの Web をご覧ください。 記事 ID 12452 検索

### 遺伝子合成&最適化受託サービス



[ATUM (Former DNA2.0 Inc.) メーカー略号: DNA]

### メーカー独自のアルゴリズムにより、タンパク質発現量が従来の10~100倍!

ご希望の遺伝子配列を迅速に合成し、お好みのベクターヘクローニングする遺伝子合成受託サービスです。 さらに、最大限のタンパク質発現が得られるよう遺伝子配列の最適化サービスも承ります。

### 特長


- ●非常に高品質: 配列の最適化を行うことで、長鎖配列(200 bp~60 kb、最長:約 400 kb) の配列やクローニングが難しい配列も合成
- ●制限酵素部位、プロモーター、その他モチーフ配列の追加・除去のア レンジがフレキシブル
- ●ATUM 社独自の GeneGPS™ アルゴリズム (図 1 ~ 3) により、最 大限のタンパク質発現が得られるよう配列の最適化が可能
- ●様々なベクターにクローニング可能: 市販ベクターの大部分、ATUM 社の発現ベクター(コスモ・バイオの Web、記事ID 8898 参照、大腸菌、哺乳類、酵母用から選択可能)またはお客様のお持ち のベクターからお選びいただけます。
- ▶サブクローニングやライゲーション操作は不要
- ●遺伝子バリアントやライブラリも迅速に合成: デザイン用のソフト ウェア\*(Gene Designer 2.0) を無償でご利用いただけます。
- ※Gene Designer 2.0 は、ご自身で簡単に配列のデザインや一次的な最適化をして いただくためのソフトウェアで、GeneGPS™ アルゴリズムは含まれておりませ ん。GeneGPS™ アルゴリズムによる最適化がご必要な場合には、お見積もり依 頼時にご指定ください。

### GeneGPS™ アルゴリズム

ATUM 社では特に、得意のバイオインフォマティクスによる経験を活か し、独自のコドン最適化用アルゴリズム "GeneGPS™" (特許取得済み) を開発しています。この GeneGPS™ は他社のアルゴリズムとは異なり、 デザイン配列から予想されるタンパク質発現量と、実際に実験にて検証した タンパク質発現量の相関性データを基に作成されたアルゴリズムです。そ のため、他社のアルゴリズムでデザインされたものと比較して、 $10 \sim 100$ 倍ものタンパク質量が得られます。

結果は、下記論文で報告されています。

Welch M, Govindarajan S, Ness JE, Villalobos A, Gurney A, et al. (2009) Design Parameters to Control Synthetic Gene Expression in Escherichia coli. PLoS ONE 4(9): e7002. doi:10.1371/journal.pone.0007002



### 図 1 S. cerevisiae でのヒト膜タンパク質発現

膜タンパク質等の発現が難しいタンパク質でも、ATUM 社の技術で高レベルの発現が得られる。

- ・膜分画のトータルタンパク質 ・WT 遺伝子の発現は検出されず
- ・最大のタンパク質発現レベルはおよそ 1 mg/mL





図2 他社アルゴリズムとの比較 大腸菌で発現させたトータルタンパク質を

PAGE で分離後、CBB 染色(各サンプルは独立の三連操作にて調製した)。 A:ATUM 社 GeneGPS™ アルゴリズム B:他社アルゴリズム



#### 図3 ATUM 社アルゴリズムと実際のタン パク質発現量の相関性

ポリメラーゼバリアント(■印)とscFv 抗体バリアント(◆印)の発現を示した。各印 は、異なるコドンバイアス由来のデータを示し、 ATUM 社のアルゴリズムで合成した遺伝子は 緑色で示した。黒印は、他社が使用した 2 種類の他社アルゴリズムを示し、◇□印は大腸菌ゲノムパイアスにマッチングし、◇□印は CAI (Codon Adaptation Index) に基づいたアル ゴリズムを使用している。



#### 納品形態

- ●目的の合成遺伝子が挿入済みのプラスミド DNA 2~5 μg (精製済み) (ラージスケールの調製も別途承ります)
- ●遺伝子の両方鎖をカバーするシーケンスデータ(電子ファイル)
- ●プラスミドマップ(電子ファイル)

### 追加サービス

ATUM 社では遺伝子合成&最適化受託サービスに加え、下記の様々な追 加サービスをご用意しております。目的遺伝子が最適な状態でタンパク質発 現しているかどうかをご確認いただけます。

### タンパク質発現テストサービス

目的合成遺伝子のタンパク質発現レベルを確認する追加サービスです。 このサービスでは、目的の合成遺伝子を ATUM 社が所有する T5 プロモー ターベクターの pJExpress 400 シリーズ (pJexpress 401, 402, 404, 406) にクローニングし、大腸菌でタンパク質発現レベルを検証します。

目的タンパク質の発現が難しい場合などに、ATUM 社で発現プロトコー ルの条件検討等を行います。この追加サービスにより、実際のタンパク質発 現レベルを迅速に知ることができます。

### タンパク質発現保証サービス

目的合成遺伝子が下記条件を満たす場合に、合成遺伝子がタンパク質発現 することを保証する追加サービスです。

発現保証は、下記条件を満たした合成遺伝子のみに適用されます。

- ・ATUM 社の GeneGPS™ 最適化アルゴリズムでデザインされた遺伝子
- ・ATUM 社 in silico 解析の必要条件を満たす遺伝子
- ※膜タンパク質の一部、大腸菌に毒性を示すことが知られているタンパク質や非常に小 さいタンパク質は対象外です。

このサービスでは、目的の遺伝子を ATUM 社所有の T5 プロモーターベ クター pJExpress 400 シリーズ (pJexpress 401, 402, 404, 406) に クローニングし、大腸菌にてタンパク質の発現レベルをテストします。

※発現の基準は、ATUM 社の基準条件 (ATUM 社の発現条件で 5.0 OD600 culture)下で> 5 μg/mL E. coli cultureです(SDS-PAGEとWBの両方またはいずれか一方で検出可)。

### お見積もり・お問い合わせ先

本サービスについてのお見積もりやご質問はコスモ・バイオ 創薬・ 受託サービス部までお問い合わせください。秘密保持契約のご希望 につきましても、ご対応可能です。

> TEL: 03-5632-9615 FAX: 03-5632-9614 E-mail: Atum@cosmobio.co.jp

▶▶▶ その他



記事 ID 検索 ▶▶▶ 33607

### リコンビナントタンパク質発現確認用ポジティブコントロール

**PROCKLAND** 

### そのリコンビナント、発現してますか?

MBP-T7-HSV-cMyc-VSV-Glu-Glu-V5-E-tag-Flag-S tag-HA-6XHis の 12 種類のタグのリコンビナントタンパク質を発現させた E.coli ライセー トです。各種タグ付きリコンビナントタンパク質を発現させ、ウエスタンブ ロットで確認する際、リコンビナントタンパク質(タグ)が発現しているか を確認するためのコントロールとしてお使いいただけます。

### 特長

- ●タグ付きタンパク質を作製した際のポジティブコントロールに最適 (ウエスタンブロットの際、各種タグ抗体により 58 kDa のタンパク質 が検出されます)
- Ready-to-Use 1×サンプルバッファーでご提供: 62.5 mM Tris HCL, 2% SDS, 10% Glycerol, 0.005% Bromophenol Blue, pH 6.8




図 エピトープタグタンパク質マーカーライセートを用いたウエスタンブロット BI エニ ファファファハン貝ャーカーフィセートを用いたワエスタンフロット 6HIS 抗体、MBP 抗体、FLAG 抗体、HA 抗体、V5 抗体を用いてウエスタンブロットを行った。 各抗体により、58 kDa に強いシグナルが検出された。

[Rockland Immunochemicals, Inc メーカー略号:RKL〕

希望販売価格 貯蔵 品名 品番 包装 12 Epitope Tag Protein Marker Lysate MB-301-0100 100 µL ¥38,000 ®

### ■ 探しま章¬Web 検索データベース

100 万品目以上の品ぞろえ、主要な 約 12.000 ターゲットの抗体を国内に在庫。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、 高い技術力であらゆるニーズに対応。







「 探しま章 」はトップページの このバナーをクリック!







コスモ・バイオの抗体百科に Go! www.cosmobio.co.jp

記事 ID 検索 ▶▶▶ 36660

### Proflo His-tag quick test



### サンプル中の His-tag タンパク質を簡単に検出


His-tag タンパク質を迅速、簡便に検出できるイムノクロマトラテラルフ ローアッセイです。

His-tag タンパク質の精製過程やスケールアップの過程における、タンパ ク質のモニタリングや確認の手法としてご利用いただけます。SDS-PAGE やウエスタンブロット等に比べ、迅速、簡便に確認可能です。また、2~ 50 μg/mL (25 kDa タンパク質) の範囲で半定量的に検出でき、精製組み 換えタンパク質の測定同様、細胞ライセート中の His-tag タンパク質の測 定にもご利用いただけます。

### 特長

▶▶▶その他

- ●迅速 → 10 分で結果が出せる
- ●簡単操作 →操作は3ステップのみ




#### 図 1 使用方法

- 1. Dilution buffer 95 μL を付属の 2 mL チューブに入れる
- 2. サンプル (細胞ライセート、精製画分等) 5  $\mu$ L を 2 mL チューブに入れ、ピペッティングに より混合する
- 3. テストストリップを 2 mL チューブに入れ、コントロールラインが明確に視認できるまで 10 分程度待つ

### 結果の確認方法

Proflo His-tag quick test は、金粒子を結合した His-tag 特異的な抗体 (キャプチャ抗体複合体)と、テストラインに固定化した His-tag タンパク 質、コントロールラインにコントロール抗体を用いています。テストストリッ プにサンプルをアプライ後、キャプチャ抗体複合体がサンプル中の His-tag タンパク質に結合し、毛細管現象によりメンブレン上を移動します。サンプ ル中の His-tag タンパク質と結合していないキャプチャ抗体複合体は、テ ストライン上に固定化された His-tag タンパク質(テストライン)と結合 するため、テストラインのシグナルは弱くなることで、サンプル中の Histag タンパク質が含まれていることを確認できます。



### 図 2 結果の確認方法

- 図 2 結果の確認力法 ①テストラインのシグナル:強(high intensity) ⇒サンブル中に His-tag タンパク質が不含 ②テストラインのシグナル:ほとんど見えない(hardly visible) ⇒サンブル中に His-tag タンパク質が多く含まれている

※コントロールラインは、試験が正常に行われた場合、サンプルの His-tag 量に依存せず、 常に強いシグナルで検出されます。

	[Progen Bio	technik GmbH	メーカー略号:PGN]
品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
proflo His-tag quick test	PRLFHIS	25 tests	¥22,000 இ

#### ▶▶▶ その他

### タンパク質発現用プラスミド&ウイルスベクターのメーカー紹介

### Cell Biolabs 社



メーカー略号: CBL]

Cell Biolabs 社では、タンパク質発現研究の一助となる、様々なウイルス発現研究のツールを取り扱っています。

14818 検索 記事ID

### アデノ随伴ウイルス(AAV) 記事ID

6058 検索

### 取扱商品例

- ●ヘルパーフリー発現システム
- ●ヘルパーフリーパッケージングシステム
- ●発現 & コントロールベクター
- ●パッケージング細胞(293AAV、下記参照)
- ●その他ウイルス精製・定量・タイター測定・遺伝子導入キット など

### アデノウイルス

### 取扱商品例

- ●ウイルス発現システム 2234 (RAPAd®、記事ID
- 検索 ●パッケージング細胞(293AD、下記参照)
- ●その他ウイルス精製・定量・タイター測定・遺伝子導入キット

### レンチウイルス

記事 ID

4108

検索

### 取扱商品例

- ●ウイルス発現システム&ベクター(ViraSafe™ シリーズ)
- ●パッケージングシステム(ViraSafe™)
- ●パッケージング細胞(293LTV、下記参照)
- ●その他ウイルス精製・定量・タイター測定・遺伝子導入キット

### レトロウイルス

記事ID

3824

### 取扱商品例

- ●ウイルス発現システム(Platinum)
- ●クローニング&発現ベクター
- ●パッケージング細胞 (Platinum シリーズ、293RTV、下記参照)
- ●その他 pMXs / pMYs ベクター、ウイルス精製・定量・タイター 測定・遺伝子導入キットなど

### パッケージング細胞のご紹介

アデノ随伴ウイルスによる遺伝子導入に

### 293AAV 細胞株 (品番: AAV-100)

HEK293 細胞株由来で、表面積が広く平らな形状で培養プレートにより強く接着します。その結果、AAV を高収量で得ることができます。

	品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
293AAV Cell Line		AAV-100	1 vial	¥79,000 凍

### アデノウイルスによる遺伝子導入に

### 293AD 細胞株 (品番: AD-100)

HEK293 細胞株由来で、アデノウイルス用に選択されています。培養プレートへの安定結合や優れた導入効率、より早い増殖能を持つといった特長 があります。

	品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
293AD Cell Line		AD-100	1 vial	¥71,000 凍

### レンチウイルスによる遺伝子導入に

### 293LTV 細胞株(品番:LTV-100)

HEK293 細胞株由来で、レンチウイルス用に選択されています。293T 細胞株に比べ、高レンチウイルス収率や培養プレートへの安定結合、より早 い増殖能を持つといった特長があります。

	品名	品工工品工工工工工工工品工工工品工工工	包装	希望販売価格 貯蔵
293LTV Cell Line		LTV-100	1 vial	¥79,000 凍

### レトロウイルスによる遺伝子導入に

### Platinum シリーズ(品番: RV-101~RV-103)

記事ID 3817

レトロウイルスのパッケージングに従来用いられる細胞は、不安定でウイルス収量が比較的少ないという難点がありました。これは、細胞内のレトロ ウイルス構造タンパク質(gag、pol、env)の発現量が少ないためです。

Platinum 細胞シリーズは長期間安定で、レトロウイルスの構造タンパク質を高収率で産生します。Platinum-E 細胞は 293T 細胞由来で ecotropic なエンベロープタンパク質を持っています。また、Platinum-A (amphotropic)、Platinum-GP (pantropic) タイプもございます。

### 293RTV 細胞株 (品番: RV-100)

HEK293 細胞株由来で、レトロウイルス用に選択されています。培養プレートへの安定結合やより早い増殖能、RTV をより高収量で得られるといっ た特長があります。

品名	品番	包装	希望販売価格 貯蔵
Platinum-E Retroviral Packaging Cell Line, Ecotropic	RV-101	1 vial	¥150,000 凍
Platinum-A Retroviral Packaging Cell Line, Amphotropic	RV-102	1 vial	¥150,000 凍
Platinum-GP Retroviral Packaging Cell Line, Pantropic	RV-103	1 vial	¥150,000 凍
293RTV Cell Line	RV-100	1 vial	¥79,000 凍

### GeneCopoeia 社



メーカー略号: GCP] [GeneCopoeia, Inc.

GeneCopoeia 社は 1999 年に設立された米国を拠点とする機能ゲノ ミクス企業であり、ゲノミクス、プロテオミクス、分子生物学および細 胞生物学向けの最先端の製品とサービスを開発しています。学術研究に おける生物・医学研究者のニーズと、医薬品および診断製品の研究開発 のニーズを満たすため、革新的な研究開発を続け、高品質な商品を供給 しています。

### おすすめ商品

ヒトとマウスのゲノムの広範囲を網羅する、ORF クローンの最大のコ レクションです。すべての ORF は、様々な融合タグ(蛍光色素や抗体と の融合タグ、溶解性を上げるタグ、精製済みまたはタグなし)や、プロモー ター、選択マーカーと組み合わせて簡単に発現できるため、様々な宿主 システムで簡単に発現できます。

●OmicsLink™ Expression-Ready ORF cDNA Clone

記事 ID 7398

### OrigGene Technologies 社



[OriGene Technologies, Inc.

メーカー略号: ORG]

OriGene Technologies 社は、研究ツールとしての大規模な完全長ヒ ト cDNA コレクションを市場に提供する会社として設立されました。完 全なヒトゲノム配列の可能性が広がってゲノムベースのツール開発が進 み、創薬ターゲットの特定が可能になった中で、OriGene 社は生体内の パスウェイを研究するための包括的でゲノムワイドな研究ツールとテク ノロジープラットフォームを提供し、研究者ががんや幹細胞研究を含む 疾患メカニズムを追求する手助けをすることを目指しています。

### おすすめ商品

哺乳類細胞へのトランスフェクションの準備済みの発現プラスミドの 大規模なコレクションです。ヒト(100.000)、マウス(300.000)、ラッ ト (150,000)、ウイルス (2,300) と、ゲノムワイドなカバレッジを ほこります。

cDNA クローンは、下記のブランドの哺乳類発現ベクターを用意して います。

●TrueClone® - タグなし cDNA クローン

記事 ID 3417 ●TrueORF® - タグ付き ORF クローン (Myc-DDK tag or GFP tag) 3410 記事 ID

●TrueORF Gold - 発現バリデーション済み

7396 検索

●Lenti-ORF - レンチウイルスの ORF クローン (Myc-DDK tag or mGFP tag)

●Viral ORF - その他ウイルスの ORF クローン (Myc-DDK tag)

記事 ID 11537

### SignaGen® Laboratories 社



[SignaGen Laboratories メー

メーカー略号: SGL]

11509

42996

14392

遺伝子デリバリーツールの開発、製造を行う2008年設立のアメリカの会社です。独自に開発したDNA/RNAトランスフェクション試薬や、アデノウイルス発現システム、アデノ随伴ウイルスパッケージングシステム、レンチウイルスパッケージングシステム等のウイルス粒子関連製品の販売、各種ウイルス作製の受託サービスを提供しています。科学論文での引用文献数は6.000件を超えています。

### おすすめ商品

- ●パッケージング済みアデノウイルス粒子 (Pre-packaged Adenovirus) 記事ID
- ●パッケージング済みアデノ随伴ウイルス粒子

(Pre-packaged Adeno-associated virus) 記事 ID 42995

- ●パッケージング済みレンチウイルス粒子
  - (Pre-packaged Lentivirus)
- ●in vivo 用トランスフェクション試薬
- GenJet™ Plus / PepJet™

●in vitro 用トランスフェクション試薬

GenJet™ / PolyJet™

記事 ID 3831 検索

### Vector Biolabs 社

用されています。

**VECTOR BIOLABS** 

メーカー略号: VBL]

Your Trusted Partner in Gene Deliver

独自技術を用いた強力な遺伝子デリバリーの開発に注力している 2004 年設立のアメリカの会社です。現在に至るまで、25 ヵ国以上の国の数百の施設と協力して、アデノウイルスとアデノ随伴ウイルスのウイルスベクター製品を提供してきました。1,000 を超える査読論文にて引

### おすすめ商品

Vector Biolabs 社では、ヒト、マウス、ラット遺伝子に対する過剰発現やサイレンシング関連のウイルス粒子を販売しており、アデノウイルス粒子製品は約85,000点、アデノ随伴ウイルス粒子製品は約62,000点取り揃えています。これらのウイルス粒子製品には、蛍光レポーターやCre/蛍光タンパク質のリコンビナーゼ、CRISPR/Cas9タンパク質などのが含まれています。

[Vector BioLabs

カタログ品では、CMV または U6 プロモーターのベクターをご用意しておりますが、お客様のご希望に応じて、カスタマイズも承っています。



神経研究ハンドブック



エクソソーム研究用試薬 アプリケーションノート集



グライコバイオロジー ハンドブック第3版



RNAi ハンドブック 第 3 版



ゲノム編集ハンドブック第3版

# 好評配布中!

コスモ・バイオのハンドブック

ウェブサイトからカタログ送付依頼 【無料】 ができます! www.cosmobio.co.jp



## Web 検索案内



### 記事 ID 検索

### 直接 WEB サイト内の記事へ。

カタログでは紹介しきれない情報も

手に入ります。



### 検索画面の拡大図



### 品番検索

品番のみでシンプルに検索

- ・最大で 10 品番を同時検索
- ・メーカー指定もできます。

### サイト内検索

**WEB サイト内** にお探しの情報が あるかをキーワードで検索。 商品検索とは異なります。

### 商品検索

商品名、品番、CAS RN®、キーワード等を入力して検索。 より条件を絞っての検索には、「抗体」、「タンパク質」、 「化合物」、「ELISA/ELISpot」、「一般検索」のカテゴリ特化検索 をご活用ください。

### ご注文に際してのお願い

メーカー略号	メーカー名
AJI	味の素ヘルシーサプライ株式会社
AVI	Avidity.LLC
CBL	Cell Biolabs, Inc.
CET	Cellular Engineering Technologies, Inc.
CLI	Cell Lines Service
DNA	ATUM
ENZ	Enzo Life Sciences,Inc.
GEN	Genlantis, A division of Gene Therapy Systems, Inc.
GFK	ジーンフロンティア株式会社
GMB	BioElegen Technology Co., Ltd
JNA	JENA BIOSCIENCE GMBH
KAL	医化学創薬株式会社
LNO	LenioBio GmbH
LUC	Lucigen Corporation
OET	Oxford Expression Technologies
PGI	Proteintech Group, Inc.
PGN	Progen Biotechnik GmbH
PRX	株式会社プロテイン・エクスプレス
RKL	Rockland Immunochemicals, Inc.
SMO	SMOBIO TECHNOLOGY, INC.

コスモ・バイオでは、取扱メーカーをすべて メーカー略号を用いて注文しやすくしていま す。同様の品番を複数メーカーで用いている 場合がございますので、ご注文時には品番だ けでなく品名や包装サイズ、メーカー略号も しくはメーカー名のご確認をお願いいたしま す。弊社取り扱い代理店経由でご注文くださ い。

室	室温保存
冷	4℃保存
凍	-20℃保存
凍	-70℃保存

### 営業部お問い合わせ先

TEL: 03-5632-9610 FAX: 03-5632-9619

E-mail: mail@cosmobio.co.jp

弊社の Web 経由でもお問い合わせいただけます。 Web:https://www.cosmobio.co.jp/ask/contact.asp Kg スケールでも対応が可能です。

# 鶏卵バイオリアクターを用いた 組換えタンパク質大量生産受託サービス



取扱店

お願い / 注音事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

希望販売価格)記載の希望販売価格は 2021年 11月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・ 臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。



人と科学のステキな未来へ

### コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ -

TEL: 03-5632-9630(受付時間 9:00 ~ 17:30)

FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ

TEL: 03-5632-9610(受付時間 9:00 ~ 17:30)

FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル