



nitzzipper®

ニットジッパー

って何？

nanoimmunotech
global solutions in nanobiotechnology

組合せは無限!!



混合するだけで標識が
できる技術です!

只今、おためしキャンペーン中!!

お手持ちの抗体への Linker T or U の
ラベリング受託費用が
この機会に是非お試しください!

無償

* キャンペーン適応条件は本誌裏面を参照ください。

ナノイムノテック社 カスタム抗体ラベリングキャンペーン 第二弾

キャンペーン期間：2014年11月4日(月)～2014年12月26日(金) 受注分まで
キャンペーン番号：1424

ビオチン/ストレプトアビジン、カルボキシル法を始め、その他のバイオコンジュゲート手法に置き換わる技術です。

nitzzipper® は互いに結合し複合体を形成する、リンカー U とリンカー T を利用して、異なるピースを強く安定的に結合します (nitzzipper® 製品にはどちらかのリンカーが修飾されております)。

nitzzipper® は様々な種類のマイクロ/ナノ構造、分子、Dye、リンカー、薬剤などを迅速・簡単・効率的に互いに結合させることができる革新的なバイオコンジュゲート技術です。

nitzzipper® の優位性

パラメーター ／技術	nitzzipper®	カルボキシル法	ビオチン ／ストレプトアビジン	その他の バイオコンジュゲートキット (リンカー技術)
操作時間	26 秒	5 分	5 分	30 分
反応時間	15 分	1 時間	1 時間	4 時間
汎用性	高	中	中	中
簡便性	高	中	中	中
コスト	中	高	中	中
結合効率	高	中	中	中

リンカー (U および T) が修飾された抗体 (480 種類)、Dye (33 種類) などを取り揃えております。
カスタム作製も承っておりますのでお問い合わせください。

NANOIMMUNOTECH SL

メーカー略号：NIT

商品情報やより詳しい情報は、
コスモ・バイオの Web サイトをご覧ください。

nitzzipper

検索



人と科学のステキな未来へ


コスモ・バイオ株式会社

ナノイムノテック社 カスタム抗体ラベリングキャンペーン 第二弾 仮申込書

キャンペーン期間：2014年11月4日（月）～2014年12月26日（金）受注分まで

キャンペーン番号：1424

下記事項をご記入、ご確認の上、弊社販売店まで FAX でお送りください。



選択例：カスタム抗体ラベリングを Linker U で作製した場合

【キャンペーン適応条件】

ナノイムノテック社の蛍光標識、酵素製品から希望販売価格（税抜）の合計が **5万円分以上** になるように製品をお選び頂き、下記の表に品番、品名、数量をご記入になり、弊社販売店まで FAX してください。ご指定販売店より追って見積書をお届けいたします。

詳しくは、弊社ホームページのキャンペーン情報をご覧ください。

上記条件を満たす場合、**カスタム抗体ラベリング 100 µg 分** (Linker U、T のうちどちらか一方) を無償提供致します。ご希望のカスタム抗体ラベリング（無償）、および蛍光標識、酵素製品（税抜 5万円以上）の両方をご記入ください。

カスタム抗体ラベリング 100 µg 分	Linker U の品番：91000131G	Linker T の品番：91000121G
----------------------	------------------------	------------------------

品名	品番	数量	希望販売価格（税抜）
*nitzzipper® linker U/T の選択にご注意ください。			合計

ラベリングをご希望される抗体に関して下記注意点をご確認ください。

- ① バッファーに溶解されている精製済み非標識の「IgG」抗体のみラベリング致します（他の抗体クラスをご希望の際はご連絡ください）。
 - ② 精製済み非標識の抗体濃度は ≥ 2 mg/mL にてご提供ください。
 - ③ 第1級アミン基を含むバッファーは使用しないでください（バッファーは「PBS」や「ホウ酸緩衝生理食塩水 pH 8.2」などがお勧めです）。アジ化ナトリウム、BSA（その他タンパク質）などの添加剤をバッファー中に含む場合はラベリングが出来ません。
 - ④ 抗体 100 µg をラベリングする際に 250 µg 分の抗体の提供をお願いします。^{注1)} 尚、余った抗体に関してはご返却致します。^{注2)}
 - ⑤ 抗体の詳細情報をお知らせください（免疫動物、濃度、溶解バッファー組成）。
 - ⑥ メーカーへの抗体の輸送代行費用として別途 3万円をご請求させていただきます。
 - ⑦ 本サービスの納期は約 1ヶ月です。
- 注1)： ラベリング済み抗体の最終量は抗体により変動致します。
注2)： 返却量は抗体により変動致します。

ご依頼者			
フリガナ			
御名前			
御所属			
TEL			FAX
e-mail			
ご指定代理店			
会社名			営業所
御担当者			

販売店ご担当者様：本紙が届きましたら、弊社（FAX：03-5632-9619）までお送りください。弊社担当よりご連絡を差し上げます。

【個人情報のお取り扱いについて】お客様の個人情報は、適切な管理を行います。また、漏洩、損失、毀損の防止のために最大限の注意を払います。情報使用の範囲は下記の通りです。

- 製品やサービスの内容を、より充実したものとするため
- その他必要に応じてお客様にご連絡をするため
- お客様の個人情報は、第三者に開示、提供、販売、共有することはありません。尚、nanoimmunotech 社と弊社との間では、個人情報取り扱いに関する秘密保持契約を締結しております。

情報提供する場合のある例外： ● お客様のご同意がある場合 ● 法令に基づき開示を要求された場合 ● 人の生命・身体または財産の保護のために必要であって、緊急の場合。尚、個人を識別できる情報以外により、期せずして本人が特定できてしまった場合は、個人情報の第三者への提供にはあたらないものとします。

お願いおよび注意事項

- 希望販売価格 … 「希望販売価格」及び「キャンペーン中の参考価格」は参考であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。（12112）
実際の販売価格は、ご注文の際に販売店様にてご確認ください。
- 使用範囲 … 記載の商品は全て、「研究用試薬」です。
人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

取扱店



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL：http://www.cosmobio.co.jp/

● 営業部（お問い合わせ）
TEL：(03) 5632-9610 FAX：(03) 5632-9619
TEL：(03) 5632-9620