

日研発 74-066 号
平成 30 年 6 月 吉日

販売会社各位

日本ハム株式会社

中央研究所



『FASTKIT スリムシリーズ』取扱説明書改訂に関するご連絡

謹啓

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、これまで販売にご尽力頂いております『FASTKIT スリムシリーズ』に関しまして、取扱説明書を改訂いたしますのでご連絡申し上げます。

引き続き、本製品の拡販にご尽力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

1. 取扱説明書 項目共通化(全項目)

対象品:FASTKIT スリムシリーズ(全項目:卵、牛乳、小麦、そば、落花生、大豆)

2. 各検査対象の検出感度を一覧で記載

検査対象	食品	ふき取り	リンス水
検出感度	試料溶液 0.025ppm (25ng/mL) *食品あたり 5ppm	試料溶液 0.025ppm (25ng/mL)	試料溶液 0.025ppm (25ng/mL) *リンス水中濃度 0.05ppm (50ng/mL)

3. 洗浄確認検査(ふき取り、リンス水)法記載の充実化(以下に概要を記載)

1) ふき取り検査法

- ① 湿らせた綿棒をキット添付の希釈用緩衝液で懸濁した試験溶液をテストストリップに滴下。
- ② 湿らせた綿棒をリン酸緩衝生理食塩水または生理食塩水で懸濁した試験溶液をテストストリップに滴下。
*ただし、一部検体において反応性が低下することが分かっています。

2) リンス水検査法

リンス水とキット添付の希釈用緩衝液を等量混合した試験溶液をテストストリップに滴下。

●変更時期

・2018 年 06 月製造分より

*「変更時期」と「納品時期」は異なりますので、あらかじめご了承ください。

以上