

お詫び

日頃より弊社製品にご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

弊社製品の ELISA 及び EIA キットに使用しております構成品の一つに酵素反応停止液 (Stopping solution) がございます。この酵素反応停止液には硫酸を使用しておりますが、硫酸の含有量の表記に誤りがございました。お客様には深くお詫び申し上げます。つきましては、下記のように訂正させていただきます。

記

1. キット外箱並びに構成品の酵素反応停止液に貼付の GHS ラベル

誤 5.5% → 正 9.69%

2. (M)SDS 3. Composition, Information on Ingredients (Page 1)

Stopping solution

誤 5.5% → 正 9.69%

以上

以上につきまして、ご不明の点がございましたらお問い合わせいただきますようお願いいたします。今後とも弊社製品に従来と変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2017年6月16日

〒418-0011

静岡県富士宮市粟倉 2480-1

株式会社 矢内原研究所

TEL : 0544-22-2771

FAX : 0544-22-2770

