



ゼラチン・カゼインザイモ電気泳動キットに含まれるプレキャストゲルのサイズ



対象製品 : AK45、AK46、AK49、AK60、AK61、AK62
使用可能な電気泳動装置 : アトー社製 (AE-6530P など)



対象製品 : AK47、AK48、AK50、AK63、AK64、AK65
使用可能な電気泳動装置 : コスモ・バイオ社製 (DPE-1020) など

※サイズはいずれも実測値になります。



コスモ・バイオ株式会社
COSMO BIO CO., LTD.

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部 (お問い合わせ)
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620

● 札幌事業部 (技術的なお問い合わせ)
TEL : (0134) 61-2301 FAX : (0134) 61-2295
E-mail : primarycell@cosmobio.co.jp
URL : <http://www.primarycell.com/>