

ブラジル産・パナマ産FBS

34,000円  
~39,000円


FBS  
本数・ロット  
限定  
キャンペーン

キャンペーン期間:

2018年10月1日

~2019年1月18日(金)まで

キャンペーン番号:1807



モウ Cow しかない!!



包装: 500 mL

## 採用実績

細胞培養を行っている

多くのお客様にご愛用いただいています。

品名	品番	対象ロット <sup>※2</sup>	有効期限	産地	キャンペーン中の参考価格
FBS	CCP-FBS-BR-500	P180201	2024年2月29日	ブラジル	¥34,000
USDA グレード γ線照射済み FBS <sup>※1</sup>	04-111-1A	1524128	2020年6月30日	パナマ (BSE 非発生国)	¥35,000
USDA グレード FBS	04-001-1A	1709316	2022年2月2日		¥39,000

品番: 04-001-1A/04-111-1A Biological Industries Ltd. メーカー略号: BLG 品番: CCP-FBS-BR-500 コスモ・バイオ株式会社 メーカー略号: CCP

当社取り扱いのウシ胎児血清 (FBS: Fetal bovine serum) は、ISO9001 および ISO13485 に準拠して製造されており、高品質です。

※1: ガンマ線 (γ線) 照射量: ウイルスを完全に不活性化するため、3.5Mrad のγ (ガンマ) 線を照射しています。ガンマ線源として Cobalt 60 を使用しています。

※2: 対象ロットごとに用意した本数が無くなり次第、終了日を待たずキャンペーンは終了になります。

Web 申込みフォーム



500 mL ボトルを 10 本以上ご購入予定のお客様向けに、ロットチェック用サンプルをご用意しています。いずれかの方法でお申し込みください!!

- ▶ 販売代理店様経由でお申込み
- ▶ web の申込フォームから

- 右記 QR コードから、フォームにアクセス  
もしくは
- コスモ・バイオ Web サイト「記事 ID 検索」で。  
記事 ID 1286 クリック!

人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社



## 感染予防 殺菌用試薬 菌類・微生物の発生を予防!

Webサイトに、より詳細な使用方法を掲載しています [記事 ID 3239](#)



### Pharmacidal

- クリーンベンチや実験台、遠心機、ピペット等、様々な実験機器および器具の殺菌用に
- インキュベーター内には2週間に一回程度スプレーするだけ(非毒性のため、シャーレなど入れたままで大丈夫です)
- 菌類、孢子、バクテリア、マイコプラズマおよびウイルスの汚染と増殖防止に
- 有効成分は第4級のベンジルアンモニウム化合物(水銀、ホルムアルデヒド、フェノール、アルコール不含です)

### AQUAGUARD

- 水中の菌類、細菌などを防菌
- CO<sub>2</sub> インキュベーターや、ウォーターバスを痛めず、非毒性、非揮発性で、コンタミネーション防止に最適です。



品名	品番	包装	希望販売価格
Pharmacidal for disinfecting surfaces	IC-110100	1 L	¥ 19,000
スプレータイプ	IC-110100-B	100 mL	¥ 7,000
	IC-110100-L	250 mL	¥ 9,000
Pharmacidal for disinfecting surfaces	IC-110100-G	5 L	¥ 66,000
AQUAGUARD-1 Solution	01-867-1B	100 mL	¥ 2,000
CO <sub>2</sub> インキュベーター内のウォーターリザーバー殺菌用 (100倍濃縮液)			
AQUAGUARD-2 Solution	01-916-1E	50 mL	¥ 3,000
一般的なウォーターバス中のバクテリアや菌類の殺菌用 (500倍濃縮液)			

## 検出 PCR を用いて簡単にマイコプラズマを検出

[記事 ID 2007](#)



### EZ-PCR マイコプラズマ検出キット

マイコプラズマ特異的な 16S rRNA 配列を検出するプライマーを用いて、培養細胞などへのマイコプラズマ混入を PCR 法により簡単に検出可能なキットです。

- 構成内容
- リアクションミックス (Taq を含む)
  - バッファー
  - ポジティブコントロール

### 検出可能なマイコプラズマ種

- *M. fermentans*
- *M. hyorhinis*
- *M. arginini*
- *M. orale*
- *M. salivarium*
- *M. hominis*
- *M. pulmonis*
- *M. arthritis*
- *M. bovis*
- *M. pneumoniae*
- *M. pirum*
- *M. capricolum*

品名	品番	包装	希望販売価格
EZ-PCR Mycoplasma Test Kit	20-700-20	20 Assay	¥ 30,000

## 除去 細胞毒性のない抗生物質を用いてマイコプラズマを除去

[記事 ID 2017](#)



### 抗生物質 BIOMYC シリーズ

はじめに、耐性を獲得しにくい抗生物質である BIOMYC-1 と BYOMYC-2 を交互に処理する方法をお試し頂き、効果が得られない場合には BIOMYC-3 (耐性を獲得しやすい) での処理を推奨いたします。

使用方法の詳細は、[記事 ID 15510](#)

品名	抗生物質	品番	包装	希望販売価格
BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X	チアムチン (50S リボソーム阻害)	03-036-1D	10 mL	¥ 6,000
		03-036-1C	20 mL	¥ 10,000
		03-036-1B	100 mL	¥ 40,000
BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X	ミノサイクリン (30S リボソーム阻害)	03-037-1D	10 mL	¥ 4,000
		03-037-1C	20 mL	¥ 7,000
		03-037-1B	100 mL	¥ 27,000
BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X	シプロフロキシサン (DNA 複製阻害)	03-038-1D	10 mL	¥ 3,000
		03-038-1C	20 mL	¥ 5,000
		03-038-1B	100 mL	¥ 21,000

### 取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2018 年 10 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願いします。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

## コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル