

標的細胞への感染効率を確認！最適なセロタイプの選択に アデノ随伴ウイルス セロタイプテスト Plus

GeneCopoeia™
Expressway to Discovery

AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit は、12種類のセロタイプのアデノ随伴ウイルスのセットです。各セロタイプのアデノ随伴ウイルスは GFP 遺伝子を持ち、標的細胞への感染に最適なセロタイプをご検討いただけます。

特長

- セロタイプ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、DJ、DJ/8 の各アデノ随伴ウイルス粒子のセット（品番：AA321）
（品番：AA320 は、セロタイプ 4、5、10 を含みません）
- 各セロタイプのアデノ随伴ウイルス粒子は GFP 遺伝子を含む
- $5 \times 10^{11} \sim 5 \times 10^{12}$ GC/mL, 25 μ L ストック液

商品データ




図.1 各種セロタイプのアデノ随伴ウイルス（AAV-GFP）を HT1080 細胞に感染させた際の GFP 観察

価格表

GeneCopoeia, Inc. メーカー略号：GCP

品名	品番	包装	希望販売価格
AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit Plus	AA321	1 kit [12 x 25 μ l]	¥321,000
AAVPrime™ AAV Serotype Testing Kit	AA320	1 kit [9 x 25 μ l]	¥183,000

記事 ID 検索 **36035**

コスモ・バイオ Web サイトのトップページ「記事 ID 検索」を使うと、ダイレクトにページに行くことができます。
上記の数字を検索窓に入力して検索してください。



人と科学のステキな未来へ


コスモ・バイオ株式会社



アデノ随伴ウイルス粒子の定量に

Adeno-associated Virus (AAV) Titration ELISA キット

Progen 社 AAV ELISA は、アデノ随伴ウイルス粒子 (Adeno-associated Virus, AAV)、ならびに、ゲノム DNA を含まない会合したカプシド (assembled empty capsid) を定量する ELISA キットです。キャプチャー抗体は会合したカプシドに存在するエピトープを検出し、野生型 AAV やリコンビナント AAV、会合した空の AAV カプシドの定量に適しています。



価格表

Progen Biotechnik GmbH メーカー略号: PGN

品名	品番	包装	希望販売価格
AAV1 Titration ELISA	PRAAV1	96 test	¥144,000
AAV2 Titration ELISA 2.0R	PRAAV2R	96 test	¥148,000
AAV3 Titration ELISA 2.0R	PRAAV3R	96 test	¥144,000
AAV5 Titration ELISA	PRAAV5	96 test	¥144,000
AAV6 Titration ELISA	PRAAV6	96 test	¥144,000
AAV8 Titration ELISA	PRAAV8	96 test	¥144,000
AAV9 Titration ELISA	PRAAV9	96 test	¥144,000

※ 96 test = 12×8 well strips

記事 ID 検索 35556

コスモ・バイオ Web サイトのトップページ「記事 ID 検索」を使うと、ダイレクトにページに行くことができます。上記の数字を検索窓に入力して検索してください。

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2019 年 10 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル