

# FBS ロット限定 キャンペーン



## ウシ胎児血清

(Fetal Bovine Serum; FBS)

# 29,800 円

/500mL



キャンペーン期間 2020年8月17日(月)～2020年11月27日(金)

キャンペーン番号：2003

Biological Industries 社の FBS は、品質マネジメントシステム ISO9001 および ISO13485 に準拠して製造された、高品質な FBS です。  
10 本以上購入予定のお客様にロットチェック用サンプルをご用意しております。

- 0.1 μm フィルター滅菌を 3 回実施
- ウイルス (BVD, PI-3, IBR) 試験、マイコプラズマ試験、細胞増殖試験を実施

Biological Industries Ltd. メーカー略号：BLG

| 品名   | 品番        | 包装     | ロット     | 産地   | 有効期限           | キャンペーン中の参考価格 |
|--|-----------|--------|---------|------|----------------|--------------|
| Fetal Bovine Serum (FBS)<br>European Grade | 04-007-1A | 500 mL | 1927065 | フランス | 2024 年 7 月 2 日 | ¥29,800      |

記事 ID 検索：36709

コスモ・バイオ Web サイトのトップページ「記事 ID 検索」を使うと、ダイレクトにページに行くことができます。  
左記の数字を検索窓に入力して検索してください。

ロットチェックサンプル

500 mL ボトルを 10 本以上ご購入予定のお客様向けに、ロットチェック用サンプルをご用意しています。  
いずれかの方法でお申し込みください!!

▶ 販売代理店様経由でお申込み

▶ web の申込フォームから

右記 QR コードから、フォームにアクセス

もしくは

コスモ・バイオ Web サイト 記事 ID 検索：36709 から  
フォームにアクセス <https://www.cosmobio.co.jp/>

Web 申込みフォーム



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

マイコプラズマは、細胞の代謝や増殖、タンパク質合成、サイトカイン分泌、さらには DNA や RNA にも深刻なダメージを与えるため、信頼性の高い結果を得るためには、マイコプラズマのコンタミネーションを防ぐ必要があります。Biological Industries 社では、マイコプラズマ検出キットをはじめ、除去、感染予防試薬を取り揃えています。

Biological Industries Ltd. メーカー略号：BLG

### 検出

#### EZ-PCR マイコプラズマ検出キット PCR を用いて簡単にマイコプラズマを検出

マイコプラズマ特異的な 16S-rRNA 配列を検出するプライマーを用いて、培養細胞などのマイコプラズマ混入を PCR 法により簡単に検出可能なキットです。

##### 構成内容

- Reaction Mix (Taq を含む)
- Buffer
- Positive Control
- Internal Control (IC) Template
- Internal Control (IC) Primers

##### 検出可能なマイコプラズマ種

- *M. fermentans*
- *M. arginini*
- *M. salivarium*
- *M. pulmonis*
- *M. bovis*
- *M. pirum*
- *M. hyorhinis*
- *M. orale*
- *M. hominis*
- *M. arthritis*
- *M. pneumoniae*
- *M. capricolum*

| 品名                         | 品番        | 包装       | 希望販売価格  |
|----------------------------|-----------|----------|---------|
| EZ-PCR Mycoplasma Test Kit | 20-700-20 | 20 Assay | ¥30,000 |

### 除去

#### マイコプラズマ除去用抗生物質 BIOMYC シリーズ 細胞毒性なし、培地に添加して使用します

**使用方法①** 抗生物質耐性マイコプラズマを発生させずらい、BIOMYC-1 (Tiamutin) 溶液と BIOMYC-2 (Minocycline) 溶液を併用する。

**使用方法②** 簡便に、BIOMYC-3 (Ciprofloxacin) 溶液 1 種類を処理する。

\* BIOMYC-1/BIOMYC-2 処理 (使用方法①) で効果が得られない場合に、BIOMYC-3 のご使用 (使用方法②) をおすすめします。



| 品名                                | 品番        | 包装     | 希望販売価格  |
|-----------------------------------|-----------|--------|---------|
| BIOMYC-1 Antibiotic Solution 100X | 03-036-1B | 100 mL | ¥40,000 |
| BIOMYC-2 Antibiotic Solution 100X | 03-037-1B | 100 mL | ¥27,000 |
| BIOMYC-3 Antibiotic Solution 100X | 03-038-1B | 100 mL | ¥21,000 |

### 予防

#### 感染予防用殺菌剤 Pharmacidal & AQUAGUARD CO<sub>2</sub> インキュベーター等のコンタミネーションを防止

**Pharmacidal (スプレー)** インキュベーター、クリーンベンチ、実験台、ピペットなどの表面を殺菌します。菌類、孢子、細菌、マイコプラズマ、ウイルスの汚染と増殖を防ぎます。有効成分は第 4 級のベンジルアンモニウム化合物で、水銀、ホルムアルデヒド、フェノール、アルコールを含みません。非毒性で手荒れなども無く、非常に安全です。

##### AQUAGUARD

AQUAGUARD-1: CO<sub>2</sub> インキュベーターのウォーターリザーバー殺菌用の 100 倍濃縮溶液です。

AQUAGUARD-2: 一般的なウォーターバス中の細菌や菌類を殺菌するための 500 倍濃縮溶液です。



| 品名  | 品番          | 包装     | 希望販売価格  |
|---|-------------|--------|---------|
| Pharmacidal (spray bottle) for disinfecting surfaces                              | IC-110100-L | 250 mL | ¥9,000  |
|   | IC-110100   | 1 L    | ¥19,000 |
| AQUAGUARD-1 Solution (for disinfecting water baths of CO <sub>2</sub> incubators) | 01-867-1B   | 100 mL | ¥2,000  |
| AQUAGUARD-2 Solution (for disinfecting ordinary water baths)                      | 01-916-1E   | 50 mL  | ¥3,000  |

#### 取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2020 年 8 月 17 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

## コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —  
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル