



記事ID

コスモ・バイオのWebサイトのトップページ「記事ID検索」を使うと、ダイレクトにページに行くことができます。

キャンペーン期間 2025年9月1日(月)～2025年10月31日(金) キャンペーン番号 2508

Norgen Biotek Corp. メーカー略号: NOG

尿、便、唾液、母乳は、採取時の痛みや身体的負担が少ない、非侵襲的サンプルとして広く活用されています。本キットは、これらのサンプルの採取および保存に対応しており、保存後のサンプルからはDNAやRNAの抽出*が可能です。また、qPCR、NGS、マイクロアレイ解析など、多様な下流アプリケーションに対応しております。

*商品により抽出できる核酸は限定されますので、詳しくは各商品情報をご覧ください。

唾液 DNA 採取・保存キット

記事ID 7369

唾液 DNA 採取・保存キットでは、安全に唾液サンプルを採取し、唾液中の DNA を室温で保存可能です。構成品として、唾液採取用チューブ、漏斗、チューブキャップ、保存剤入りアンプルが含まれます。

■ 簡便、非侵襲的に唾液を採取可能

■ 保存した唾液サンプルから DNA を抽出可能

(DNA は、qPCR、シーケンス解析、SNP 解析、マイクロアレイ、サザンブロット解析等に利用可能)



品名	採取可能な唾液量	サンプル保存可能期間	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Saliva DNA Collection and Preservation Devices	2 mL	室温で2年以上	RU49000	50 test	¥156,000	¥109,200

唾液 RNA 採取・保存キット

記事ID 16641



唾液採取用チューブ、漏斗、チューブキャップ、保存剤入りアンプルが含まれます。保存した唾液サンプルから、Saliva/ Swab RNA Purification Kit (品番: 69100) や Total RNA Purification Kit (品番: 17200) を用いて RNA を精製いただけます。

■ 簡便、非侵襲的に唾液を採取可能

■ 保存した唾液サンプルから RNA を抽出可能

(RNA は、qPCR、シーケンス解析、マイクロアレイ等に利用可能)

品名	採取可能な唾液量	サンプル保存可能期間	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Saliva RNA Collection and Preservation Devices	2 mL	室温で2ヵ月	RU53800	50 test	¥138,000	¥96,600

スワブ採取・DNA 保存キット

記事ID 33291

スワブ採取・DNA 保存キットでは、綿棒で鼻腔、口腔、糞便、皮膚等の細胞を採取し、サンプルを室温で保存可能です。キットには保存液が含まれており、サンプルを採取した綿棒を保存液に入れて保存します。



■ 鼻腔、口腔、唾液、糞便、皮膚等から採取可能

■ サンプルは室温で保存可能

■ 微生物叢のプロファイルを保持しながら保存

■ 抽出した DNA はNGS、PCR、マイクロアレイ解析等に使用可能

品名	サンプル保存可能期間	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Swab Collection and DNA Preservation System	室温で2年以上	45690-B	1 kit (50 test)	¥79,000	¥55,300



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

糞便核酸 (DNA/RNA) 採取・保存キット 記事ID 17724

糞便核酸 (DNA/RNA) 採取・保存キットでは、糞便サンプルに含まれる核酸を採取し室温で保存可能です。チューブには保存液が含まれており、採取したサンプルを保存液に入れて保存します。

- 採取したサンプルを室温保存可能
- 抽出した核酸はNGSやqPCRによるメタゲノム解析等に使用可能

- 構成内容
- ・糞便採取保存チューブ (品番: 45660)
 - ・ニトリルグローブ
 - ・Fe-Col® 糞便採取紙
 - ・アルコールスワブ



※サンプルにより異なります。

品名	サンプル保存可能期間	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Stool Collection and Preservation System	DNA: 室温で2年 RNA: 室温で7日*	63700	50 test	¥247,000	¥172,900
Stool Nucleic Acid Collection and Transport Tube		45660	50 tube	¥169,000	¥118,300

尿サンプル 採取・保存キット 記事ID 17725

尿サンプル採取・保存キットでは、尿サンプル中の核酸 (DNA/RNA/microRNA) およびタンパク質を保存可能です。チューブには既にペレット状の保存剤 (*品番: 18126 は保存液を別途提供) が入っており、尿をチューブに採取後、オレンジ色の保存剤が溶けるまで軽く混合します。

- 採取したサンプルを室温保存可能
- 尿中のRNA、microRNA、DNA、タンパク質を保存




品名	サンプル保存可能期間	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Urine Collection and Preservation Tube 5 cc	室温で2年以上	18118	50 tube	¥121,000	¥84,700
Urine Collection and Preservation Tube 15 cc	室温で2年以上	18122	50 tube	¥133,000	¥93,100
Urine Collection and Preservation Tube 50 cc	室温で2年以上	18113	50 tube	¥145,000	¥101,500
Urine Preservative Single Dose	室温で2年以上	18126	50 tube	¥108,000	¥75,600

血漿中 cf-DNA / cf-RNA 保存チューブ 記事ID 39799

血漿中 cf-DNA / cf-RNA 保存チューブは、セルフリー DNA、セルフリー RNA、循環腫瘍細胞 (Circulating Tumor Cell; CTC) 解析用に、全血を保存するためのチューブです。

図. 輸送前後のチューブの様子

Norgen社チューブ、他社チューブ、EDTAチューブに採取した全血を保存した。断熱容器を用いて空輸 (72時間) し、7日間室温で放置後に血漿を分離した。Norgen社チューブでは、他社チューブやEDTAチューブを用いた場合と比較し、十分な血漿量を確保できた (6-7 mL)。



品名	サンプル保存可能期格	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
cf-DNA/cf-RNA Preservative Tubes	cf-DNA: 室温で30日間 cf-RNA: 室温で30日間 循環腫瘍細胞 (CTC): 室温で14日間	63950	50 tube	¥115,000	¥80,500

ミルク DNA 保存・単離キット 記事ID 39797

品名	サンプル保存可能期間	品番	包装	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
Milk DNA Preservation and Isolation Kit	室温で1ヶ月	44800	25 prep.	¥60,000	¥42,000

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は2025年9月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20 東陽駅前ビル