

🖥️ ホームページで公開中 大好評

3D エピトープビューワー



モノクローナル抗体の急拡大 & エピトープ解析を進行中！

プロテインテックでは、モノクローナル抗体の開発 & エピトープ解析を強力に推進中です。
 同定されたマッピング情報は「3D エピトープビューワー」で視覚的に確認できます。

自在操作

3D モデルを回転 & ^{くまると}ズーム！抗体の“視点”で狙いを定める

① クリックで全ての候補製品を表示

② モノクローラインアップを確認

③ 3D 上のエピトープをチェック

④ クリックで候補製品を絞り込み

このアイコンがついている製品ではビューワーをご利用いただけます

約3,700品目が対象

View 3D epitope

www.ptglab.co.jp



こんなときに「いいと思います！」

- 特定モチーフやドメインを避けたい／狙いたい
- アミノ酸変異・欠失／ゲノム編集領域を回避したい
- 他の製品とエピトープの重ならない抗体が欲しい



セールス / テクニカルサポート

株式会社 プロテインテック・ジャパン

国内販売

人と科学のステキな未来へ
 コスモ・バイオ株式会社

抗体選びは“3D”の時代へ



「デモ
 サイトへ
 今すぐ」

マッチドペア抗体

キャプチャー抗体と検出抗体がペアになったセット製品です。
抗体ペアは同一ターゲット上の異なるエピトープを認識するため、相互干渉せずに同時に結合できます。



ビーズアレイ（CBA 法）で結合・定量性能を検証済の抗体ペア。
同一ターゲットに対する多数の抗体クローンから同時結合可能な
最適ペアを選抜しており、**各種高感度アッセイ**に応用可能です。

高感度アッセイ例：

ELISA | ビーズアレイ | 近接ライゲーションアッセイ（PLA 法）

プロテインテックのマッチドペア抗体の特長

✓ 業界最大級

3,900 品目以上のライン
アップで、ターゲットごとに
複数ペアを用意

✓ 高いロットー貫性

モノクローナル抗体または
リコンビナント抗体を組み合
わせた抗体ペア

✓ 標識反応に適した組成

キャリアタンパク質不含・
PBS のみの配合

Proteintech Group, Inc. メーカー略号：PGI

＼ターゲット一覧／

品名	品番	包装	希望販売価格
Matched Antibody Pair	MPXXXXX-X	1 PAIR (2x100 µg)	¥310,000



Q マッチドペア抗体

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。
(希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2026 年 2 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される
場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、
販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認ください
ざいますようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・
臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル