

コロンビア産
ニカラグア産
メキシコ産



FBS 細胞培養用
ウシ胎児血清

特別価格 キャンペーン

キャンペーン期間 2026年9月1日(火)～2026年11月30日(月) キャンペーン番号：2610

コロンビア産 FBS のキャンペーン中の参考価格

¥33,000/500mL



USDA グレード FBS のキャンペーン中の参考価格

¥35,000/500mL



いずれも 希望販売価格：¥43,000/500 mL

※用意した本数が無くなり次第、キャンペーンを終了いたします。

品名	品番	対象ロット	産地	希望販売価格	キャンペーン中の参考価格
FBS	S-FBS-CO-015	53129025FBS	コロンビア	¥43,000	¥33,000
USDA グレード FBS	35-010-CV	12125001	ニカラグア	¥43,000	¥35,000
		18125002	メキシコ		

品番：S-FBS-CO-015 SERANA EUROPE GMBH メーカー略号：SRN
品番：35-010-CV コーニングジャパン株式会社 メーカー略号：COI

詳細は WEB へ

- 500 mL ボトルを 10 本以上ご購入予定のお客様向けに、ロットチェック用サンプルをご用意しています。
- 各種処理済み FBS および、その他 動物血清もご用意しています。

Web 申込みフォーム専用二次元コード



人と科学のステキな未来へ
コスモ・バイオ株式会社

神経関連細胞専用培地・ コーティング剤 まとめ買いキャンペーン

- 長期保管に最適な凍結でのお届けです！
- 国産のフレッシュな培地を、賢く保管してお得にストック！

対象製品

キャンペーン期間
2026年 8月3日(月)
～ **2026年 10月30日(金)** まで
キャンペーン番号
2612

2本以上で
20%OFF

5本以上で
30%OFF

培養細胞	品名	品番	包装	希望販売価格 (1本購入時)	キャンペーン中の参考価格	
					2～4本同時購入時の 単価 20% OFF	5本以上同時購入時の 単価 30% off
株化 ミクログリア	株化ミクログリア用培地 Medium for Microglia Clone	COS-NMGM	250 mL	¥29,500	¥23,600	¥20,650
	マクロファージ接着防止コーティング剤 Macrophage Anti-adhesive Coating	MAA-50	50 mL	¥27,000	¥21,600	¥18,900
アストロサイト	アストロサイト用培養 培地 Astrocyte Culture medium	ASTM	250 mL	¥29,500	¥23,600	¥20,650
シュワン細胞株	マウスシュワン細胞株 (IMS32) 用培地 Schwann Cell (IMS32) Medium	SWNMM	500 mL	¥29,500	¥23,600	¥20,650
	ラットシュワン細胞株 (IFRS1) 用培地 Schwann Cell (IFRS1) Medium	SWNMR	250 mL	¥35,000	¥28,000	¥24,500
ラット 神経幹細胞株 1464R	1464R 細胞維持用サプリメント Supplement for Maintaining 1464R cells	RNSCL-SM	1 set	¥30,000	¥24,000	¥21,000
	1464R 細胞維持用コーティング剤 A (粉末) Coating powder A for Maintaining 1464R cells	RNSCL-CSA01	1 bottle	¥17,000	¥13,600	¥11,900
	1464R 細胞分化用培地 Differentiation Medium for 1464R cells	RNSCL-DM	1 set	¥30,000	¥24,000	¥21,000
	1464R 細胞分化用コーティング溶液 B Coating Solution B for Differentiating 1464R cells	RNSCL-CSB	1 mL	¥5,000	¥4,000	¥3,500

キャンペーン内容

キャンペーン価格の適用には、ご注文書に対象商品の
品番と本数およびキャンペーンコードの記載が必要です。



同じ商品を 2 本以上、
同時購入の場合

**20%
OFF**

【キャンペーンコード】
PMC26-20



同じ商品を 5 本以上、
同時購入の場合


**30%
OFF**

【キャンペーンコード】
PMC26-30

【注意事項】※ご注文時に、品番とともに本数に該当する上記キャンペーンコードをお知らせください。※注文書にキャンペーンコードがない場合や規定本数に満たないご注文は、キャンペーン適用対象外となりますのでご注意ください。

まとめ買いでも安心！

培地のフレッシュさを保つ 3 つのコツ



「温度変化」を最小限に

冷蔵・冷凍庫の「ドアポケット」など開閉による温度変化が激しい場所は、デリケートな培地の保管に不向きです。ポイント：庫内の奥側に保管し、温度を一定に保つのが長持ちのコツです。また、使用のたびにボトル全体を温めると劣化が早まるため、その日に使う分だけを「分注」してウォーターバスで温めることを推奨します。



「完全培地化」のタイミングを工夫

ポイント：サプリメントを混ぜて「完全培地」にすると、使用期限は一気に短くなります。まとめ買いした分はそれぞれ基礎培地・サプリメントのまま保管し、使う直前にサプリメントを添加することで、長期間フレッシュな状態でストックが可能です。



「遮光」で成分劣化をストップ

神経培地に不可欠なビタミン類や特定の添加剤は、蛍光灯などの光に非常に弱く、成分が劣化しやすい性質があります。

ポイント：解凍後の培地は、アルミホイルで包むか暗所に保管してください。これだけの工夫で、成分の安定性がぐんと高まります。

取扱店

お願い / 注意事項

記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

（希望販売価格）記載の希望販売価格は 2026 年 9 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

（使用範囲）記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ～ 17:30)
E-mail: nouki@cosmobio.co.jp

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ～ 17:30)
E-mail: mail@cosmobio.co.jp

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル