

2017年7月～

タグ & コントロール抗体

¥64,000 → ¥29,000

希望販売価格

いつでもお求めやすい価格に大幅値下げ

プロテインテック®とは？

- ポリクローナル抗体を中心に、約 12,000 品目の抗体を製造・販売
- モノクローナル抗体も約 1,000 品目ラインナップ
- 即納可能、通常サイズ 150 μ L、全品目国内在庫あり

日本語ホームページ : www.ptglab.co.jp

セールス / テクニカルサポート



株式会社 **プロテインテック・ジャパン**

国内販売



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社


対象の抗体一例

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI


カテゴリ	抗体名	品番	タイプ	アプリケーション
ローディングコントロール	alpha Tubulin	44 66031-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB
ローディングコントロール	beta Tubulin	4 66240-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, IF, IHC, IP, WB
ローディングコントロール	gamma Tubulin	66320-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, IF, WB
ローディングコントロール	beta Actin	134 66009-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB
ローディングコントロール	GAPDH	557 60004-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB
タグ融合タンパク質	6*His-Tag	69 66005-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, IF, IP, WB
タグ融合タンパク質	GFP-Tag	54 66002-1-Ig	マウスモノクローナル	ELISA, IF, IP, WB

00 製品使用文献数 希望販売価格: ¥29,000 包装: 150 µl


プロモーション詳細: www.ptglab.co.jp/promotions/



HeLa 細胞における TUBA1B の免疫蛍光染色
TUBA1B 抗体 (品番: 66031-1-Ig, 1:50 希釈)、
ローダミン標識ヤギ抗マウス IgG を
使用した。



HepG2 細胞 (-20°C エタノール固定) に
おける beta Actin の免疫蛍光染色
beta Actin 抗体 (品番: 66009-1-Ig, 1:200
希釈)、Alexa Fluor 488 標識ヤギ抗マウス
IgG (H+L) を使用した。



HeLa 細胞 (エタクリニック酸処理) に
おける GAPDH の免疫蛍光染色
GAPDH 抗体 (品番: 60004-1-Ig, 1:50 希釈)、
ローダミン標識ヤギ抗マウス IgG を使用
した。

E ニュース登録でお得なクーポンプレゼント!

「プロテインテック E ニュース登録」で 30% オフクーポンをプレゼント

希望販売価格 ¥64,000 が、クーポン利用時参考価格 ¥44,800!

希望販売価格 ¥29,000 が、クーポン利用時参考価格 ¥20,300!

割引対象品

一次抗体 (150 µl)

登録方法: 右の QR コードからフォームを開き、必要事項を記入して送信してください。

読み込めない方は、プロテインテック社 HP (www.ptglab.co.jp) にアクセスしてください。



取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

希望販売価格 記載の希望販売価格は 2017 年 8 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」キャンペーン中の参考価格は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

使用範囲 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。

<http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル