

令和7年4月1日時点の対象在庫品と含有成分情報

メーカー	品番	包装	カタログ品名	成分名	濃度	構成品名
ADC	320409	100 ML	BioCare EcoMount	d-リモネン	99 %	BioCare EcoMount
ADC	322310	1 KIT	RNAscope<TM> 2.5 HD Detection Reagents (Kit Components) -BROWN	イミダゾール	3.9 %	RNAscope(R) DAB A
ADC	322300	1 KIT	RNAscope<TM> 2.5 HD Reagent Kit- BROWN	イミダゾール	3.9 %	RNAscope(R) DAB A
ANM	A08-0202	50 PREP.	MonoFas(R) gDNA buccal swabs Extraction Kit VIII + Proteinase K	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Buffer A8
ANM	A08-0201	25 PREP.	MonoFas(R) gDNA buccal swabs Extraction Kit VIII + Proteinase K	ドデシル硫酸ナトリウム	9.9 %	Buffer A8
ANM	A07-0302	50 PREP.	MonoFas(R) gDNA Bacteria Extraction Kit VII + Proteinase K, RNase A	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Buffer AP7
ANM	A05-0101	25 PREP.	MonoFas(R) BAC DNA Extraction Kit V	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Buffer B5
ANM	A05-0102	50 PREP.	MonoFas(R) BAC DNA Extraction Kit V	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Buffer B5
ANM	A07-0003	100 PREP.	MonoFas(R) gDNA Bacteria Extraction Kit VII	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Buffer AP7
ASY	CB5155	96 TEST	Collagen IV Cell-Based ELISA Kit	ドデシル硫酸ナトリウム	1 %	SDS Solution
AVI	BIRA500-RT	2*20 UG	BirA biotin-protein ligase lyophilized reaction kit	イミダゾール	0.34 %	Storage Buffer
AVI	BIRA500	2*20 UG	BirA biotin-protein ligase standard reaction kit	イミダゾール	0.34 %	Biotin-Protein Ligase
BRP	1163-3	1 BOTTLE	black tissue marking dye	プロピレングリコール	5 %	black tissue marking dye
BTI	23005	15 ML	CoverGrip<TM> Coverslip Sealant	d-リモネン	95 %	CoverGrip Coverslip Sealant
CLS	CSI14878A	10 K.UNIT	Thrombin	塩化カルシウム	7.5 %	Native Bovine Thrombin
CSR	NM-MA-K003	1 KIT	High Sensitivity CPD ELISA kit Ver.2	過ほう酸ナトリウム・四水和物 o-フェニレンジアミンニ塩酸塩	1 % 7.9 %	OPD Diluent Concentrate OPD Tablet (5mg)
CYT	BK035-S	1 KIT	Rac1 Pulldown Activation Assay Kit	エチレンジアミン四酢酸	4 %	Loading Buffer
DBS	K 048	25 ML	Fluoromount/Plus<TM>	トリエチレンジアミン	0.4%	Fluoromount/Plus<TM>
DCB	SS1000	500 UL	SIMASIMA Unstained Broad Range Protein Ladder	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	SIMASIMA Unstained Broad Range Protein Ladder
DCB	423468	500 ML	Running Buffer for SDS-Tris-Glycine (10X)	ドデシル硫酸ナトリウム	1 %	Running Buffer for SDS-Tris-Glycine (10X)
DCB	423475	500 ML	Running Buffer for SDS-Tris-Tricine (10X)	ドデシル硫酸ナトリウム	1 %	Running Buffer for SDS-Tris-Tricine (10X)
DCB	423420	20 ML	Sample Treatment for Tris SDS	ドデシル硫酸ナトリウム	4.3 %	Sample Treatment for Tris SDS
ENZ	ENZ-GEN111-0050	50 TEST	Nick Translation DNA Labeling System 2.0	エチレンジアミン四酢酸	5.9 %	Stop Buffer
ENZ	ADI-900-097	96 WELL	Corticosterone ELISA kit	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Steroid Displacement Reagent
ENZ	ADI-900-011	96 WELL	Progesterone ELISA kit	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Steroid Displacement Reagent
ENZ	ADI-900-065	96 WELL	Testosterone ELISA kit	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Steroid Displacement Reagent
ENZ	ADI-900-008	96 WELL	17β-Estradiol ELISA kit	ドデシル硫酸ナトリウム	10 %	Steroid Displacement Reagent
GDX	CCH345-B100ML	100 ML	UltraScence Pico Ultra Western Substrate	過ほう酸ナトリウム・四水和物	1.2 %	Peroxide solution
GDX	PMB12-0500	500 UL	Blu12 Prestained Protein Ladder (12 pre-stained bands, 11-245 kDa)	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	BLUeye Prestained Protein Ladder
HAM	HR2-136	1 ML	SaltRx HT<TM>	硝酸ナトリウム チオシアン酸カリウム	34 % 4.9 %	Reagent #43-48 [Plate Location D7-D12] Reagent #89-91 [Plate Location H5-H7]
HCB	HK315-01	1*96 WELL	LBP ELISA kit	2-クロロアセトアミド	1 % 1 %	Standard Tracer, biotinylated
HCB	HK321-01	1*96 WELL	LL-37 ELISA kit	2-クロロアセトアミド	1 % 1 %	Standard Tracer, biotinylated
HCB	HK406-01	1*96 WELL	I-FABP ELISA kits	2-クロロアセトアミド	1 % 1 %	Standard Tracer, biotinylated
HCB	HK503	1*96 WELL	LBP ELISA Kit	2-クロロアセトアミド	1 % 1 %	Standard Tracer, biotinylated
HCB	HIT422	1*96 WELL	Alternative Complement Pathway Assay	2-クロロアセトアミド	1 % 1 %	Positive control Tracer, biotinylated
INB	17045	50 COLUMN	G-spin<TM> Total DNA Extraction Mini Kit	ドデシル硫酸ナトリウム	30 %	Buffer CL
IVR	IHUPAI1KT	1 KIT	PAI-1 ELISA Kit	過酸化尿素	6.4 %	TMB Substrate
KYO	69503	50 TEST	MORA-EXTRACT	ドデシル硫酸ナトリウム	1 %	SDS 溶液
MAB	3650-10	120 ML	ELISpot substrate: BCIP/NBT-plus for ALP	2-アミノ-2-メチル-1-プロパノール	1 %	ELISpot substrate: BCIP/NBT-plus for ALP
MGC	M710-N	1 KIT	ABEE Labeling Kit	パラ-アミノ安息香酸エチル	100 %	ABEE試薬

メーカー	品番	包装	カタログ品名	成分名	濃度	構成品名
NDS	HS-202	4*1 GALLON	Histo-Clear II	d-リモネン	20 %	Histo-Clear II
NDS	HS-200	4*1 GALLON	Histo-Clear	d-リモネン	100 %	Histo-Clear
NDS	HS-200	1 GALLON	Histo-Clear	d-リモネン	100 %	Histo-Clear
NOG	21000	1 KIT	Cytoplasmic & Nuclear RNA Purification Kit	エチレンジアミン四酢酸	5 %	Lysis Buffer J
NOG	45630	1 TUBE	Stool Nucleic Acid Collection and Transport Tube	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=プロミド	5 %	Stool Nucleic Acid Collection and Transport Tube
NOG	27600	50 PREP.	Stool DNA Isolation Kit	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=プロミド	5 %	Lysis buffer L
NOG	25800	1 KIT	Plant/Fungi Total RNA Purification Kit	ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=プロミド	5 %	Lysis Buffer C
ORS	6.00.01.0003.06.01.EN	500 ML	EUKITT(R) neo	d-リモネン	98 %	EUKITT(R) neo
ORS	6.00.01.0003.04.01.EN	100 ML	EUKITT(R) neo	d-リモネン	98 %	EUKITT(R) neo
PGI	PL00003	10*250 UL	Extra Range Prestained Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Extra Range Prestained Protein Marker
PGI	PL00002	2*250 UL	Broad range prestained protein marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Prestained protein marker
PGI	PL00002	100 UL	Broad range prestained protein marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Prestained protein marker
PGI	PL00002	10*250 UL	Broad range prestained protein marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Prestained protein marker
PGI	PL00003	100 UL	Extra Range Prestained Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Extra Range Prestained Protein Marker
PGI	PL00001	10*250 UL	Regular range Prestained protein marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Prestained protein marker
PGI	PL00001	2*250 UL	Regular range Prestained protein marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Prestained protein marker
PGI	PL00001	100 UL	Regular range Prestained protein marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	Prestained protein marker
PGI	GTAK-IST-8	8 RXN	iST GFP-Trap Kit	トリフルオロ酢酸	4.9 % 5.9 %	WASH 2 buffer STOP buffer, WASH 1 buffer
PMC	AK38	200 UL	MMP Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	1.3 %	MMP Marker
PMC	AK47	1 KIT	Gelatin-zymography Kit (Cosmo Bio type)	ドデシル硫酸ナトリウム	1 % 2.7 % 1.3 %	泳動用バッファー (10倍濃縮) サンプル調整バッファー MMPマーカー
PSI	18417-1	1 L	Contrad(R) 70, soak cleaner from Decon Laboratories	ポリ (オキシエチレン) =ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム	5 %	Contrad(R) 70
QZM	QZBTOTCOL1	1 KIT	Total Collagen Assay Kit	過塩素酸	30 %	Detection reagent B
QZM	QZBTOTCOL2	2 KIT	Total Collagen Assay Kit	過塩素酸	30 %	Detection reagent B
QZM	QZBHYPRO1	1 KIT	Hydroxyproline Assay Kit	過塩素酸	29 %	Detection reagent B
QZM	QZBHYPRO2	2 KIT	Hydroxyproline Assay Kit	過塩素酸	29 %	Detection reagent B
RPD	T-1007-1	50 UL	Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms	ドデシル硫酸ナトリウム	4 %	Tau Protein Ladder, of all 6 isoforms
SBA	0100-35	20 ML	Fluoromount-G(R) Anti-Fade	没食子酸プロピル	0.5 %	Fluoromount-G(R) Anti-Fade
SCB	SC-391060	100 ML	2.5% Trypsin-EDTA Solution 10X	トリプシン	100 %	2.5% Trypsin-EDTA Solution 10X
SCR	0103	100 ML	Trypsin/EDTA Solution, 0.25%	トリプシン	0.25 %	Trypsin/EDTA Solution, 0.25%
SCY	ORK-1	1 KIT	Oil Red O Stain Kit (For Fat)	プロピレングリコール	100 %	Propylene Glycol, Oil Red O Solution
SER	20765	250 G	Dodecylsulfate-Na-salt in pellets	ドデシル硫酸ナトリウム	100 %	Dodecylsulfate-Na-salt in pellets
SMO	DL5001	5 ML	FluoroDye DNA Fluorescent Loading Dye (Green,6X)	エチレンジアミン四酢酸	1.7 %	FluoroDye DNA Fluorescent Loading Dye (Green,6X)
SMO	DL2000	10 ML	ExcelDye 6X DNA Loading Dye, Green	エチレンジアミン四酢酸	1.7 %	ExcelDye 6X DNA Loading Dye, Green
SMO	WM1000	250 UL	YesBlot<TM> Western Marker I (10- 200 kDa)	ドデシル硫酸ナトリウム	3 %	YesBlot<TM> Western Marker I (10- 200 kDa)
SMO	PM2510	500 UL	ExcelBand Enhanced 3-color Regular Range Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand Enhanced 3-color Regular Range Protein Marker
SMO	PM5200	500 UL	ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Broad Range	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Broad Range
SMO	PM5100	500 UL	ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder High Range	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder High Range
SMO	PM1500	500 UL	ExcelBand All Blue Regular Range Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand All Blue Regular Range Protein Marker
SMO	PM5000	500 UL	ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Regular Range	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Regular Range
SMO	PM2700	500 UL	ExcelBand 3-color Broad Range Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand 3-color Broad Range Protein Marker
SMO	PM1700	500 UL	ExcelBand All Blue Broad Range Plus Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand All Blue Broad Range Protein Marker
SMO	PM1600	500 UL	ExcelBand All Blue Regular Range Plus Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand All Blue Regular Range Plus Protein Marker
SMO	PM2800	500 UL	ExcelBand 3-color Extra Range Protein Marker	ドデシル硫酸ナトリウム	2 %	ExcelBand 3-color Extra Range Protein Marker