

MHC I / II Dextramer® キット

MHC I / II U-Load Dextramer® キット

販売期間：2021年12月1日（水）～2022年5月31日（火）

ご提供条件：お客様おひとりにつき1回限定の販売です。




Detect Antigen-Specific CD8+ and CD4+ T Cells with Confidence

Immudex 社が提供する MHC Dextramer® 試薬は高品質の結果が得られるように設計されています。それらは、複数の結合部位と蛍光物質を含み、低親和性の抗原特異的 T 細胞であっても結合力を高めます。

MHC I Dextramer® reagents can efficiently cover all the spectrum of the immune response, including low-affinity CD8+ T-cells that cannot be detected by the corresponding tetramer.

Adapted from Dalton et al., 2014



MHC I / II Dextramer® キット

記事 ID 11077

コスモ・バイオ Web サイトトップページ「記事 ID 検索」に、記事 ID で示された数字を入力して検索してください。ダイレクトにページへ行くことができます。

Try Our Special Offer!

トライアルキットとして、よく販売されている MHC I Dextramer® と MHC II Dextramer® 試薬の 15 テストサイズにネガティブコントロールを含め、希望販売価格 ¥55,000 でご提供いたします。ご希望の MHC 対立遺伝子、ペプチド、および蛍光標識 (PE、APC、または FITC) に該当するカタログ番号を Immudex 社ホームページでご確認いただき、ご希望のネガティブコントロールを選択 (次のページ) し、代理店様までご注文ください。

MHC I Dextramer® Trial Kit

- 抗原特異的 CD8+T 細胞をフローサイトメトリーで検出・定量
- 利用可能な対立遺伝子：ヒトおよびマウス
- 特異性 (対立遺伝子、ペプチド、蛍光標識) の確認は、二次元バーコードをスキャンするか、Immudex 社の Web サイト (www.immudex.com/mhc1) にアクセスして検索してください。



MHC II Dextramer® Trial Kit

- 抗原特異的 CD4+T 細胞をフローサイトメトリーで検出・定量
- 利用可能な対立遺伝子：ヒト
- 特異性 (対立遺伝子、ペプチド、蛍光標識) の確認は、二次元バーコードをスキャンするか、Immudex 社の Web サイト (www.immudex.com/mhc2) にアクセスして検索してください。



販売期間：2021年12月1日（水）～2022年5月31日（火）

ご提供条件：お客様おひとりにつき1回限定の販売です。

MHC Dextramer® Negative Control Table

タイプ	アレル	抗原	標識	カタログ番号 (標識ごとにスラッシュで区切っています)
Human MHC I	HLA-A*0201	Neg. Control	APC / FITC / PE	WB02666 AP 15 / WB02666 FI 15 / WB02666 PE 15
Human MHC I	HLA-B*0801	Neg. Control	APC / FITC / PE	WI03233 AP 15 / WI03233 FI 15 / WI03233 PE 15
Mouse MHC I	H-2 Kb	SIY	APC / FITC / PE	JD02164 AP 15 / JD02164 FI 15 / JD02164 PE 15
Human MHC II	DRB1*0101	CLIP	APC / FITC / PE	FA10002 AP 15 / FA10002 FI 15 / FA10002 PE 15
Human MHC II	DRB1*0401	CLIP	APC / FITC / PE	FB10002 AP 15 / FB10002 FI 15 / FB10002 PE 15
Human MHC II	DRB1*1101	CLIP	APC / FITC / PE	FD10002 AP 15 / FD10002 FI 15 / FD10002 PE 15
Human MHC II	DPB1*0401	CLIP	APC / FITC / PE	FH10002 AP 15 / FH10002 FI 15 / FH10002 PE 15
Human MHC II	HLA-DQ2.5	CLIP2	APC / FITC / PE	FI10188 AP 15 / FI10188 FI 15 / FI10188 PE 15

MHC I / II U-Load Dextramer® キット

記事 ID 42978

Immudex U-Load Dextramer® - Load Your Own Peptide

U-Load Dextramer® 試薬は、目的のペプチドを MHC I* や MHC II** 受容性モノマーにロードすることで、自作で Dextramer® を作製できるキットです。ご希望の MHC 対立遺伝子、蛍光標識 (PE、APC、または FITC) に該当するカタログ番号をご確認いただき、代理店様までご注文ください。

* Immudex is the distributor of immunAware' s easYmer® peptide-receptive MHC I monomers.

** Immudex peptide-receptive U-Load MHC II monomers.

MHC I U-Load Dextramer® Kit

- わずか希望販売価格 ¥55,000 / 20 テストで提供
- ポジティブコントロール含有
- 対立遺伝子、標識の確認は、二次元バーコードをスキャンするか、Immudex 社の Web サイト (www.immudex.com/u-load-alleles) にアクセスして検索してください。

MHC II U-Load Dextramer® Kit

- わずか希望販売価格 ¥100,000 / 50 テストで提供
- ポジティブコントロール含有
- 対立遺伝子、標識の確認は、二次元バーコードをスキャンするか、Immudex 社の Web サイト (www.immudex.com/u-load-alleles) にアクセスして検索してください。



取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。

(希望販売価格) 記載の希望販売価格は 2021 年 12 月 1 日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませ。表示価格に消費税は含まれておりません。

(使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

— 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9623

— 商品に関するお問い合わせ —
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル