

■ Cynomolgus/Rhesus IFN Alpha ELISA

| 品番 | 品名 | 詳細 | サイズ | サンプル量 | 測定範囲 | 有効期限 |
|---------|---|---|--------|-------|---------------|---------|
| 46100-1 | VeriKine Cynomolgus/Rhesus Interferon Alpha Serum ELISA Kit | Quantitative determination of Cynomolgus/Rhesus Macaque IFN Alpha in cell culture media, serum and plasma | 1 x 96 | 50 µl | 25-1600 pg/ml | 製造から9カ月 |