

■ Human Type I 中和抗体ミクチャー

品番	品名	詳細	抗原	種由来	アイソタイプ	免疫動物	エンドキシン レベル	純度	精製方法	バッファー	タイプ	サイズ	単位	アプリケーション	推奨されるアプリケーション ※	有効期限	クローン番号
39000-1	Human Type I Interferon Neutralizing Antibody Mixture	Mixture of monoclonal and polyclonal antibodies directed against human Type I interferon receptor and several Type I interferons					<1 EU/μg		A combination of Protein G affinity chromatography and other conventional chromatographical methods	Phosphate - buffered saline (PBS)		0.2	ml	Neutralization	-	製造後24か月	