

■ Other Mouse IFNs 抗体

品番	品名	詳細	抗原	種由来	アイソタイプ	免疫動物	エンドキシン レベル	純度	精製方法	バッファー	タイプ	サイズ	単位	アプリケーション	推奨されるアプリケーション ※	有効期限	クローン番号
22500-1	Anti-Mouse Interferon Gamma, Clone RMMG-1 (MAb)	Neutralizes mouse interferon gamma; binds to mouse interferon gamma with high affinity	IFN Gamma	Mouse	IgG1 kappa	Rat	< 1 EU/μg	> 95%	A combination of ion exchange, hydrophobic interaction and size exclusion chromatography	Phosphate - buffered saline (PBS) containing 0.1% bovine serum albumin (BSA)	Monoclonal Antibody	500	μg	Neutralization; ELISA; Western blot	immunoprecipitation; immunohistochemistry	納品後1年	RMMG-1
32500-1	Anti-Mouse Interferon Gamma, Rabbit Serum (PAb)	Binds to and neutralizes mouse IFN gamma	IFN Gamma	Mouse		Rabbit				Neat serum	Polyclonal Antibody	2x10 ⁴	units	Neutralization	Western blot; immunoprecipitation; immunohistochemistry ; ELISA	納品後1年	