

<唾液中バイオマーカーの受託検査サービス>  
 使用キット一覧 / 検量線範囲 / 検体希釈倍率

2025年3月25日改訂

バイオマーカー	キット	メーカー	商品コード(Item No. or Cat No.)	検量線下限値	検量線上限值	検体希釈倍率
クロモグラニンA	YK070 Human Chromogranin A EIA Kit	(株) 矢内原研究所	YK070	0.137pmol/mL	100.000pmol/mL	1
タンパク	プロテインアッセイ染色液	BIO-RAD	500-0006JA	0.031mg/mL	2.000mg/mL	2
コルチゾール	YK241 Cortisol (Saliva) EIA Kit	(株) 矢内原研究所	YK241	0.012 $\mu$ g/dL	3.000 $\mu$ g/dL	1
$\alpha$ -アミラーゼ*1	Salivary $\alpha$ -Amylase Kinetic Enzyme Assay Kit	Salimetrics	1-1902	—	—	200
s-IgA	YK280 Human s-IgA (Saliva) ELISA Kit	(株) 矢内原研究所	YK280	0.082 $\mu$ g/mL	20.000 $\mu$ g/mL	80
DHEA	YK290 DHEA (Saliva) EIA Kit	(株) 矢内原研究所	YK290	22.222pg/mL	5400.000pg/mL	1
DHEA-S	Salivary DHEA-S Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-1252	188.889pg/mL	15300.000pg/mL	1
17 $\beta$ -エストラジオール	High Sensitivity Salivary 17 $\beta$ -Estradiol Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-3702	1.000pg/mL	32.000pg/mL	1
テストステロン	Salivary Testosterone Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-2402	6.144pg/mL	600.000pg/mL	1
プロゲステロン	Salivary Progesterone Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-1502	10.000pg/mL	2430.000pg/mL	1
メラトニン	—	(株) 矢内原研究所	—	1.000pg/mL	64.000pg/mL	1
メラトニン	Salivary Melatonin Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-3402	0.781pg/mL	50.000pg/mL	1
CRP	SalivaryC-ReactiveProtein(CRP)ELISA Kit(Generation II)	Salimetrics	1-2102	12.500pg/mL	800.000pg/mL	2
オキシトシン*2	Oxytocin ELISA Kit	Enzo	ADI-900-153A	15.625pg/mL	1000.000pg/mL	8
IL-6	Salivary Interleukin-6 (IL-6) ELISA Kit	Salimetrics	1-3602	1.563pg/mL	100.000pg/mL	5
IL-1 $\beta$	Salivary Interleukin-1 $\beta$ (IL-1 $\beta$ ) ELISA Kit	Salimetrics	1-3902	3.125pg/mL	200.000pg/mL	15
セロトニン	Serotonin sensitive ELISA Kit	Eagle Biosciences	EA630/96	33.500pg/mL	5000.000pg/mL	1
サブスタンスP	YK340 Substance P (Saliva) EIA Kit	(株) 矢内原研究所	YK340	6.859pg/mL	5000.000pg/mL	4
エストロン	Salivary Estrone Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-3202	3.072pg/mL	300.000pg/mL	1
IL-8	Human Interleukin-8 ELISA Kit	BioVendor	RD194558200R	1.560pg/mL	100.000pg/mL	20
コチニン	High Sensitivity Salivary Cotinine Quantitative Enzyme Immunoassay Kit	Salimetrics	1-2002	非喫煙者 0.823ng/mL	非喫煙者 200.000ng/mL	1
				喫煙者 同上	喫煙者 同上	10
$\beta$ -エンドルフィン	Human beta-Endorphin ( $\beta$ -EP) ELISA Kit	CUSABIO	CSB-E06821h	62.500pg/mL	4000.000pg/mL	1
Mature BDNF	Mature BDNF ELISA kit Wako High Sensitive	富士フイルム和光純薬(株)	290-85801	0.116pg/mL	50.000pg/mL	2

\*1.  $\alpha$ -アミラーゼについては、酵素活性を測定します。

\*2. オキシトシンの測定では、キットのマニュアルに記載してあるC18カラムによる抽出は行わず、ご送付頂いたサンプルをそのまま測定します。