

■関連商品 NEXTFlex™ ChIP-seq用バーコード

NEXTFlex™ ChIP-seqキットと組み合わせてマルチプレックス解析に！

ハイスループットシーケンシングを可能にします。本キットはスケールを増幅し、一方で複数のライブラリーを1フローセルレーンにプールすることでコストを軽減しています。

[メーカー：BIO BIO SCIENTIFIC CORPORATION]

品名	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
NEXTFlex™ ChIP-seq Barcodes - 6	514120	48 rxn	¥ 51,000	凍
NEXTFlex™ ChIP-seq Barcodes - 12	514121	96 rxn	¥ 101,000	凍
NEXTFlex™ ChIP-seq Barcodes - 24	514122	192 rxn	¥ 200,000	凍
NEXTFlex™ ChIP-seq Barcodes - 48	514123	384 rxn	ご照会	凍

エピジェネティクス

ChIPアッセイ

ChIPアッセイ用関連試薬

[メーカー：SCB Santa Cruz Biotechnology, Inc.]

品名	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
ChIP Lysis Buffer	SC-45000	300ml (6タブレット)	¥ 34,000	凍
ChIP Lysis Buffer High Salt	SC-45001	300ml (6タブレット)	¥ 34,000	凍
ChIP Wash Buffer	SC-45002	300ml	¥ 6,000	凍
ChIP Elution Buffer	SC-45003	30ml	¥ 6,000	凍

サンタクルズ社 ChIP用抗体

サンタクルズ社では、クロマチン免疫沈降 (ChIP) にお使いいただける抗体を多数取り扱っております。品番末尾に“X”が付く商品は、ChIPおよびゲルスーパースhiftアッセイにお使いいただけます。

例：p53抗体 (クローンPab1801) →品番：SC-98

p53抗体 (クローンPab1801) のChIP/ゲルスーパースhift用抗体→品番：SC-98 X

コスモ・バイオのWebページ上、“商品検索”をご利用ください。

エピジェネティクス

関連抗体&各種阻害剤

ショウジョウバエのクロマチン研究用抗体

転写調節やDNAの複写、ヒストン修飾等に有用な研究ツール

背景

FACT (Facilitates Chromatin Transcription) はクロマチンのリモデリングに関与する複合タンパク質であり、SSRP1とSPT16の2つのサブユニットで構成されています。ショウジョウバエを用いた近年の研究により、FACTはDNA結合タンパク質の一種であるGAGA因子と複合体を形成して塩基配列特異的なクロマチンの構造変化を調節することが示唆され、ショウジョウバエより同定されたSSRP1 (dSSRP1) とSPT16 (dSPT16) はFACTとGAGA因子を結びつける重要な新規ファクターとして注目されるようになりました。弊社抗体ブランドCACでは、本研究の第一人者である国立遺伝学研究所、広瀬進先生のご協力により、免疫染色やChIPにおいて高い実績を持つ抗体を試薬化しました。転写調節やDNAの複写、ヒストン修飾等の有用な研究ツールとしてぜひお役立て下さい。

提供者：国立遺伝学研究所 広瀬 進 先生

参考文献

- Shimojima, T. et al., (2003) *Genes & Dev.* 17,1605-1616
- Saunders, A. T. et al., (2003) *Science*, 301, 1094-1096
- Nakayama, T. T. et al., (2007) *Genes & Dev.* 21, 552-561




図1 GAGA因子-FACT複合体による塩基配列特異的なクロマチンリモデリング




図2 唾腺染色体の免疫染色 (A) dSSRP1抗体 (品番：NIG-L1-SHA1)、(B) dSPT16抗体 (品番：NIG-L1-SHA2)

[メーカー：CAC コスモ・バイオ株式会社]

品名	免疫動物	交差性	適用	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti SSRP1	Rabbit	Drosophila	WB, ELISA, IHC, IP, ChIP	NIG-L1-SHA1	100µl	¥ 50,000	凍
Anti SPT16	Rabbit	Drosophila	WB, ELISA, IHC, IP, ChIP	NIG-L1-SHA2	100µl	¥ 50,000	凍

注目商品特集

増強シグナル・抑制シグナル

GTP結合タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKBシグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウムシグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体&マイクロアレイ

アポトーシス&オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インターカレティング色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA解析ツール

ヒストン解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA解析抗体&阻害剤

関連酵素抗体&阻害剤


シグナル研究汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の精製・濃縮

タンパク質の検出・定量

技術情報



エピジェネティクス

関連抗体&各種阻害剤

ヒストンH3 バリエーションモノクローナル抗体

世界初！ コスモ・バイオから新発売！

背景

ヌクレオソームはH2A、H2B、H3およびH4の4種のヒストンタンパク質で構成されています。また、ヒストンにはバリエーションが存在し、特にヒト由来のヒストンH3には、H3.1、H3.2、H3.3、H3t、およびCENP-Aの5種類のバリエーションが報告されています。主なバリエーションであるH3.1、およびH3.3は真核生物においては異なるゲノム局在パターンを示しています。Histone H3.1は転写因子および転写補因子、DNA複製因子、DNA修復タンパク質への関与が、ヒストンH3.3はDNA合成に依存しないデポジションパスウェイにおいて、交換バリエーションとしての機能が知られております。新製品ヒストンH3.1抗体、ヒストンH3.3抗体は、その機能解析に有用です。

また、最近、ゲノム上の骨格筋形成にかかわる遺伝子群は、細胞が筋肉形成される以前にH3.3タンパク質で予めマーキングされ、このマーキングが形成されることで、細胞が筋肉組織を形成する能力を獲得することが、H3.3抗体の使用によって明らかになりました(参考文献2)。再生医療研究にも有用な本抗体を是非お試しください。

参考文献

- 1) Hake and Allis, (2006) *PNAS*, 103, 6428-6435.
- 2) Harada et al., (2012) *EMBO J.* 31, 2994-3007.

アプリケーション




図1 抗体の特異性をELISA法で確認

A : Histone H3.1/H3.2抗体 (品番 : CE-039A) 、 B : Histone H3.3抗体 (品番 : CE-040A)
H3.1 peptide 79 KTDLRFQSSAVMALQEASEA 97
H3.3 peptide 79 KTDLRFQSSAIGALQEASEA 97
C : Histone H3.1/H3.2抗体 (品番 : CE-039B) 、 D : Histone H3.3抗体 (品番 : CE-040B)
H3.1 peptide 21 ATKAARKSAPATGGVKKPH 39
H3.3 peptide 21 ATKAARKSAPS TGGVKKPH 39




図2 細胞の蛍光染色

上 : Histone H3.1/H3.2抗体 (品番 : CE-039B) 、 下 : Histone H3.3抗体 (品番 : CE-040B)




図3 H3.3 抗体での実験例

ES細胞、幹細胞など特定の組織に変化する能力(分化能)を持った細胞は、あらかじめH3.3と呼ばれる特殊なヒストン(ヒストンバリエーション)により、必要な遺伝子がマーキングされることが明らかになりました。

骨格筋形成時に、転写因子MyoDが骨格筋遺伝子に選択的に結合し、MyoDに結合したシャペロンであるChd2タンパク質がH3.3をゲノムに組み込むことでマーキングしていることが発見されました。一方で、マーキング機構を失った細胞では、骨格筋の形成がなされなかったことから、骨格筋形成を事前に予測できる細胞内のメカニズムを明らかにした世界初の知見となりました(参考文献2)。

九州大学大学院医学研究院 准教授 大川 恭行 先生

[メーカー : CAC コスモ・バイオ株式会社]

品名	免疫動物(クローン)	エピトープ	交差性	適用	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3.1/H3.2	Rat (6G3C7)	H3.1/H3.2 (79-94)	Human	WB	CE-039A	100 μ l (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3.1/H3.2	Mouse (1D4F2)	H3.1/H3.2 (21-39)	Human	ChIP/WB/IC	CE-039B	50 μ l (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3.3	Rat (6C4A3)	H3.3 (79-97)	Human	WB	CE-040A	100 μ l (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3.3	Rat (4H2D7)	H3.3 (21-39)	Human	ChIP/WB/IC	CE-040B	50 μ l (1mg/ml)	¥ 58,000	凍

修飾ヒストンH3/H4抗体 Epi-Plus[®] シリーズ

バリデーション済みChIP用抗体

Epi-Plus[®]抗体は、エピジェネティック研究において最もバリデーションされた抗体です。全てのEpi-Plus[®]抗体は、ペプチドアレイを用いたドットプロット、ウェスタンブロット、ChIP、ICCについてバリデーション済みです。ロックランド社で作製した特定のエピジェネティック修飾 (Epi-SynH3[™] and Epi-SynH4[™]) を伴う全長合成ヒストンH3、H4を用いて、Epi-Plus[®] 抗体の正確なQCを行っています。

Epi-Plus[®]抗体はNovos Biologicals社との共同開発品です。




図1 ヒストンH4リン酸化セリン1抗体 (品番: 600-401-I96) とH4ペプチドを用いたドットプロット
リン酸化セリン1有/無H4ペプチドに対するHS41p抗体 (パネルAの抗体量: 0.5µg、パネルBの抗体量: 0.1µg)
(1) (4) H4, 1-15, 未修飾 (2) (5) H4, 1-15 S1P (3) (6) H4, 1-24, 未修飾




図2 ヒストンH4リン酸化セリン1抗体 (品番: 600-401-I96) を用いたChIPアッセイ




図3 ヒストンH4リン酸化セリン1抗体 (品番: 600-401-I96) とFITC (緑) を用いたHeLa細胞のICC結果
DAPI (青) とDylight 594 (赤) を用いて、核酸とα-チューブリンを染色した。



図4 ヒストンH3トリメチルリジン4抗体 (品番: 600-401-I59) と、特定のリジン残基におけるKMe3修飾を含むH3あるいはH4ペプチドを用いたドットプロット




図5 ヒストンH3トリメチルリジン4抗体 (品番: 600-401-I59) を用いたChIPアッセイ




図6 ヒストンH4モノメチルアルギニン3抗体 (品番: NB21-2011) とFITC (緑) を用いたHeLa細胞のICC結果
DAPI (青) を用いて核酸を染色した。

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

- GTP結合
- タンパク質解析
- Rhoキナーゼ解析
- mTORシグナル解析
- Akt/PKBシグナル解析
- Wntシグナル解析
- AP-1/c-Jun解析
- 各種キナーゼ解析
- p53シグナル解析
- カルシウムシグナリング

高品質キナーゼ

- リン酸化検出
- 転写因子の解析
- 関連抗体 & マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

- アポトーシス初期
- アポトーシス中期
- アポトーシス後期

インターカレティング色素検出

- オートファジー
- 関連キナーゼ
- 関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA解析ツール

ヒストン解析ツール

ChIPアッセイ

- クロマチン研究用抗体
- ヒストン解析抗体
- メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体 & 阻害剤

シグナル研究汎用品

- タンパク質の抽出
- タンパク質の精製・濃縮
- タンパク質の検出・定量

技術情報

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKBシグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウムシグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 & マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インターカレティング色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA解析ツール

ヒストン解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体 & 阻害剤

シグナル研究汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の精製・濃縮

タンパク質の検出・定量

技術情報

■メチル化

[メーカー：RKL Rockland Immunochemicals, Inc.]

品名	由来種	免疫動物	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3, Monomethyl Lys4	Human	Rabbit	600-401-157	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Dimethyl Lys4	Human	Rabbit	600-401-158	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys4	Human	Rabbit	600-401-159	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Asym-dimethyl Arg8	Human	Rabbit	600-401-167	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Sym-dimethyl Arg8	Human	Rabbit	600-401-168	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Monomethyl Lys9	Human	Rabbit	600-401-169	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Dimethyl Lys9	Human	Rabbit	600-401-170	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys9	Human	Rabbit	600-401-171	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Asym-dimethyl Arg17	Human	Rabbit	600-401-177	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Monomethyl Lys18	Human	Rabbit	600-401-178	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Dimethyl Lys18	Human	Rabbit	600-401-179	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys18	Human	Rabbit	600-401-180	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Sym-dimethyl Arg2, Dimethyl Lys4	Human	Rabbit	600-401-185	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Monomethyl Lys36	Human	Rabbit	600-401-186	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Dimethyl Lys36	Human	Rabbit	600-401-187	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Dimethyl Lys37	Human	Rabbit	600-401-191	50µg	¥ 66,000	
Anti Histone H3, Monomethyl Lys56	Human	Rabbit	600-401-193	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys56	Human	Rabbit	600-401-194	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys79	Human	Rabbit	600-401-195	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H4, Monomethyl Arg3	Human	Rabbit	600-401-197	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H4, Monomethyl Lys20	Human	Rabbit	600-401-J01	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H4, Dimethyl Lys20	Human	Rabbit	600-401-J02	50µg	¥ 73,000	

■アセチル化

[メーカー：RKL Rockland Immunochemicals, Inc.]

品名	由来種	免疫動物	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3, acetyl Lys4	Human	Rabbit	600-401-160	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, acetyl Lys9	Human	Rabbit	600-401-172	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, acetyl Lys9/Lys14	Human	Rabbit	600-401-173	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, acetyl Lys18	Human	Rabbit	600-401-181	50µg	¥ 66,000	
Anti Histone H4, phospho Ser1	Human	Rabbit	600-401-196	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H4, acetyl Lys5	Human	Rabbit	600-401-198	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H4, acetyl Lys8	Human	Rabbit	600-401-199	50µg	¥ 73,000	

■リン酸化

[メーカー：RKL Rockland Immunochemicals, Inc.]

品名	由来種	免疫動物	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3, phospho Thr6	Human	Rabbit	600-401-163	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, phospho Thr11/Ser10	Human	Rabbit	600-401-175	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, phospho Thr11	Human	Rabbit	600-401-176	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, phospho Ser28	Human	Rabbit	600-401-183	50µg	¥ 73,000	

■二重修飾

[メーカー：RKL Rockland Immunochemicals, Inc.]

品名	由来種	免疫動物	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3, Dimethyl Lys4, phospho Thr3	Human	Rabbit	600-401-155	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, acetyl Lys4, phospho Thr3	Human	Rabbit	600-401-156	50µg	¥ 66,000	
Anti Histone H3, Monomethyl Lys4, phospho Thr6	Human	Rabbit	600-401-161	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys4, phospho Thr6	Human	Rabbit	600-401-162	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, phospho Thr6, Monomethyl Lys9	Human	Rabbit	600-401-164	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, phospho Thr6, Dimethyl Lys9	Human	Rabbit	600-401-165	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys9, phospho Thr6	Human	Rabbit	600-401-166	50µg	¥ 73,000	
Anti Histone H3, Trimethyl Lys27, phospho Ser28	Human	Rabbit	600-401-184	50µg	¥ 73,000	

好評配布中!

コスモ・バイオニュース

ウェブサイトから定期送付の登録【無料】ができます!

www.cosmobio.co.jp

毎号、特集として様々な研究の中から旬な話題をピックアップ。新商品の紹介や、キャンペーン・学会などの情報も掲載しています。
[隔月発行(奇数月) 36ページ 無料]




修飾ヒストンH3/H2B抗体

ChIPグレードの修飾ヒストンH3抗体を多数ラインアップ！！

背景

株式会社モノクローナル抗体研究所では、ChIPアッセイに最適な修飾ヒストン抗体を多数ラインナップしております。ヌクレオソームのヒストンタンパク質（H2A、H2B、H3、H4）は、クロマチンの主要な構成要素になっています。ヒストンのN末端はヒストンテールとよばれヌクレオソームコアから少し離れて存在しています。このN末端の部分で様々な修飾を受け細胞のシグナル刺激に応答し、アセチル化、リン酸化、メチル化など様々な修飾を受け遺伝子発現に影響を与えます。エピジェネティクス研究でのChIPアッセイに不可欠な修飾ヒストン抗体を、是非コスモラインナップからご活用ください。

Histone H3 N-terminal modifications



特長

- 全てChIPグレード抗体
- ウェスタンブロットング、免疫染色にも使用可能
- 豊富なヒト修飾ヒストンH3抗体ラインナップ

アプリケーション

- 免疫沈降：1~5µg/5µl Sepharose
- 免疫染色：0.5~1µg/ml Sepharose
- ウェスタンブロットング：0.5~1µg/ml Sepharose




図1 リン酸化ヒストンH3 (Ser10) 抗体 (品番: MAB10312) を用いた免疫染色
A: DAPIによる核染色。
B: リン酸化ヒストンH3 (Ser10) 抗体 (品番: MAB10312) による染色。M期の細胞の染色体のみが染色されている。
C: AとBの合成。

[メーカー: MCA 株式会社モノクローナル抗体研究所]

品名	修飾	免疫動物 (クローン)	交差性	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3	無修飾	Mouse (MAB10301(CMA301))	HU	MAB10001-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti monomethyl Histone H3 (Lys4)	Lys4残基修飾	Mouse (MAB10302(CMA302))	HU	MAB10002-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti dimethyl Histone H3 (Lys4)	Lys4残基修飾	Mouse (MAB10303(CMA303))	HU	MAB10003-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti trimethyl Histone H3 (Lys4)	Lys4残基修飾	Mouse (MAB10304(CMA304))	HU	MAB10004-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti acetyl Histone H3 (Lys9)	Lys9残基修飾	Mouse (MAB10305(CMA305))	HU	MAB10005-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti monomethyl Histone H3 (Lys9)	Lys9残基修飾	Mouse (MAB10306(CMA306))	HU	MAB10006-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti dimethyl Histone H3 (Lys9)	Lys9残基修飾	Mouse (MAB10307(CMA307))	HU	MAB10007-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti trimethyl Histone H3 (Lys9)	Lys9残基修飾	Mouse (MAB10308(CMA308))	HU	MAB10008-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti acetyl Histone H3 (Lys9/27)	Lys9/27残基修飾	Mouse (MAB10310(CMA310))	HU	MAB10010-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti acetyl Histone H3 (Lys27)	Lys27残基修飾	Mouse (MAB10309(CMA309))	HU	MAB10009-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti monomethyl Histone H3 (Lys27)	Lys27残基修飾	Mouse (MAB10321)	HU	MAB10321-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti trimethyl Histone H3 (Lys27)	Lys27残基修飾	Mouse (MAB10323)	HU	MAB10323-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti monomethyl Histone H3 (Lys36)	Lys36残基修飾	Mouse (MAB10331)	HU	MAB10331-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti dimethyl Histone H3 (Lys36)	Lys36残基修飾	Mouse (MAB10332)	HU	MAB10332-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti trimethyl Histone H3 (Lys36)	Lys36残基修飾	Mouse (MAB10333)	HU	MAB10333-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti phospho Histone H3, Ser10	Ser10残基修飾	Mouse (MAB10312(CMA312))	HU	MAB10012-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍
Anti phospho Histone H2B (Ser14)	Ser14残基修飾	Mouse (MAB10251)	HU	MAB10251-100	100µl (1mg/ml)	¥ 58,000	凍

* 20µl の包装の商品も全商品用意しています。20µl 商品は、品番の末尾が-100でなく-20になります。20µl 商品の希望販売価格は¥ 18,000です。

* 193ページのAuto ChIP Systemと合わせて使用することで、クロマチン免疫沈降を自動化できます。

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 &
マイクロアレイ

アポトーシス &
オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析ツール

メチル化DNA
解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体
& 阻害剤

シグナル研究
汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体&
マイクロアレイ

アポトーシス&
オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体&阻害剤

関連酵素抗体
&阻害剤

シグナル研究
汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

エピジェネティクス
関連抗体&各種阻害剤

ヒストン解析抗体

■ヒストンH1関連

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti H1FO	RAB	HU	IHC(p), IF	ATL	HPA000843	100µl	¥ 58,000	凍
Anti H1FX	MS	HU	WB, IF	ABV	H00008971-B01P	50µg	¥ 47,000	凍
Anti HIST1H1A	RAB	HU	WB	ABV	H00003024-D01P	100µg	¥ 53,000	凍
Anti HIST1H1D	RAB	HU	IHC(p)	ATL	HPA055907	100µl	¥ 58,000	凍
Anti HIST1H2AC	MS (4F10)	HU	ELISA	ABV	H00008334-M01	100µg	¥ 47,000	凍
Anti HIST1H2BB	RAB	HU, MS	WB	ABV	PAB17301	100µg	¥ 47,000	凍
Anti HIST1H2BC	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00008347-A01	50µl	¥ 32,000	凍
Anti HIST1H2BH	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IF	ABV	PAB26929	100µl	¥ 53,000	凍
Anti HIST1H2BK	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00085236-A01	50µl	¥ 32,000	凍
Anti HIST1H2BN	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00008341-A01	50µl	¥ 32,000	凍
Anti HIST1H3A	RAB	HU, MS, RAT	WB	ABV	PAB26706	100µg	¥ 51,000	凍
Anti HIST1H3C, phospho Ser10	MS (44AT1032.72.67)	HU, MS	WB, ELISA	ABV	MAB0112	100µl	¥ 52,000	凍
Anti HIST1H3E	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	ABV	PAB16987	100µg	¥ 47,000	凍
Anti HIST1H3E, phospho Ser10	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p)	ABV	PAB5722	100µg	¥ 52,000	凍
Anti HIST1H3E, phospho Ser28	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	ABV	PAB16952	100µg	¥ 52,000	凍
Anti HIST1H3E, phospho Thr3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	ABV	PAB16951	100µg	¥ 52,000	凍
Anti HIST1H3G	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00008355-A01	50µl	¥ 32,000	凍
Anti HIST1H4H	MS (6D4)	HU	ELISA, IF	ABV	H00008365-M01	100µg	¥ 47,000	凍
Anti HIST1H4I	MS	HU	ELISA	ABV	H00008294-A01	50µl	¥ 32,000	凍
Anti Histone cluster 1 H3D	MS (6H8)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-134355	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone cluster 1 H3E, phospho Ser10	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-101697	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone cluster 1 H4G	GT (N-16)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-247172	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone 1FO	RAB	HU	WB, ELISA	ORG	TA313993	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H1	RAB	HU, MS	WB, ELISA, IHC, IF	ORG	TA313994	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H1	MS (AE-4)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SRT	4974-7808	200µg	¥ 64,400	冷
Anti Histone H1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	18201-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Histone H1	MS (AE-4)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, FC, IP	SCB	SC-8030	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H1	RAB (C-17)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8616-R	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H1	RAB (FL-219)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-10806	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H1	MS (G-1)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-393530	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H1.0	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF, ELISA	PGI	17510-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Histone H1.0	RAB (EPR6537)	HU	WB, IHC(p), IF, IC	ORG	TA310565	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H1.2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA, IP	PGI	19649-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Histone H1.2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	15446-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Histone H10	MS (34)	HU, MS, RAT, BOV, XEN	WB, IHC(p), IHC(f), IF, FC, IP	SCB	SC-56695	200µg	¥ 51,000	冷

■ヒストンH2関連

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti H2AFV	MS (2F9)	HU	IHC(p), ELISA	ABV	H00094239-M08	100µg	¥ 47,000	凍
Anti H2AFX, phospho Ser139	RAB	HU	WB	ABV	PAB25854	100µg	¥ 53,000	凍
Anti H2AFX, phospho Tyr 143	RAB	HU	WB, ELISA	ABV	PAB15908	100µg	¥ 64,000	凍
Anti H2AFY2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	17030-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti H2AFY2	RAB	HU	WB, IHC(p), IF	ATL	HPA035865	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti H2AFZ	MS	HU	WB, ELISA	ABV	MAB11149	50 μ g	¥ 51,000	凍
Anti H2AX	RAB	HU, MS	WB, IF, IC	BET	A300-082A	0.1mg	¥ 56,000	冷
Anti H2AX	RAB	HU, MS	IHC(p), IF	BET	IHC-00008	0.1ml	¥ 72,000	冷
Anti H2AX, phospho Ser139	RAB	HU	WB, ELISA	RKL	600-401-H36	100 μ g	¥ 66,000	凍
Anti H2BFM	RAB	HU	IHC(p), IF	ATL	HPA046382	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti H2BFS	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IF	ABV	PAB27126	100 μ l	¥ 53,000	凍
Anti HIST2H2AA	MS (4C10)	HU	WB, ELISA, IF	ABV	H00008337-M01	100 μ g	¥ 47,000	凍
Anti HIST2H2AA4	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	15302-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti HIST2H2BE	MS (4G6)	HU	IHC(p), ELISA	ABV	H00008349-M06	100 μ g	¥ 47,000	凍
Anti HIST2H3A	MS (6D10H9)	HU	WB, ELISA	ABV	MAB8548	200 μ g	¥ 51,000	凍
Anti HIST2H3C	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CHK	WB, IHC, ELISA, ChIP, IF, IP	ABV	PAB12679	100 μ g	¥ 48,000	凍
Anti Histone cluster 2 H2AA3	RAB (W-25)	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IP	SCB	SC-133655	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H2B	RAB Mono	HU	WB, IHC, IC	ABG	AJ1346A	100 μ l	¥ 66,000	凍
Anti Histone H2A	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IP	ORG	TA318929	100 μ g	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2A.X	RAB	HU, MS	WB, ELISA, IHC	ORG	TA311952	100 μ g	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2A.X	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	10856-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti Histone H2A.x, phospho Ser139	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1351A	100 μ l	¥ 74,000	凍
Anti Histone H2A.X, phospho Ser139	RAB	HU	WB, IF	ABG	AE1016B	0.1mg	¥ 66,000	凍
Anti Histone H2A.Z	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	16441-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti Histone H2A.Z	RAB	HU	WB, IHC	ORG	TA308894	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2A.Z/H2A.F/Z	RAB (FL-128)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-67218	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H2AvD, phospho Ser137	RAB	DRO	WB, ELISA	RKL	600-401-914	100 μ g	¥ 55,000	凍
Anti Histone H2AvD, phospho Ser137	RAB	DRO	WB, ELISA, IF	APB	Y050442	100 μ g	¥ 84,000	凍
Anti Histone H2AX	MS (322105)	HU, MS, RAT	WB	RSD	MAB3406	50 μ g	¥ 50,000	凍
Anti Histone H2AX, phospho Ser139	MS (9F3)	*1	WB	ENZ	ADI-KAM-CC255-F	200 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H2AX, phospho Ser139	RAB	HU	WB, IC	RSD	AF2288	50 μ g	¥ 59,000	凍
Anti Histone H2B	RAB Mono (EP957Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, FC, IP	ORG	TA303813	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2B	RAB Mono (EP819Y)	HU, MS	WB, IHC, IP	ORG	TA303811	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2B Type 1B	RAB Mono (EP2327)	HU	WB, IHC, IC	ORG	TA303814	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2B, phospho Ser14	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-31671	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H2B, phospho Ser14	MS (MABIO251)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO251-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H2B/HIST2H2BE	RAB	HU, MS, RAT	IHC, ELISA	PGI	15857-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍

■ヒストンH3関連

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti H3F3B	MS (2D7-H1)	HU	WB, IHC(p), ELISA, IF	ABV	H00003021-M01	100 μ g	¥ 47,000	凍
Anti H3F3B	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10265-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti HIST3H2A	RAB	HU	WB	ABV	PAB0185	100 μ g	¥ 47,000	凍
Anti HIST3H2A	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10445-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti HIST3H2BB	RAB	HU, MS, RAT, CHK, CAN, DRO, ZEB	WB	ABV	PAB0186	100 μ g	¥ 47,000	凍
Anti Histone H3	MS (MABIO301 (CMA301))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO001-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3	RAB Mono (E173-58)	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC, IP	ORG	TA303744	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H3	RAB	HU, Sc	WB, IF, ChIP	ECY	13-0004	100 μ l	¥ 62,000	凍
Anti Histone H3	GT (C-16)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8654	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H3	RAB (FL-136)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-10809	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	17168-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti Histone H3 K36me3	MS	HU	WB, ELISA, ChIP, DB, IF	ABV	MAB10255	50 μ g	¥ 66,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

注目商品特集

増強シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 &
マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体
& 阻害剤

シグナル研究 汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

注目商品特集	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
増殖シグナル・抑制シグナル	Anti Histone H3 K4me1	RAB	YST	WB, DB	ABV	PAB15452	100 μ l	¥ 47,000	凍
GTP結合	Anti Histone H3 K4me1/pT3	RAB	HU, MS, Ce	WB, IHC	RKL	600-401-154	50 μ g	¥ 73,000	凍
タンパク質解析	Anti Histone H3 K9Ac	RAT (2G1F9)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB, IC, IHC(f), ChIP	CAC	CE-037A	100 μ l	¥ 58,000	凍
Rhoキナーゼ解析	Anti Histone H3 R2me1	RAB	HU, MS, Ce	WB	RKL	600-401-152	50 μ g	¥ 73,000	凍
mTORシグナル解析	Anti Histone H3 R2me2a	RAB	HU, MS, Ce	WB, IHC	RKL	600-401-153	50 μ g	¥ 73,000	凍
Akt/PKBシグナル解析	Anti Histone H3, phospho	MS (117C826)	HU	WB	SCB	SC-52942	100 μ g	¥ 51,000	冷
Wntシグナル解析	Anti Histone H3, phospho	MS (C-2)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-374669	200 μ g	¥ 51,000	冷
AP-1/c-Jun解析	Anti Histone H3, phospho	Rat Mono (HTA28)	HU, MS, BOV	WB, IHC(f), IF, FC, IP	SCB	SC-56745	200 μ g	¥ 51,000	冷
各種キナーゼ解析	Anti Histone H3, phospho Ser10	RAB	HU, MS, Ce	WB, IHC	RKL	600-401-174	50 μ g	¥ 73,000	凍
p53シグナル解析	Anti Histone H3, phospho Ser10	RAT (6G8B7)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB, IC	CAC	CE-034A	100 μ l	¥ 58,000	凍
カルシウムシグナリング	Anti Histone H3, phospho Ser10	RAB Mono (E173)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, IP	ORG	TA303743	100 μ l	¥ 82,000	凍
高品質キナーゼ	Anti Histone H3, phospho Ser10	MS (44AT1032.72)	HU, MS	WB	ABG	AM1151A	0.1ml	¥ 42,000	凍
リン酸化検出	Anti Histone H3, phospho Ser10	MS (MAB10312 (CMA312))		ChIP, IB, IC	MCA	MAB10012-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
転写因子の解析	Anti Histone H3, phospho Ser28	RAB	HU	WB, IC	ENZ	ADI-KAP-CC012-D	50 μ l	¥ 50,000	凍
関連抗体 & マイクロアレイ	Anti Histone H3, phospho Ser28	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-183	50 μ g	¥ 73,000	凍
アポトーシス & オートファジー	Anti Histone H3, phospho Thr11	RAT (6G12C5)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB, IC	CAC	CE-035A	100 μ l	¥ 58,000	凍
アポトーシス初期	Anti Histone H3, phospho Thr11	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-175	50 μ g	¥ 73,000	凍
アポトーシス中期	Anti Histone H3, phospho Thr11 / Ser10	RAB Mono (EP1702Y)	HU	WB, IHC(p), IC, FC	ORG	TA303821	100 μ l	¥ 82,000	凍
アポトーシス後期	Anti Histone H3, phospho Thr32	RAT (6C7G12)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB, IC	CAC	CE-036A	100 μ l	¥ 58,000	凍
インターカラーティング色素検出	Anti Histone H3, phospho Thr6	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-163	50 μ g	¥ 73,000	凍
オートファジー	Anti Histone H3.1, phospho Ser10	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF	ABG	AE1016D	0.1mg	¥ 66,000	凍
関連キナーゼ	Anti Histone H3.1 / H3.2	RAT (6G3C7)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB	CAC	CE-039A	100 μ l	¥ 58,000	凍
関連抗体	Anti Histone H3.1 / H3.2	MS (1D4F2)	HU, MS, MKY	WB, IC, ChIP, IP	CAC	CE-039B	50 μ l	¥ 58,000	凍
ヒストン解析ツール	Anti Histone H3.3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	13754-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
	Anti Histone H3.3	RAT (4H2D7)	HU, MS, MKY	WB, IC, ChIP, IP	CAC	CE-040B	50 μ l	¥ 58,000	凍
	Anti Histone H3.3	RAT (6C4A3)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB	CAC	CE-040A	100 μ l	¥ 58,000	凍
	Anti Histone H3.3, phospho Ser28/31	RAB Mono (EP1874Y)	HU	WB	ORG	TA307479	100 μ l	¥ 82,000	凍
	Anti Histone H3.3, phospho Ser28/31	RAB Mono	HU	WB	ABG	AJ1358A	100 μ l	¥ 74,000	凍
	Anti Histone H3.3, phospho Ser31	RAB Mono (EPR1873)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IC, ChIP	ORG	TA307480	100 μ l	¥ 82,000	凍
	Anti Histone H3.3B	RAB	HU, MS	WB, IHC, IF	ORG	TA308895	100 μ l	¥ 82,000	凍
ChIPアッセイ									
クロマチン研究用抗体									
ヒストン解析抗体									
メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤	Anti H4 & H2A (paired 1), Z-Fish™	RAB	ZEB		ASI	55561	150 μ l	¥ 35,000	冷
関連酵素抗体 & 阻害剤	Anti H4F3	RAB	HU	WB, ELISA, ChIP, DB	ABV	PAB0657	50 μ l	¥ 80,000	凍
シグナル研究汎用品	Anti HIST4H4	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00121504-A01	50 μ l	¥ 32,000	凍
	Anti Histone H4	MS (F-9)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25260	200 μ g	¥ 51,000	冷
タンパク質の抽出	Anti Histone H4	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	16047-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
タンパク質の精製・濃縮	Anti Histone H4	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	ORG	TA312560	100 μ l	¥ 82,000	凍
タンパク質の検出・定量	Anti Histone H4, phospho Ser1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-196	50 μ g	¥ 73,000	凍
	Anti γ H2AX	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IF, IC	BET	A300-081A	0.1mg	¥ 67,000	冷
技術情報	略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。								

■ヒストンH4関連

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti H4 & H2A (paired 1), Z-Fish™	RAB	ZEB		ASI	55561	150 μ l	¥ 35,000	冷
Anti H4F3	RAB	HU	WB, ELISA, ChIP, DB	ABV	PAB0657	50 μ l	¥ 80,000	凍
Anti HIST4H4	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00121504-A01	50 μ l	¥ 32,000	凍
Anti Histone H4	MS (F-9)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25260	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H4	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	16047-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti Histone H4	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	ORG	TA312560	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H4, phospho Ser1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-196	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti γ H2AX	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IF, IC	BET	A300-081A	0.1mg	¥ 67,000	冷

■ヒストンH1関連 —アセチル化—

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H2B, acetyl Lys5	RAB Mono (EP955Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC	ORG	TA307626	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys5	RAB Mono (EP857Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, ChIP	ORG	TA303808	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2A, acetyl Lys5	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC, IP	ABG	AJ1355A	100µl	¥ 74,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys5	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC, IP	ABG	AJ1356D	100µl	¥ 74,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys5/12/15/20	RAB	MAM	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8652-R	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H2B, acetyl Lys5/12/15/20	GT	MAM	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8652	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H2A, acetyl Lys9	MS (SB146a)	HU	WB, ELISA, IHC, FC, IP	SBA	13200-01	0.1mg	¥ 63,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys12	RAB Mono (EP858Y)	HU	WB, IHC, IC	ORG	TA303807	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys12	RAB Mono	HU	WB, IHC, IC	ABG	AJ1356A	100µl	¥ 74,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys15	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1356B	100µl	¥ 74,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys20	RAB Mono (EP859Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, FC, IP, ChIP	ORG	TA303812	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H2B, acetyl Lys20	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC, FC, IP	ABG	AJ1356C	100µl	¥ 74,000	凍
Anti Histone Cluster 2 H2AC	RAB (X-21)	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IP	SCB	SC-133656	100µg	¥ 51,000	冷

■ヒストンH3関連 —アセチル化—

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3, acetyl Leu4	MS (SB147d)	HU	ELISA	SBA	13600-01	0.1mg	¥ 63,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-160	50µg	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	MS (MAB10305 (CMA305))		ChIP, IB, IC	MCA	MAB10005-100	100µl	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	MS	HU	WB, ELISA, ChIP	ABV	MAB10257	50µg	¥ 66,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	RAT (2G1F9)	HU, MS, RAT, MKY, HAM	WB, IC, IHC(f), ChIP	CAC	CE-037A	100µl	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	RAB Mono (Y28)	HU, MS	WB, IHC, IC, IP	ORG	TA303745	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	RAB Mono	HU, MS	WB, IHC, IC, IP	ABG	AJ1357C	100µl	¥ 74,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-172	50µg	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CAN	WB	ENZ	ADI-905-705-100	100µg	¥ 46,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9/14	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-173	50µg	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9/14	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8655-R	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H3, acetyl Lys9/14	GT	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8655	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Histone H3, acetyl Lys9/27	MS (MAB10310 (CMA310))		ChIP, IB, IC	MCA	MAB10010-100	100µl	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys9, trimethyl Lys4	RAB			RKL	600-401-J98	50µg	¥ 66,000	
Anti Histone H3, acetyl Lys14	RAB Mono (EP964Y)	HU, RAT	WB, IHC, IC, IP	ORG	TA303819	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys18	MS (SB157a)	HU	WB, ELISA, IC	SBA	13300-01	0.1mg	¥ 63,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys18	RAB Mono (EP959Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, FC, ChIP	ORG	TA303809	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Histone H3, acetyl Lys18	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1357A	100µl	¥ 74,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

注目商品特集	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
増殖シグナル・抑制シグナル	Anti Histone H3, acetyl Lys18	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-I81	50µg	¥ 66,000	凍
GTP結合タンパク質解析	Anti Histone H3, acetyl Lys23	RAB	HU, MS, Ce	WB	RKL	600-401-I82	50µg	¥ 66,000	凍
Rhoキナーゼ解析	Anti Histone H3, acetyl Lys24	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-34262	200µg	¥ 51,000	冷
mTORシグナル解析	Anti Histone H3, acetyl Lys27	MS (MABIO309 (CMA309))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO009-100	100µl	¥ 58,000	凍
Akt/PKBシグナル解析	Anti Histone H3, acetyl Lys27	MS	HU	WB, ELISA, ChIP	ABV	MAB10256	50µg	¥ 66,000	凍
Wntシグナル解析	Anti Histone H3, acetyl Lys27	RAB	HU	WB, ELISA, ChIP, DB	ABV	PAB19766	50µg	¥ 66,000	凍
AP-1/c-Jun解析	Anti Histone H3, acetyl Lys27	RAB			RKL	600-401-K00	50µg	¥ 66,000	
各種キナーゼ解析	Anti Histone H3, acetyl Lys27	RAB	HU, MS, Ce	WB	RKL	600-401-I89	50µg	¥ 73,000	凍
p53シグナル解析	Anti Histone H3, acetyl Lys36	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ORG	TA303820	100µl	¥ 82,000	凍
カルシウムシグナリング	Anti Histone H3, acetyl Lys56	RAB Mono (EPR996Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1357B	100µl	¥ 74,000	凍
高品質キナーゼ	Anti Histone H3, acetyl Lys56	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1357B	100µl	¥ 74,000	凍
リン酸化検出	Anti Histone H3, phospho Thr3, acetyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-I56	50µg	¥ 66,000	凍
転写因子の解析	Anti Histone H3, phospho Ser11, acetyl Lys15	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-33361	200µg	¥ 51,000	冷
関連抗体 & マイクロアレイ	Anti Histone H3, phospho Ser11, acetyl Lys15	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-33361	200µg	¥ 51,000	冷
アポトーシス & オートファジー	Anti Histone H3T, acetyl Lys27	RAB Mono (EP865Y)	HU	WB, IHC(p), IF, IC	ORG	TA303810	100µl	¥ 82,000	凍
アポトーシス初期	Anti Histone H3T, acetyl Lys27	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1359A	100µl	¥ 74,000	凍

■ヒストンH4関連 —アセチル化—

	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
インターカラーティング色素検出	Anti Histone H4, acetyl Lys5	RAB Mono (EP1000Y)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, IP, ChIP	ORG	TA303817	100µl	¥ 82,000	凍
オートファジー	Anti Histone H4, acetyl Lys5	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC, IP	ABG	AJ1360A	100µl	¥ 74,000	凍
関連キナーゼ	Anti Histone H4, acetyl Lys5	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ChIP	RKL	600-401-I98	50µg	¥ 73,000	凍
関連抗体	Anti Histone H4, acetyl Lys5	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ChIP	RKL	600-401-I98	50µg	¥ 73,000	凍
エピジェネティクス	Anti Histone H4, acetyl Lys5	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-34264	200µg	¥ 51,000	冷
メチル化DNA解析ツール	Anti Histone H4, acetyl Lys8	RAB Mono (EP1002Y)	HU, MS	WB, IHC, IC, IP	ORG	TA303816	100µl	¥ 82,000	凍
	Anti Histone H4, acetyl Lys8	RAB Mono	HU, MS	WB, IHC, IC, IP	ABG	AJ1360B	100µl	¥ 74,000	凍
	Anti Histone H4, acetyl Lys8	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8660-R	200µg	¥ 51,000	冷
	Anti Histone H4, acetyl Lys8	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-I99	50µg	¥ 73,000	凍
ヒストン解析ツール	Anti Histone H4, acetyl Lys12	RAB	MAM	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8661-R	200µg	¥ 51,000	冷
	Anti Histone H4, acetyl Lys16	RAB (EPR1004)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IF, IC, FC	ORG	TA310577	100µl	¥ 82,000	凍
	Anti Histone H4, acetyl Lys16	RAB	HU, MS, Ce	WB, IHC	RKL	600-401-J00	50µg	¥ 73,000	凍
ChIPアッセイ	Anti Histone H4, acetyl Lys16	RAB	MAM	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8662-R	200µg	¥ 51,000	冷
クロマチン研究用抗体	Anti Histone H4, acetyl (Ser 1/Lys 5/Lys 8/Lys 12)	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-34263	200µg	¥ 51,000	冷
ヒストン解析抗体	Anti Histone H4, acetyl (Ser 1/Lys 5/Lys 8/Lys 12)	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-34263	200µg	¥ 51,000	冷
メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤	Anti Histone H4, acetyl (Ser 1/Lys 5/Lys 8/Lys 12)	MS (G-2)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-393472	200µg	¥ 51,000	冷

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

シグナル研究 汎用品

- タンパク質の抽出
- タンパク質の精製・濃縮
- タンパク質の検出・定量

技術情報

ヒストン解析抗体 —メチル化—

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Histone H3, methyl Lys4	RAB Mono (Y47)	HU, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IC, FC, IP, ChIP	ORG	TA303747	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys4	MS (MABIO302 (CMA302))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO002-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-157	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys9	MS (MABIO306 (CMA306))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO006-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-169	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys18	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-178	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys27	MS (MABIO321)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO321-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys36	MS (MABIO331)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO331-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys36	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-186	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, monomethyl Lys56	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-193	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys4	MS (MABIO303 (CMA303))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO003-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys4	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1357D	100 μ l	¥ 74,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-158	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys9	MS (MABIO307 (CMA307))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO007-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys9	RAB Mono (Y49)	HU, MS, RAT	WB, IF, IC	ORG	TA303748	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys9	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IC	ABG	AJ1357E	100 μ l	¥ 74,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CAN	WB	ENZ	ADI-905-778-100	100 μ g	¥ 48,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-170	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys18	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-179	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys27	MS (MABIO324)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO324-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys36	MS (MABIO332)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO332-100	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys36	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-187	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys37	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-191	50 μ g	¥ 66,000	凍
Anti Histone H3, dimethyl Lys80	RAB	MAM, YST	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-33863	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti Histone H3, asym-dimethyl Arg8	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-167	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, asym-dimethyl Arg17	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-177	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, sym-dimethyl Arg2, dimethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-185	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, sym-dimethyl Arg8	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, ChIP	RKL	600-401-168	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, trimethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-159	50 μ g	¥ 73,000	凍
Anti Histone H3, trimethyl Lys4	RAB	HU	ELISA, ChIP, Dot Blot, IF	ABV	PAB0650	50 μ g	¥ 82,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

COSMO BIO CO., LTD. お問い合わせ先: TEL: 03-5632-9610 FAX: 03-5632-9619 E-mail: mail@cosmobio.co.jp

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合

タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKBシグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウムシグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 & マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インターカラーティング色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA解析ツール

ヒストン解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体 & 阻害剤

シグナル研究汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の精製・濃縮

タンパク質の検出・定量

技術情報

注目商品特集	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
増殖シグナル・抑制シグナル	Anti Histone H3, trimethyl Lys9	MS (6F12-H4)	HU, MS, RAT, MAM, Ce, DRO, YST	WB, ELISA, IF, IC, IP	ORG	TA309680	0.1ml	¥ 82,000	凍
GTP結合タンパク質解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys9	MS (6F12-H4)	HU, MS	WB, ELISA, IC, IP, ChIP	ENZ	ALX-804-673-C050	50µg	¥ 48,000	凍
Rhoキナーゼ解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-171	50µg	¥ 73,000	凍
mTORシグナル解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys9, phospho Thr6	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-166	50µg	¥ 73,000	凍
Akt/PKBシグナル解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys18	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-180	50µg	¥ 73,000	凍
Wntシグナル解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys27, phospho Ser28	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-184	50µg	¥ 73,000	凍
AP-1/c-Jun解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys56	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-194	50µg	¥ 73,000	凍
各種キナーゼ解析	Anti Histone H3, trimethyl Lys79	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-195	50µg	¥ 73,000	凍
p53シグナル解析	Anti Histone H3, phospho Thr6, monomethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-161	50µg	¥ 73,000	凍
カルシウムシグナリング	Anti Histone H3, phospho Thr6, monomethyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-164	50µg	¥ 73,000	凍
高品質キナーゼ	Anti Histone H3, phospho Thr3, dimethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-155	50µg	¥ 73,000	凍
リン酸化検出	Anti Histone H3, phospho Thr6, dimethyl Lys9	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-165	50µg	¥ 73,000	凍
転写因子の解析	Anti Histone H3, phospho Thr6, trimethyl Lys4	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-162	50µg	¥ 73,000	凍
関連抗体 & マイクロアレイ	Anti Histone H4, dimethyl Lys20	RAT (2B8)	HU	WB, IP	SRT	MCA2323	0.1mg	¥ 82,200	冷
アポトーシス & オートファジー	Anti Histone H4, dimethyl Lys20	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-J02	50µg	¥ 73,000	凍
アポトーシス初期	Anti Histone H4, monomethyl	MS (5E10-D8)	HU, MS, RAT	WB, ELISA	SCB	SC-134221	200µg	¥ 51,000	冷
アポトーシス中期	Anti Histone H4, monomethyl Arg3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-197	50µg	¥ 73,000	凍
アポトーシス後期	Anti Histone H4, monomethyl Lys20	MS (5E10-D8)	HU, MS, RAT, MAM, Ce, DRO, YST	WB, ELISA, IF, IC, IP	ORG	TA309696	0.1ml	¥ 82,000	凍
インターカレティング色素検出	Anti Histone H4, monomethyl Lys20	RAB	HU, MS, RAT, CHK, Ce, XEN, DRO, PLA	WB, IHC, IF, ChIP	RKL	600-401-J01	50µg	¥ 73,000	凍
オートファジー	Anti Histone H3, trimethyl	MS (6F12-H4)	HU	GSA, ChIP	SCB	SC-130356 X	200µg	¥ 51,000	冷
関連キナーゼ	Anti Histone H3, trimethyl	MS (6F12-H4)	HU	WB, IHC(f), IF	SCB	SC-130356	200µg	¥ 51,000	冷
関連抗体	Anti Histone H3, trimethyl	MS (6F8-D9)	HU, MS, RAT	WB, ELISA	SCB	SC-134216	200µg	¥ 51,000	冷
エピジェネティクス	Anti Histone H3, trimethyl	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CHK	WB, IHC, ELISA, IF, IP	ABV	PAB12742	100µg	¥ 48,000	凍
メチル化DNA解析ツール	Anti Histone H3, trimethyl Lys4	MS (MABIO304 (CMA304))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO004-100	100µl	¥ 58,000	凍
ヒストン解析ツール	Anti Histone H3, trimethyl Lys9	MS (MABIO308 (CMA308))		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO008-100	100µl	¥ 58,000	凍
ChIPアッセイ	Anti Histone H3, trimethyl Lys27	MS (MABIO323)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO323-100	100µl	¥ 58,000	凍
クロマチン研究用抗体	Anti Histone H3, trimethyl Lys36	MS (MABIO333)		ChIP, IB, IC	MCA	MABIO333-100	100µl	¥ 58,000	凍
ヒストン解析抗体									
メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤									
関連酵素抗体 & 阻害剤	略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。								
シグナル研究汎用品									
タンパク質の抽出									
タンパク質の精製・濃縮									
タンパク質の検出・定量									
技術情報									

ヒストン解析抗体 —ユビキチン化&SUMO化—

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体&
マイクロアレイ

アポトーシス&
オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エビジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体&阻害剤

関連酵素抗体
&阻害剤

シグナル研究
汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti BIRC6 / Apollon	RAB	HU	WB, IHC(p), IF, IP, PLA	BET	A300-367A	0.1mg	¥ 56,000	冷
Anti EDD1	RAB	HU, MS	WB	BET	A300-573A	0.1mg	¥ 56,000	冷
Anti MIB2/Skeletrophin	RAB	HU	WB, IP	BET	A3014-14A	0.1mg	¥ 56,000	冷
Anti MKRN1	RAB	HU	WB, IHC(p), IF, IP	BET	A300-990A	0.1mg	¥ 56,000	冷
Anti Mono- and polyubiquitinated conjugates	MS (FK2)	HU, MS, RAT, POR, CAN, SHP, GT, MKY	WB, ELISA, IHC, IP	ENZ	BML-PW8810-0500	500µg	¥ 54,000	凍
Anti NEDD4	RAB	HU	IP	BET	A303-253A	0.1mg	¥ 56,000	冷
Anti Polyubiquitin (K ⁶³ -linkage-specific)	MS (HWA4C4)	HU, MS, RAT, POR, CAN, SHP, GT, MKY	WB, ELISA, IHC, IC	ENZ	BML-PW0600-0100	100µl	¥ 57,000	凍
Anti Polyubiquitinated conjugates	MS (FK1)	HU, MS, RAT, POR, CAN, SHP, GT, MKY	WB, ELISA, IHC	ENZ	BML-PW8805-0500	500µg	¥ 64,000	冷
Anti SAE 1	RAB	HU, MS	WB, IHC, IF	ORG	TA308733	100µl	¥ 82,000	凍
Anti SENP 1	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10330	100µg	¥ 63,000	冷
Anti SENP 2	RAB	HU	WB, IHC	ORG	TA308765	100µl	¥ 82,000	凍
Anti SENP 2	RAB	HU, MS	WB	ENZ	ALX-210-863-R200	200µl	¥ 37,000	凍
Anti SENP 2	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10332	100µg	¥ 63,000	冷
Anti SENP 3	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10335	100µg	¥ 63,000	冷
Anti SENP 5	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10336	100µg	¥ 63,000	冷
Anti SENP 7	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10341	100µg	¥ 57,000	冷
Anti SUMO	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	ORG	TA306365	100µg	¥ 82,000	凍
Anti SUMO	MS (4F2.F5.G2)	YST	WB, IHC, ELISA	RKL	200-301-428	100µg	¥ 55,000	凍
Anti SUMO 1	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC, IC, FC, IP	ABG	AJ1746A	100µl	¥ 66,000	凍
Anti SUMO 1	RAT (4D12)	HU, MS, RAT, MKY	WB, IC, IHC(f)	CAC	CE-041A	100µl	¥ 58,000	凍
Anti SUMO 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10329-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti SUMO 1	GT	HU, MS	WB	RSD	AF3289	100µg	¥ 74,000	凍
Anti SUMO 1	MS (D-11)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-5308	200µg	¥ 51,000	冷
Anti SUMO 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	SCP	S293-63R	100µg	¥ 53,000	凍
Anti SUMO 1	RAB	HU, RAT, MS	WB, IHC(f)	SRT	AHP1184	0.1mg	¥ 64,400	冷
Anti SUMO 2	SHP	HU	WB, IC, IP	ENZ	BML-PW0510-0100	100µl	¥ 59,000	凍
Anti SUMO 2	MS (973CT8.1.1)	HU, RAT	WB	ORG	TA324892	400µl	¥ 82,000	凍
Anti SUMO 2/3	RAB	HU, MS	WB, IHC	ABG	AP1224A	400µl	¥ 42,000	凍
Anti SUMO 2/3	RAT (3H12)	HU, MS, RAT, MKY	WB, IC, IHC(f)	CAC	CE-042A	100µl	¥ 58,000	凍
Anti SUMO 2/3	RAB Mono (EPR4602)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IC	ORG	TA307648	100µl	¥ 82,000	凍
Anti SUMO 2/3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	11251-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti SUMO 2/3	RAB (FL-103)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-32873	200µg	¥ 51,000	冷
Anti SUMO 2/3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	SCP	S294-63BR	100µg	¥ 53,000	凍
Anti SUMO 2/3/4	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC	ORG	TA322452	100µl	¥ 82,000	凍
Anti SUMO 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	ORG	TA318434	50µg	¥ 95,000	凍
Anti SUMO 3	RAB	HU	WB, ELISA, IF	RKL	200-401-491	500µg	¥ 55,000	冷
Anti SUMO 3	GT (M-20)	MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-26973	200µg	¥ 51,000	冷
Anti SUMO 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	SCP	S295-63R	100µg	¥ 53,000	凍
Anti SUMO 4	RAB	HU	WB, IHC	ABG	AP1263B	400µl	¥ 42,000	凍
Anti SUMO 4	RAB (Z-22)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-130885	100µg	¥ 51,000	冷
Anti SUMO 4	RAB (EPR7163)	HU, MS, RAT	WB, IF, IC, FC, IP	ORG	TA311081	100µl	¥ 82,000	凍
Anti SUMO Activating Enzyme E1	RAB	HU	WB, ELISA, IF	RKL	200-401-913	500µg	¥ 55,000	凍
Anti SUMO Activating Enzyme E1, phospho Ser185	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CAN	ELISA, WB	RKL	600-401-B24	100µg	¥ 55,000	凍
Anti UBA 5	RAB	HU, MS	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	12093-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBA 6	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	13211-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBAP 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	12385-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBC	RAB	HU, MS, RAT	ELISA	PGI	10457-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBC 13	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10243-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBC 9	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10070-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBC 9	RAB	HU, MS	WB, IHC, ELISA	PGI	51018-2-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti UBC 9	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10070-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

注目商品特集	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
増殖シグナル・ 抑制シグナル	Anti UBCH7	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IF, IP	BET	A300-737A	0.1mg	¥ 56,000	冷
	Anti UBE1L	RAB	HU	WB, IHC, ELISA	PGI	15818-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
GTP結合 タンパク質解析	Anti UBE2B	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10733-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti UBE2C	MS (9D3)	HU	WB, IHC(p), ELISA, IF	ABV	H00011065-M01	100µg	¥ 47,000	凍
Rhoキナーゼ解析	Anti UBE2C	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	12134-2-AP	150µl	¥ 68,000	凍
mTORシグナル解析	Anti UBE2D1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	11373-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti UBE2D4	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	15475-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Akt/PKB シグナル解析	Anti UBE2E2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	11844-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti UBE2F	RAB (C-23)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-130284	100µg	¥ 51,000	冷
Wntシグナル解析	Anti UBE2F	RAB (I-12)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-137891	100µg	¥ 51,000	冷
AP-1/c-Jun解析	Anti UBE2G2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10722-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
各種キナーゼ解析	Anti UBE2L3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	14415-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
p53シグナル解析	Anti UBE2L6	RAB	HU	WB, ELISA	PGI	17278-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
カルシウム シグナリング	Anti UBE2O	RAB	HU	WB, ELISA	PGI	15812-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti UBE2S	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	14115-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
高品質キナーゼ	Anti UBE2U	RAB	HU	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	17323-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti UBE3A	MS	HU, MS	WB, IHC(p), ELISA	PGI	60038-1-IG	150µl	¥ 68,000	凍
リン酸化検出	Anti Ubiquitin	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IHC	ABG	AJ1807A	100µl	¥ 66,000	凍
転写因子の解析	Anti Ubiquitin	RAB	*1	WB, IHC(p), IC	ENZ	ADI-SPA-200-F	200µg	¥ 59,000	凍
	Anti Ubiquitin	RAB Mono (EP296YT)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p)	ORG	TA303818	100µl	¥ 82,000	凍
関連抗体 & マイクロアレイ	Anti Ubiquitin	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10201-2-AP	150µl	¥ 68,000	凍
アポトーシス & オートファジー	Anti Ubiquitin	MS (6C11-B3)	HU, MS, RAT, BOV	WB, ELISA	RKL	200-301-G62	200µg	¥ 65,000	凍
	Anti Ubiquitin	RAB (FL-76)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-9133	200µg	¥ 51,000	冷
アポトーシス初期	Anti Ubiquitin	MS (P4D1)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, FC, IP	SCB	SC-8017	200µg	¥ 51,000	冷
アポトーシス後期	Anti Ubiquitin +1	RAB	HU	WB	RSD	AF703	100µg	¥ 50,000	凍
インター カラーティング 色素検出	Anti Ubiquitin +1	MS (83456)	HU	WB, ELISA	RSD	MAB7031	500µg	¥ 61,000	凍
	Anti Ubiquitin B	RAB	MAM	ELISA	ABP	ABP-PAB-10328	100µg	¥ 63,000	冷
オートファジー	Anti Ubiquitin C	RAB	HU	WB, IHC(p), ELISA, IF	ORG	TA317483	50µg	¥ 95,000	凍
関連キナーゼ	Anti Ubiquitin Activating Enzyme E1	RAB	HU	WB, ELISA, IHC	ORG	TA319259	500µg	¥ 82,000	凍
関連抗体	Anti Ubiquitin Conjugating Enzyme E2 J1	RAB	HU	WB, ELISA, IP	RKL	600-401-991	100µg	¥ 55,000	凍
エビジェネティクス	Anti Ubiquitin Conjugating Enzyme E2 J2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	ORG	TA319512	100µg	¥ 82,000	凍
メチル化DNA 解析ツール	Anti Ubiquitin Hydrolase	MS (BH7)	HU, RAT, BOV	WB, ELISA	RKL	200-901-E52	100µl	¥ 65,000	
	Anti Ubiquitin Protein Conjugates	RAB	HU, MS, RAT, POR, CAN, SHP, GT, MKY	WB, IHC(p)	ENZ	BML- UG951-10100	100µl	¥ 57,000	冷
ヒストン 解析ツール	Anti UBTD2	GT (V-13)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-107125	200µg	¥ 51,000	冷
	Anti UCH-L1	MS (671108)	HU	WB, IHC(p), IP	RSD	MAB6007	100µg	¥ 50,000	凍
ChIPアッセイ	Anti UCH-L1	MS (31A3)	HU, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-58595	100µg	¥ 51,000	冷
	Anti UCHL3	RAB	HU		ABP	ABP-PAB-31068	50µg	¥ 93,000	冷
クロマチン研究用抗体	Anti UCH-L5	RAB (H-110)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-98673	200µg	¥ 51,000	冷
ヒストン解析抗体	Anti USP 1	RAB	YST	WB, ELISA, IF	RKL	200-401-492	500µg	¥ 55,000	冷
	Anti USP 11	RAB	HU	WB, IHC, ELISA	PGI	10244-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
メチル化DNA 解析抗体 & 阻害剤	Anti USP 13	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA, IP	PGI	16840-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti USP 13	RAB	HU	WB, IHC(p), IF, IP	BET	A302-762A	0.1mg	¥ 56,000	冷
関連酵素抗体 & 阻害剤	Anti USP 15	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	14354-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
	Anti USP 16	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	14055-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
シグナル研究 汎用品	Anti USP 20 / VDU2	RAB	HU	WB, IP	BET	A301-189A	0.1mg	¥ 56,000	冷
	Anti USP 35	RAB	HU	WB, IP	BET	A302-290A	0.1mg	¥ 56,000	冷
タンパク質の抽出	Anti USP 4	RAB	HU		ABP	ABP-PAB-31070	50µg	¥ 93,000	冷
	Anti USP 48	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	12076-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
タンパク質の 精製・濃縮	Anti USP 6	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-11313	100µg	¥ 41,000	冷

*1 HU, MS, RAT, BOV, RAB, POR, CHK, CAN, SHP, MKY, GP, HAM, DRO, Fish, XEN
略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

メチル化ヒストン解析抗体

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Arnt 1	MS (H-10)	HU, MS	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-55526	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Arnt 1	RAB (H-172)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-5580	200µg	¥ 51,000	冷
Anti CARM 1	MS (D-6)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-390656	200µg	¥ 51,000	冷
Anti CARM 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	ORG	TA319822	100µg	¥ 82,000	凍
Anti CARM 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	55246-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti CARM 1	RAB (H-140)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-33176	200µg	¥ 51,000	冷
Anti CARM 1, phospho Ser228	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF	ABV	PAB25896	100µg	¥ 53,000	凍
Anti demethylated-PP2A-C	MS (4B7)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-13601	100µg	¥ 51,000	冷
Anti EED	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	16818-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti EED	RAB (H-300)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-28701	200µg	¥ 51,000	冷
Anti EED	SHP	HU, MS	WB, ELISA	RSD	AF5827	100µg	¥ 74,000	凍
Anti EHMT 1	RAB	HU	WB, ELISA	ORG	TA302192	100µg	¥ 82,000	凍
Anti EHMT 1	RAB (T-22)	HU	WB, ELISA, IP	SCB	SC-130747	100µg	¥ 51,000	冷
Anti EZH 1	RAB	HU, MS	WB	RKL	200-401-H75	100µg	¥ 66,000	凍
Anti EZH 1/2	RAB Mono (EP1408Y)	HU	WB, FC, IC, IP	ORG	TA307293	100µl	¥ 82,000	凍
Anti EZH 2, TrueMAB™	MS (2B10)	HU	WB, IHC	ORG	TA802907	100µl	¥ 82,000	凍
Anti EZH 2	RAB	HU, MS	WB, ELISA	PGI	21800-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti EZH 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IF, IC	SCP	E96-363R	100µg	¥ 53,000	凍
Anti EZH 2	RAB	HU, MS	WB, IHC(p)	LFR	LF-PA44106	50µg	¥ 70,000	凍
Anti EZH 2, GAT™	RAB	HU	WB, IHC(p), ELISA, IHC	ORG	TA590182	100µg	¥ 82,000	凍
Anti EZH 2, phospho Ser21	RAB	HU, MS	IHC(p), IF	BET	IHC-00388	0.1ml	¥ 77,000	冷
Anti EZH 2, phospho Thr487	RAB Mono (EPR1410)	HU, MS, RAT	WB, IHC, IP, IP	ORG	TA307294	100µl	¥ 82,000	凍
Anti G3BP1	MS (TT-Y)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-81940	100µg	¥ 58,000	冷
Anti G3BP1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA, IP	PGI	13057-2-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti G3BP1	RAB	HU	WB, IHC	ORG	TA310053	100µg	¥ 82,000	凍
Anti G3BP1	RAB (H-94)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-98561	200µg	¥ 51,000	冷
Anti G3BP1, phospho Ser232	RAB	HU	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-101684	100µg	¥ 51,000	冷
Anti G9a	RAB Mono (EPR4018)	HU	WB, IHC, IHC(p)	ORG	TA307041	100µl	¥ 82,000	凍
Anti G9a	RAB (H-219)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-366041	200µg	¥ 51,000	冷
Anti G9a	GT (C-15)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-22879	200µg	¥ 51,000	冷
Anti PP2A	MS (234529)	HU, MS, RAT	WB	RSD	MAB1653	100µg	¥ 50,000	凍
Anti PP2A	RAB	HU, MS, RAT	WB	RSD	AF1653	50µg	¥ 50,000	凍
Anti PP2A α	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA	ASY	B0555	100µg	¥ 43,000	凍
Anti PP2A α/β	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	APB	Y058100	100µl	¥ 19,000	凍
Anti PP2A-α, phospho Tyr307	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	ASY	A0555	50µg	¥ 31,000	凍
Anti PP2A-α, phospho Tyr307	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC, IF	ASY	A0555	100µg	¥ 43,000	凍
Anti PP2A-A/PR65 α	MS (4C10)	HU, MS	WB	ENZ	ALX-804-636-C050	50µg	¥ 34,000	凍
Anti PP2A-Aα	RAT Mono (6F9)	HU, MS, RAT, POR	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-56953	200µg	¥ 51,000	冷
Anti PP2A-Aα/β	RAB (H-300)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-15355	200µg	¥ 51,000	冷
Anti PP2A-B55	RAB (H-300)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-33191	200µg	¥ 51,000	冷
Anti PP2A-B55-α	MS (2G9)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), IF, IP	SCB	SC-81606	200µg	¥ 51,000	冷
Anti PP2A-B55-γ	MS (OS-5)	HU	WB, ELISA, IP	SCB	SC-100417	100µg	¥ 58,000	冷
Anti PP2A-B56-α	MS (F-10)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-271151	200µg	¥ 51,000	冷
Anti PP2A-B56-β	GT (C-19)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-61117	200µg	¥ 51,000	冷

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体&
マイクロアレイ

アポトーシス& オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体&阻害剤

関連酵素抗体
&阻害剤

シグナル研究 汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

注目商品特集	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
増殖シグナル・抑制シグナル	Anti PP2A-B56-γ	RAB (H-40)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-67038	200μg	¥ 51,000	冷
GTP結合	Anti PP2A-B56-δ	RAB (H-73)	HU, MS	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-98635	200μg	¥ 51,000	冷
タンパク質解析	Anti PP2A-B72/B130	GT (C-20)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-61115	200μg	¥ 51,000	冷
Rhoキナーゼ解析	Anti PP2A-B/PR55α	MS (2G9)	HU, MS, RAT	WB	ENZ	ALX-804-569-C100	100μg	¥ 41,000	凍
mTORシグナル解析	Anti PP2A-Cα	RAB (N-25)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-130237	100μg	¥ 51,000	冷
Akt/PKBシグナル解析	Anti PP2A-Cα/β	RAB (FL-309)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-14020	200μg	¥ 51,000	冷
Wntシグナル解析	Anti PP2A-Cα/β	MS (G-4)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-166034	200μg	¥ 51,000	冷
AP-1/c-Jun解析	Anti PP2A-Cα/β, phospho Tyr307	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-12615-R	200μg	¥ 51,000	冷
各種キナーゼ解析	Anti PRDM 2	MS (20G6)	HU, MS, RAT	WB, IP	LFR	LF-MA0220	100μl	¥ 50,000	凍
p53シグナル解析	Anti PRDM 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA, IC, IP	ABV	PAB2383	400μl	¥ 47,000	凍
カルシウムシグナリング	Anti PRDM 9	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00007799-A01	50μl	¥ 32,000	凍
高品質キナーゼ	Anti PRMT 1	MS (B-2)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-166963	200μg	¥ 51,000	冷
リン酸化検出	Anti PRMT 1	RAB	HU, MS, RAT	IHC, ELISA	PGI	11279-1-AP	150μl	¥ 68,000	凍
転写因子の解析	Anti PRMT 1	RAB Mono (EPR3292)	HU, MS	WB, IHC, IHC(p)	ORG	TA306980	100μl	¥ 82,000	凍
関連抗体 & マイクロアレイ	Anti PRMT 1	GT (G-12)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-109857	200μg	¥ 51,000	冷
アポトーシス & オートファジー	Anti PRMT 2, TrueMAB™	MS (E-12)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-390089	200μg	¥ 51,000	冷
アポトーシス初期	Anti PRMT 2	RAB	HU	WB	CAC	CNP-PRMT2-027	100μl	¥ 40,000	凍
アポトーシス中期	Anti PRMT 2	GT (D-18)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-243863	200μg	¥ 51,000	冷
アポトーシス後期	Anti PRMT 3	MS (1A3)		WB, IHC	ORG	TA503641	100μl	¥ 82,000	凍
インターカレティング色素検出	Anti PRMT 3	MS (PRMT3-367)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), IF	SCB	SC-59649	100μg	¥ 51,000	冷
オートファジー	Anti PRMT 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	17628-1-AP	150μl	¥ 68,000	凍
オートファジー	Anti PRMT 5	MS (A-11)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-376937	200μg	¥ 51,000	冷
関連キナーゼ	Anti PRMT 5	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	18436-1-AP	150μl	¥ 68,000	凍
関連抗体	Anti PRMT 5	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	ASY	R12-2321	50μg	¥ 31,000	凍
関連抗体	Anti PRMT 7	MS (D-5)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-271744	200μg	¥ 51,000	冷
エビジェネティクス	Anti PRMT 7	RAB	HU	WB, IP	CAC	CNP-PRMT7-093	100μl	¥ 40,000	凍
メチル化DNA解析ツール	Anti SUV39H 1	MS (44.1)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-23961	200μg	¥ 51,000	冷
メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤	Anti SUV39H1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10574-1-AP	150μl	¥ 68,000	凍
関連酵素抗体 & 阻害剤	Anti SUV39H1	RAB (T-21)	HU	WB, ELISA, IP	SCB	SC-130853	100μg	¥ 51,000	冷
シグナル研究汎用品	Anti SUV39H1	RAB (EPR4960(2))	HU	WB, IHC, FC, IC, IP	ORG	TA310888	100μl	¥ 82,000	凍
タンパク質の抽出	Anti SUZ 12, GAT™	MS (D-10)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-271325	200μg	¥ 51,000	冷
タンパク質の精製・濃縮	Anti SUZ 12	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	20366-1-AP	150μl	¥ 68,000	凍
タンパク質の検出・定量	Anti SUZ 12	RAB (H-55)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25366	200μg	¥ 51,000	冷
技術情報	Anti SUZ 12, GAT™	RAB	HU	WB, ELISA	ORG	TA590516	50μg	¥ 82,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

- ChIPアッセイ
- クロマチン研究用抗体
- ヒストン解析抗体
- メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤
- 関連酵素抗体 & 阻害剤
- シグナル研究汎用品
- タンパク質の抽出
- タンパク質の精製・濃縮
- タンパク質の検出・定量
- 技術情報

好評配布中!

コスモ・バイオニュース

ウェブサイトから定期送付の登録【無料】ができます!

www.cosmobio.co.jp

毎号、特集として様々な研究の中から旬な話題をピックアップ。新商品の紹介や、キャンペーン・学会などの情報も掲載しています。
 【隔月発行(奇数月) 36ページ 無料】



エピジェネティクス

関連抗体&各種阻害剤

リン酸化ヒストンH3 (PHH3) 抗体

免疫組織染色研究に

背景

免疫組織化学による研究結果から、セリン10あるいはセリン28がリン酸化された時のみ、抗PHH3抗体がコアタンパクヒストンH2を特異的に検出することがわかっています。また、アポトーシスの最中では、ヒストンH3のリン酸化が生じないという研究結果もあることから、PHH3はアポトーシス体と核破砕物から有糸分裂を分離する際のマーカーとして有用であると考えられています。特にCNS、皮膚、Gyn、Soft tissue、GISTにおける腫瘍悪性度を示す臨床ツールとして大変有用です。




図1 染色データ

[メーカー：CMC Cell Marque Corporation]

品名	免疫動物	交差性	適用	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Phosphohistone H3	Rabbit	Human	IHC(p), IHC(f)	369A-14	0.1 ml	¥ 21,000	冷蔵
Anti Phosphohistone H3	Rabbit	Human	IHC(p), IHC(f)	369A-15	0.5 ml	¥ 44,000	冷蔵
Anti Phosphohistone H3	Rabbit	Human	IHC(p), IHC(f)	369A-16	1 ml	¥ 57,000	冷蔵
Anti Phosphohistone H3	Rabbit	Human	IHC(p), IHC(f)	369A-17*	1 ml	¥ 17,000	冷蔵
Anti Phosphohistone H3	Rabbit	Human	IHC(p), IHC(f)	369A-18*	7 ml	¥ 38,000	冷蔵

* Predilute, Ready-to-Use

エピジェネティクス

関連抗体&各種阻害剤

メチル化DNA解析抗体リスト

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti 5-Methylcytosine	MS (10G4)	HU, MS, RAT, POR, CAN, SHP, GT, MKY	IB, ELISA, IP	ENZ	ADI-905-903-0050	50µg	¥ 36,000	凍
Anti DNA Methyltransferase 1	GT	HU, MS, RAT, BOV, POR, CAN	WB, ELISA	SRT	AHP1675	0.1 mg	¥ 82,200	凍
Anti Dnmt 1	MS	HU, MS	WB, IHC	RKL	200-301-H69	100µg	¥ 66,000	凍
Anti Dnmt 1	MS (60B1220.1)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), IC, IP	ENZ	ALX-804-369-C100	100µg	¥ 54,000	凍
Anti Dnmt 1	RAB (1-248)	MS, HU	WB, IF, IP	BAM	70-201	50µg	¥ 35,000	凍
Anti Dnmt 1	RAB (H-300)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-20701	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti Dnmt 1, phospho Ser154	RAB	HU	ELISA, Dot Blot	ABV	PAB4924	400µl	¥ 52,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Ser714	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130595	100µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti Dnmt 1, phospho Tyr399	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130596	100µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti Dnmt 1, phospho Tyr405	RAB	HU, MS	ELISA, Dot Blot	ABV	PAB1661	100µg	¥ 52,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Tyr969	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130597	100µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti Dnmt2	RAB (H-271)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-20702	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti DNMT3A	MS	HU	WB, IF	RKL	200-301-H70	100µg	¥ 66,000	凍
Anti DNMT3A	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF, ELISA	PGI	20954-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti DNMT3A	RAB	HU, MS, RAT	IHC, ELISA	PGI	19366-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti DNMT3A	RAB	HU	WB, ELISA, IP	ABV	PAB14131	50µg	¥ 66,000	凍
Anti Kaiso	MS (12H)	HU, MS, RAT, CAN, HAM, AV	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-23930	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti Kaiso	RAB (10009)	HU	WB, IP	BET	A303-558A	0.1 mg	¥ 56,000	冷蔵
Anti Kaiso	RAB (H-154)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-98589	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti Kaiso (ZBTB33)	RAB (EPR4668)	HU, MS, RAT	WB, IHC	ORG	TA311110	100µl	¥ 82,000	凍
Anti MBD2	RAB Mono (EPR3519)	HU	WB, IHC, IC, IC	ORG	TA307331	100µl	¥ 82,000	凍
Anti MBD2	RAB	HU	WB, ELISA	PGI	55200-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti MBD2	RAB (H-70)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA, IP	SCB	SC-10752	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti MBD2/3	MS (D-7)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-271562	200µg	¥ 51,000	冷蔵

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合

タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKBシグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウムシグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体&マイクロアレイ

アポトーシス&オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インターカラーティング色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA解析ツール

ヒストン解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA解析抗体&阻害剤

関連酵素抗体&阻害剤

シグナル研究汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の精製・濃縮

タンパク質の検出・定量

技術情報

注目商品特集	品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
増殖シグナル・ 抑制シグナル	Anti MECP2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10861-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
	Anti MECP2	RAB (H-300)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-20700	200 μ g	¥ 51,000	冷
GTP結合 タンパク質解析	Anti MeCP2, phospho Ser80	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC	RKL	100-401-D71	100 μ l	¥ 65,000	
Rhoキナーゼ解析	Anti MECP2, phospho Ser292	RAB	HU	IHC	ABG	AP3157A	400 μ l	¥ 42,000	凍
mTORシグナル解析	Anti Methyl CpG binding protein 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC	CSB	CSB-PA013638GA01HU	50 μ l	¥ 71,000	凍
Akt/PKB シグナル解析	Anti Methyl CpG binding protein 2	RAB	HU	WB, ELISA	CSB	CSB-PA013531GA01HU	50 μ l	¥ 71,000	凍

略号につきましては、本ハンドブックの最後をご参照下さい。

エピジェネティクス

関連抗体&各種阻害剤

ヒストンアセチル基転移酵素 (HAT) 抗体

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti ACTR 1	MS (C-5)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-374523	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 1	RAB (H-170)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25449	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 1A	MS (Y0311)	HU	WB, IHC(f), IF	SCB	SC-73676	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 1A	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	ORG	TA321723	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti ACTR 1B	RAB	HU, MS, RAT	WB	ORG	TA310037	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti ACTR 1B	RAB (H-75)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25450	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 1B	RAT Mono (J07F)	MS	WB, IP	SCB	SC-73678	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 1B	GT (I-15)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-31297	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 1C	RAB	HU, MS, RAT	ELISA, IHC, IF	ORG	TA316098	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti ACTR 1C	RAB (A-1)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB101447	100 μ g	¥ 49,000	凍
Anti ACTR 1C	MS (A-1)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-374538	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 2	MS (1B10-C4)	HU	WB, ELISA, IHC	ABG	AT1034A	0.1mg	¥ 66,000	凍
Anti ACTR 2	MS (149/1)	HU	WB, IP	SCB	SC-57022	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 2	RAB (H-65)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25451	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 2A	RAB (A-24)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-130679	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 2B	MS (9D10)	HU	WB, ELISA, IP	SCB	SC-134245	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 2B	RAB (H-70)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-25453	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 2B	GT (N-16)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-5665	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	ABV	PAB17591	100 μ g	¥ 47,000	凍
Anti ACTR 3B	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	17022-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti ACTR 5	RAB (G-20)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-85261	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti ACTR 6	RAB	HU	WB, IHC(p)	ABV	PAB23309	100 μ l	¥ 80,000	凍
Anti ACTR 10	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	20101-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti ALK7 / ACVR1C, IHC-plus	RAB	HU, MS, RAT	WB, WB, IHC(p)	LSP	LS-B3109-50	50 μ g	¥ 62,000	冷
Anti GCN 5	RAB	HU, MS	WB	BLD	607202	200 μ l	¥ 45,000	凍
Anti GCN 5	MS (A-11)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-365321	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti GCN 5	RAB	HU	WB, ELISA	PGI	14983-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti GCN 5	RAB (H-75)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-20698	200 μ g	¥ 51,000	冷

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti GCN 5	RAB (H-75)	HU, MS, RAT	GSA, ChIP	SCB	SC-20698 X	200µg	¥ 51,000	冷
Anti GCN 5	RAB (y-300)	YST	WB, IP	SCB	SC-9078	200µg	¥ 51,000	冷
Anti GCN 5	GT (yE-19)	YST	WB	SCB	SC-6304	200µg	¥ 51,000	冷
Anti MOF	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	13842-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti MOF / MYST1	RAB	HU	WB	BET	A300-994A	0.1 mg	¥ 56,000	冷
Anti MOF / MYST1	RAB	HU	WB, IHC(p), IF, IP, PLA	BET	A300-992A	0.1 mg	¥ 56,000	冷
Anti MOF / MYST1	RAB	HU	IHC(p), IF	BET	IHC-00497	0.1 ml	¥ 72,000	冷
Anti MYST 1	MS	HU	WB	ABV	H00084148-B02P	50µg	¥ 47,000	凍
Anti MYST 1	RAB	HU, MS, RAT	ELISA, IHC	ORG	TA315899	100µl	¥ 82,000	凍
Anti MYST 2	RAB	HU	WB	ABV	H00011143-DO1P	100µg	¥ 53,000	凍
Anti MYST 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	13751-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti MYST 3	MS (4D8)	HU	WB, IHC(p), ELISA	ABV	H00007994-M07	100µg	¥ 47,000	凍
Anti MYST 3	RAB	HU, MS, RAT	WB	ABV	PAB8745	100µg	¥ 47,000	凍
Anti MYST 3	RAB	HU	WB, IHC(f), ELISA, IHC	ORG	TA590843	100µg	¥ 82,000	凍
Anti MYST 3 / MOZ	GT	HU	IHC(p), ELISA	ORG	TA316938	50µg	¥ 95,000	凍
Anti MYST 4	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00023522-A01	50µl	¥ 32,000	凍
Anti MYST 4	RAB	MS	WB	PRX	MKA0383AF	50µg	¥ 50,000	凍
Anti p300/CBP	MS (SPM307)	HU, MS, RAT	IHC(p), IF, IP	AMX	500-6344	100µg	¥ 82,000	凍
Anti p300/CBP	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC	ORG	TA313820	100µl	¥ 82,000	凍
Anti p300/CBP	RAB	HU	IHC(p)	SBS	E14072	0.5ml	¥ 66,000	凍
Anti SRC	MS (4F1E8)	HU	WB, ELISA	ABG	A01164A	0.1 ml	¥ 81,000	凍
Anti SRC	RAB Mono	HU, RAT	WB, IHC, IC	ABG	AJ1735A	100µl	¥ 66,000	凍
Anti SRC	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC	APB	Y021168	100µl	¥ 19,000	凍
Anti SRC	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC	BWT	BS5536	100µl	¥ 39,000	凍
Anti SRC	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA, IP	PGI	11097-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti SRC, phospho Tyr215	RAB	HU	WB, ELISA	ABV	PAB0612	400µl	¥ 52,000	凍
Anti SRC, phospho Tyr418	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	ASY	A7219	100µg	¥ 43,000	凍
Anti SRC, phospho Tyr418	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC	BWT	BS4176	100µl	¥ 45,000	凍
Anti SRC, phospho Tyr419	RAB	HU	Dot Blot	ABG	AP3662A	400µl	¥ 42,000	凍
Anti SRC, phospho Tyr529	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC	APB	Y011153	100µl	¥ 24,000	凍
Anti SRC, phospho Tyr529	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IC, IP	ABG	AJ1735C	100µl	¥ 74,000	凍
Anti SRC 1	MS (1135/H4)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-32789	200µg	¥ 51,000	冷
Anti SRC 1	RAB	HU	WB, IP, PLA	BET	A300-343A	0.1 mg	¥ 56,000	冷
Anti SRC 1	RAB	HU, MS	WB, IHC, ELISA	PGI	51114-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti SRC 1	RAB (M-341)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8995	200µg	¥ 51,000	冷
Anti SRC 1	GT (C-20)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-6096	200µg	¥ 51,000	冷
Anti SRC 3 AbVantage™ Pack	RAB	HU	WB, IP, PLA	BET	A310-094A	1 pack	¥ 78,000	冷
Anti TAF 1	MS (1E11)	HU	WB, ELISA	ABG	AT4136A	0.1 mg	¥ 66,000	凍
Anti TAF 1	RAB	HU	WB, IP	BET	A303-504A	0.1 mg	¥ 56,000	冷
Anti TAF 1-Specific	RAB	HU, MS	WB, IHC, ELISA	PGI	20260-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍

■関連商品 HAT酵素、HAT基質、HAT活性化剤、HAT阻害剤

HAT関連酵素

品名	由来種 (詳細)	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
p300 (catalytic domain)	HU (Recombinant, <i>E.coli</i>)	BML-SE451-0100	100µg	¥ 67,000	凍
PCAF	MS (Recombinant, Sf21 insect cells)	ALX-201-281-C020	20µg	¥ 36,000	凍
pCAF	HU (Recombinant, <i>E.coli</i>)	BML-SE271-0050	50µg	¥ 67,000	凍
CREB binding protein	MS (Recombinant, Baculovirus)	ALX-201-279-C002	2µg	¥ 36,000	凍
CREB binding protein (catalytic domain)	HU (Recombinant, <i>E.coli</i>)	BML-SE452-0100	100µg	¥ 67,000	凍
GCN5	HU (Recombinant, <i>E.coli</i>)	BML-SE272-0050	50µg	¥ 67,000	凍
GCN5	HU (Recombinant, Sf21 insect cells)	ALX-201-280-C002	2µg	¥ 36,000	凍

HAT基質

品名/構造	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
p53 (368-386) Ac-His-Leu-Lys-Ser-Lys-Lys-Gly-Gln-Ser-Thr-Ser-Arg-His-Lys-Lys-Leu-Met-Phe-Lys-NH ₂	BML-P198-2500	2.5mg	¥ 29,000	凍
Histone H3 (5-23) amide Ac-Gln-Thr-Ala-Arg-Lys-Ser-Thr-Gly-Gly-Lys-Ala-Pro-Arg-Lys-Gln-Leu-Ala-Thr-Lys-NH ₂	BML-P271-0500	0.5mg	¥ 23,000	凍

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 &
マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ
クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体
& 阻害剤

シグナル研究 汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

注目商品特集

HAT活性化剤

[メーカー: ENZ Enzo Life Sciences, Inc.]

品名	CAS番号	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
CTPB	586976-24-1	ALX-420-033-M005	5mg	¥ 24,000	凍
CTPB	586976-24-1	ALX-420-033-M001	1mg	¥ 8,000	凍

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体&
マイクロアレイ

HAT関連阻害剤

[メーカー: ENZ Enzo Life Sciences, Inc.]

品名	CAS番号	由来	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Butyrolactone 3	778649-18-6	Synthetic	ALX-270-411-M005	5mg	¥ 40,000	凍
Anacardic Acid	16611-84-0		ALX-270-381-M025	25mg	¥ 28,000	冷
Anacardic Acid	16611-84-0		ALX-270-381-M005	5mg	¥ 7,000	冷
Garcinol	78824-30-3	Not Contain Recombinant	BML-GR343-0050	50mg	¥ 61,000	凍
Curcumin	458-37-7	Native	ALX-350-028-M250	250mg	¥ 50,000	室
Curcumin	458-37-7	Native	ALX-350-028-M050	50mg	¥ 14,000	室
Curcumin	458-37-7	Native	ALX-350-028-M010	10mg	¥ 5,000	室
Garcinol	78824-30-3		BML-GR343-0010	10mg	¥ 16,000	凍

エピジェネティクス
関連抗体&各種阻害剤

ヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC) 抗体 & Sirtuin抗体

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti AROS	RAB (AT135)	HU	WB	ENZ	ALX-210-961-C100	100µg	¥ 59,000	凍
Anti HDAC 1	MS	HU	WB, ELISA	PGI	66085-1-IG	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 1	MS (5A11)	HU	WB, ELISA, IHC, IF	ABG	AT2336A	0.1mg	¥ 66,000	凍
Anti HDAC 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA, IP	PGI	10197-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 1	RAB	HU	IP	CAC	CNP-HDAC1-490	100µl	¥ 40,000	凍
Anti HDAC 1	RAB (H-51)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-7872	200µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF, ELISA	PGI	16160-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 2	MS (B-2)	HU, MS	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-55541	200µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA, IP	PGI	12922-3-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF, ELISA	PGI	16152-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 2	RAB	HU, MS, RAT, CAN, HAM	WB, IHC, IC, IP	ENZ	BML-SA402-0100	100µg	¥ 82,000	凍
Anti HDAC 2, phospho Ser394	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF	ABG	AE1014B	0.1mg	¥ 66,000	凍
Anti HDAC 2, phospho Ser394	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, IF	ORG	TA310002	100µg	¥ 82,000	凍
Anti HDAC 2, phospho Ser394	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-135639	100µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 3	MS (B-12)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-17795	200µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	10255-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	16164-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 3	RAB (H-99)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-11417	200µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 4	MS	HU	WB, ELISA	PGI	60105-1-IG	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 4	MS (HDAC-144)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), IF, IP	SCB	SC-56686	100µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 4	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	17449-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 4	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	16165-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 4	RAB	HU, MS	WB	BLD	607702	200µl	¥ 45,000	凍
Anti HDAC 4, phospho Ser632	RAB	HU, MS, RAT	WB	ORG	TA310003	100µg	¥ 82,000	凍
Anti HDAC 4, phospho Ser632	RAB	HU, MS, RAT	WB, IP	SCB	SC-101691	100µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 4/5/7	RAB (H-273)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-11421	200µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 4/5/9, phospho Ser246/259/220	RAB	HU, MS	WB, IP	SCB	SC-135656	100µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 5	MS (B-11)	HU, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-133106	200µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 5	MS	HU	ELISA	PGI	60157-1-IG	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 5	RAB	HU	WB, IHC, ELISA	PGI	16166-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti HDAC 5, phospho Ser498	RAB	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IP	SCB	SC-101692	100µg	¥ 51,000	冷
Anti HDAC 5, phospho Ser498	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC	ORG	TA310004	100µg	¥ 82,000	凍
Anti HDAC 6	MS (100)	HU	WB, ELISA	ABV	H00010013-M01	100µg	¥ 47,000	凍

技術情報

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti HDAC 6	RAB (H-300)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-11420	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti HDAC 6	RAB	HU	WB, IHC, ELISA, IP	PGI	12834-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti HDAC 6	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	16167-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti HDAC 7	MS (A-7)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-74563	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti HDAC 7	RAB	HU	WB, IHC(p), IF	BET	A301-384A	0.1 mg	¥ 56,000	冷蔵
Anti HDAC 8	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	17548-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti HDAC 8	RAB (H-145)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-11405	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti HDAC 8, phospho Ser39	RAB	HU, MS, RAT	IHC(p), IHC(f), IF	SCB	SC-101693	100µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti HDAC 8, phospho Ser39	RAB	HU, MS, RAT	IHC	ORG	TA309982	100µg	¥ 82,000	凍結
Anti HDAC 9	RAB	HU	WB	CAC	CNP-HDAC9-532	100µl	¥ 40,000	凍結
Anti HDAC 9	GT (G-15)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-10408	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti HDAC 9	RAB (H-45)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-28732	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti HDAC 10	RAB	HU, MS	WB, IHC, ELISA	PGI	24913-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti HDAC 10	RAB	HU	WB, ELISA, IP	IMP	CN0840	100µg	¥ 53,000	凍結
Anti HDAC 10	MS (F-4)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-376121	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 1, phospho Ser27	RAB Mono (EP2850Y)	HU	WB, IP	ORG	TA303786	100µl	¥ 82,000	凍結
Anti Sir2/SIRT1, phospho Ser47	RAB Mono (EPR2849Y)	HU	WB, IHC, IC	ORG	TA303785	100µl	¥ 82,000	凍結
Anti Sir2/SIRT1, phospho Ser27	RAB Mono	HU	WB, IP	ABG	AJ1717C	100µl	¥ 74,000	凍結
Anti Sir2/SIRT1, phospho Ser47	RAB Mono	HU	WB, IHC, IC	ABG	AJ1717D	100µl	¥ 74,000	凍結
Anti SIRT 1	MS (7C2)	HU	WB, ELISA	ABV	H00023411-M03	100µg	¥ 47,000	凍結
Anti SIRT 1	MS	HU	WB, IHC, ELISA	PGI	60303-1-IG	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA, IP	PGI	13161-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-15404	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 2	MS (A-5)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-28298	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	15345-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	19655-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 2	GT	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-31912	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10099-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 3	MS (F-10)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-365175	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-99143	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 4	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-135053	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 4	GT	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-66268	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 5	MS (G-2)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-271635	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 5	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	15122-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 5	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-135054	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 6	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	13572-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti SIRT 7	MS (C-3)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-365344	200µg	¥ 51,000	冷蔵
Anti SIRT 7	RAB	HU	WB, IP	CAC	CNP-SIRT7-092	100µl	¥ 40,000	凍結
Anti SIRT 7	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	PGI	12994-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結
Anti TMEM161A	RAB	HU	WB, ELISA	PGI	24898-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍結

注目商品特集

増強シグナル・抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 &
マイクロアレイ

**アポトーシス &
オートファジー**

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体
& 阻害剤

**シグナル研究
汎用品**

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

■関連商品 HDAC阻害剤

品名	品番	包装	希望販売価格
Apicidin	BML-GR340-0005	5mg	¥ 48,000
BML-210*1	BML-GR330-0005	5mg	¥ 47,000
BML-266*2	BML-GR346-0050	5mg	¥ 65,000
Depudecin	BML-EI319-0100	100µg	¥ 14,000
HC Toxin	BML-GR320-0001	1mg	¥ 34,000
ITSA-1	BML-GR350-0100	100mg	¥ 36,000
M344	ALX-270-297-M005	5mg	¥ 72,000
MC 1293	ALX-270-344-M005	5mg	¥ 31,000
Nullscript	BML-GR327-0005	5mg	¥ 46,000
Oxamflatin	ALX-270-379-M005	5mg	¥ 52,000

[メーカー: ENZ Enzo Life Sciences, Inc.]

品名	品番	包装	希望販売価格
Phenylbutyrate sodium	BML-EI320-0001	1 g	¥ 11,000
Scriptaid	BML-GR326-0005	5mg	¥ 45,000
Sodium Butyrate	ALX-270-301-G001	1 g	¥ 24,000
Splitomicin	BML-GR331-0025	25mg	¥ 70,000
Suberoyl bis-hydroxamic acid	BML-GR323-0500	500mg	¥ 18,000
Trichostatin A	BML-GR309-0005	5mg	¥ 82,000
Valproic Acid, Sodium Salt	ALX-550-304-G005	5 g	¥ 5,000

*1 Novel HDAC inhibitor developed at Enzo Life Sciences. Inhibits HDAC activity in HeLa nuclear extracts (IC50 = 5-10 µ M).

*2 BML-266 is a structurally novel SIRT2 inhibitor (IC50 = 56.7 µ M).

エピジェネティクス

関連抗体&各種阻害剤

テロメララーゼ関連抗体

- 注目商品特集
- 増殖シグナル・抑制シグナル
- GTP結合タンパク質解析
- Rhoキナーゼ解析
- mTORシグナル解析
- Akt/PKBシグナル解析
- Wntシグナル解析
- AP-1/c-Jun解析
- 各種キナーゼ解析
- p53シグナル解析
- カルシウムシグナリング
- 高品質キナーゼ
- リン酸化検出
- 転写因子の解析
- 関連抗体&マイクロアレイ
- アポトーシス&オートファジー
- アポトーシス初期
- アポトーシス中期
- アポトーシス後期
- インターカレティング色素検出
- オートファジー
- 関連キナーゼ
- 関連抗体
- エピジェネティクス
- メチル化DNA解析ツール
- ヒストン解析ツール
- ChIPアッセイ
- クロマチン研究用抗体
- ヒストン解析抗体
- メチル化DNA解析抗体&阻害剤
- 関連酵素抗体&阻害剤
- シグナル研究汎用品
- タンパク質の抽出
- タンパク質の精製・濃縮
- タンパク質の検出・定量
- 技術情報

品名	免疫動物 (クローン)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti BRIT 1	MS (6F5)	HU	WB, ELISA	LFR	YF-MA19335	100µg	¥ 55,000	凍
Anti BRIT 1	MS Poly	HU	WB, ELISA	LFR	YF-PA26611	50µl	¥ 50,000	凍
Anti EST 1	GT	YST	WB	SCB	SC-12035	200µg	¥ 51,000	冷
Anti EST 1A	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-6527R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti hTERT	RAB Mono	HU	WB, FC	ABG	AJ1383A	100µl	¥ 66,000	凍
Anti p23	MS (JJ3)	HU, MS, RAB, CHK, GP	WB, IC, IP	ENZ	ALX-804-023-R100	100µl	¥ 93,000	凍
Anti p23	MS (JJ6)	HU, MS, RAB, CHK, GP	WB, ELISA	RKL	200-301-G25	100µg	¥ 65,000	凍
Anti p23	RAB	HU, MS, RAT, BOV, POR, CHK, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-1909R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti p23, phospho Ser113	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB7118	100µg	¥ 49,000	凍
Anti p23, phospho Ser113	RAB	HU, MS, RAT, BOV, POR, CHK	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-4020R	100µl	¥ 37,000	凍
Anti PARP 5	MS (19A449)	HU	WB	KAM	MC-293	100µg	¥ 103,000	
Anti PINX 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	12368-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti PINX 1	GT	HU, RAT, BOV, CAN, MKY, Gorilla	WB, WB	LSP	LS-C55286-100	100µg	¥ 77,000	凍
Anti PTGES 3	RAB Mono	HU, MS, RAT	WB, IC, IP	ABG	AJ1658A	100µl	¥ 66,000	凍
Anti PTGES 3	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF, ELISA	PGI	15216-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti PTGES 3, IHC-plus	RAB	HU, MS, RAT, BOV, RAB, POR, CAN, MKY, HAM, Bat, Gorilla, Orangutan	WB, WB, IHC(p)	LSP	LS-B6976-250	250µl	¥ 78,000	冷
Anti PTGES 3, IHC-plus	MS (JJ6)	HU, MS, RAB, POR, CHK, GP, YST	WB, WB, IHC(p), ELISA, IP	LSP	LS-B7448-50	50µg	¥ 78,000	冷
Anti SCYL 1	RAB	HU	WB, IHC	ABG	AP7215A	400µl	¥ 42,000	凍
Anti SMG 7	RAB	HU	WB, IHC	BWT	BS2112	100µl	¥ 39,000	凍
Anti TAB182	RAB	HU	WB, IP	BET	A301-437A	0.02mg	¥ 56,000	冷
Anti TAB182	GT	HU	ELISA	BRT	ORB18859	100µg	¥ 44,000	凍
Anti Tankyrase	MS	HU, MS	WB	RKL	200-301-I21	100µg	¥ 66,000	凍
Anti Tankyrase	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF, ELISA	PGI	18030-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Tankyrase	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CHK, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-9104R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti Tankyrase 1	MS (19A449)	HU, MS	WB	ENZ	ALX-804-234-C100	100µg	¥ 54,000	凍
Anti Tankyrase 1	RAB	HU	WB, IHC(p), IF, IP	BET	A302-399A	0.1 mg	¥ 56,000	冷
Anti Tankyrase 1	RAB (N-20)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-8708-R	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Tankyrase 1/2	MS (E-10)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-365897	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Tankyrase 1/2	RAB (H-350)	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-8337	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Tankyrase 2	RAB	HU, MS	WB, FC	ABG	AP5313B	400µl	¥ 42,000	凍
Anti Tankyrase 2	GT (S-17)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF	SCB	SC-22855	200µg	¥ 51,000	冷
Anti TCAB 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-8163R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti TEBP	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ELISA	ASY	B0583	100µg	¥ 43,000	凍
Anti TEBP, phospho Ser113	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA, IHC	ASY	A0583	100µg	¥ 43,000	凍
Anti Telomerase	RAB	HU	WB, ELISA	ALP	EST21-A	100µg	¥ 89,000	冷
Anti Telomerase	RAB	HU	WB, IHC(p), IP	LFR	LF-PA41131	50µg	¥ 70,000	凍
Anti Telomerase	RAB	HU	ELISA, IF	ORG	TA312511	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Telomerase Catalytic Subunit	RAB	HU	IHC, IB, IF, IP	APB	Y050419	100µg	¥ 84,000	凍
Anti Telomerase, phospho Ser227	RAB	HU	ELISA, IF	ASY	A1182	100µg	¥ 43,000	凍
Anti Telomerase, phospho Ser324	RAB	HU	WB, ELISA	ASY	A1183	50µg	¥ 31,000	凍
Anti Telomerase/Est2 (Ab#3)	RAB	HU, MS, RAT	IHC, IP, IHC	ALP	EST23-A	100µg	¥ 89,000	凍
Anti Telomerase/Est2 (Ab#4)	RAB	YST	IHC, IP, IHC	ALP	EST24-A	100µg	¥ 89,000	

品名	免疫動物 (クローン)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti TEP 1	MS	HU	WB, ELISA	ABV	H00007011-A01	50 μ l	¥ 32,000	凍
Anti TEP 1	RAB	HU, MS, RAT	IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-1908R	100 μ l	¥ 33,000	凍
Anti TEP 1	RAB	HU	WB, ELISA	RKL	600-401-A63	100 μ g	¥ 55,000	凍
Anti TEP 1	CHK	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-02284	100 μ g	¥ 41,000	冷
Anti TERF 1	RAB	HU	WB, IHC, ELISA	PGI	11899-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti TERF 1	RAB	HU, MS	WB, IHC(p)	ABV	PAB27143	100 μ l	¥ 53,000	凍
Anti TERF1/PIN2	GT	HU	WB, ELISA	ABG	AF2079A	0.1mg	¥ 66,000	凍
Anti TERF1/TRF1	MS (BED5)	HU	IHC(p), IHC(f), ELISA	LFR	LF-MA42308	50 μ g	¥ 70,000	凍
Anti TERT	RAB Mono (Y182)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), IF, IC, FC, IP	ORG	TA300468	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti TERT	RAB	HU	WB, IHC, ELISA, IF	RKL	600-401-252	100 μ g	¥ 55,000	凍
Anti TERT	RAB (H-231)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-7212	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti TERT, phospho Ser227	RAB	HU	ELISA, IC	LSP	LS-C199642-100	100 μ g	¥ 74,000	凍
Anti TERT, phospho Ser824	RAB	HU, MS, RAT	WB	BWT	AP0350	100 μ l	¥ 45,000	凍
Anti TERT, phospho Ser1125	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130608	100 μ g	¥ 51,000	冷
Anti TERT, phospho Tyr707	RAB	HU, MS	WB, IHC, IF, FC	ABG	AP1410E	400 μ l	¥ 42,000	凍
Anti TIN 2	RAB	HU	WB, IF, ELISA	PGI	11368-1-AP	150 μ l	¥ 68,000	凍
Anti TNKS1BP1	RAB	HU, MS	WB, ELISA	ASY	C14002	100 μ g	¥ 43,000	凍
Anti TNKS1BP1	RAB	HU	IHC(p)	ATL	HPA037929	100 μ l	¥ 58,000	凍
Anti TP1/TEP1, IHC-plus	RAB	HU, MS, RAT	WB, WB, IHC(p)	LSP	LS-B597-50	50 μ g	¥ 62,000	冷
Anti TP2	RAB	HU, MS, RAT	WB	FGD	70R-12207	100 μ g	¥ 76,000	凍
Anti TRBF1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB11511	100 μ g	¥ 49,000	凍
Anti TRBF1/TRF1	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-1151R	100 μ l	¥ 33,000	凍
Anti TRF 1	RAB	MS	WB	ALP	TRF12-S	100 μ l	¥ 74,000	凍
Anti TRF 1	MS (BED5)	HU	WB, IHC(p), IHC(f), ELISA	SRT	MCA2643	0.2mg	¥ 82,200	凍
Anti TRF 1	GT (C-19)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-1977	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti TRF 1	MS (G-7)	HU	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-271485	200 μ g	¥ 51,000	冷
Anti TRF 1	RAB (EPR6313)	HU, MS	WB, IC	ORG	TA311088	100 μ l	¥ 82,000	凍
Anti WDR79	RAB	HU	WB, IHC(p), IF, IP	BET	A301-442A	0.02mg	¥ 56,000	冷

■関連商品 テロメラーゼ阻害剤

品名	CAS番号	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
BPPA		SCB	SC-200885 SC-200885A	5mg 25mg	¥ 18,000 ¥ 71,000	凍 凍
(-)-Epigallocatechin gallate	989-51-5	ENZ	ALX-270-263-M010 ALX-270-263-M050	10mg 50mg	¥ 5,000 ¥ 11,000	冷 冷
Thielavin B	71950-67-9	ENZ	ALX-350-340-MC05	0.5mg	¥ 55,000	凍
Rubromycin- β	27267-70-5	ENZ	ALX-380-067-M001	1mg	¥ 31,000	凍
BIBR 1532	321674-73-1	SCB	SC-203843	10mg	¥ 33,000	室
		RSD	2981/10	10mg	¥ 50,000	室
		SEL	S1186	50mg	¥ 118,000	室
Costunolide	553-21-9	SCB	SC-203555	1mg	¥ 13,000	凍
		RSD	2483/1	1mg	¥ 18,000	凍
		SEL	S1319	5mg	¥ 18,000	凍
TMPyP4	36951-72-1	SCB	SC-204346	25mg	¥ 27,000	冷
TMPyP4 peptide	36951-72-1	RSD	4253/50	50mg	¥ 24,000	冷

好評配布中!

コスモ・バイオニュース

ウェブサイトから定期送付の登録【無料】ができます!

www.cosmobio.co.jp

毎号、特集として様々な研究の中から旬な話題をピックアップ。
新商品の紹介や、キャンペーン・学会などの情報も掲載しています。
[隔月発行 (奇数月) 36ページ 無料]




- 注目商品特集
- 増強シグナル・抑制シグナル
- GTP結合タンパク質解析
- Rhoキナーゼ解析
- mTORシグナル解析
- Akt/PKBシグナル解析
- Wntシグナル解析
- AP-1/c-Jun解析
- 各種キナーゼ解析
- p53シグナル解析
- カルシウムシグナリング
- 高品質キナーゼ
- リン酸化検出
- 転写因子の解析
- 関連抗体 & マイクロアレイ
- アポトーシス & オートファジー
- アポトーシス初期
- アポトーシス中期
- アポトーシス後期
- インターカラーティング色素検出
- オートファジー
- 関連キナーゼ
- 関連抗体
- エピジェネティクス
- メチル化DNA解析ツール
- ヒストン解析ツール
- ChIPアッセイ
- クロマチン研究用抗体
- ヒストン解析抗体
- メチル化DNA解析抗体 & 阻害剤
- 関連酵素抗体 & 阻害剤
- シグナル研究汎用品
- タンパク質の抽出
- タンパク質の精製・濃縮
- タンパク質の検出・定量
- 技術情報

注目商品特集

増殖シグナル・抑制シグナル

GTP結合

タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB

シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム

シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 & マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター

カラーティング

色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA

解析ツール

ヒストン

解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA

解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体 & 阻害剤

シグナル研究

汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の

精製・濃縮

タンパク質の

検出・定量

技術情報

エピジェネティクス

関連抗体 & 各種阻害剤

メチルトランスフェラーゼ関連抗体

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti ABH 8	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB100152	100µg	¥ 49,000	凍
Anti ABH 8	RAB	HU, MS, RAT, CHK, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-6510R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti DLP 1	RAB	HU, MS, RAT, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-4100R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti DMAP 1	MS (2G12)	HU	WB, IHC(p), ELISA	ABV	H00055929-M01	100µg	¥ 47,000	凍
Anti DMAP 1	MS (B-10)	HU, MS	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-373949	200µg	¥ 51,000	冷
Anti DMAP 1	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	PGI	10411-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti DMAP 1	RAB	HU, MS, RAT	WB	ABV	PAB8680	100µg	¥ 47,000	凍
Anti DNMT1L	RAB	HU, MS, RAT, CAN, EQ	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB5072	100µg	¥ 49,000	凍
Anti Dnmt 1	MS (60B1220,1)	HU, MS	WB, IHC(p), IHC(f), IC, IP	ENZ	ALX-804-369-C100	100µg	¥ 54,000	凍
Anti Dnmt 1	MS (H-12)	HU	*1	SCB	SC-271729	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 1	RAB Mono (EPR3521(2))	HU	WB, IHC(p), FC	ORG	TA307586	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Dnmt 1	RAB		WB, IF, IP, ChIP	BAM	70-203	50µg	¥ 39,000	凍
Anti Dnmt 1	RAB	MS, HU	WB, IF, IP	BAM	70-201	50µg	¥ 35,000	凍
Anti Dnmt 1	RAB	HU	WB, IF, ELISA, IP	PGI	24206-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Dnmt 1	RAB (H-300)	HU, MS, RAT	*1	SCB	SC-20701	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 1	GT (K-18)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-10221	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 1	GT	HU, MS, RAT, BOV, POR, CAN	WB, ELISA	SRT	AHP1675	0.1mg	¥ 82,200	凍
Anti Dnmt 1, phospho Ser153	RAB	HU, MS, BOV, POR, CAN, SHP	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB5077	100µg	¥ 49,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Ser154	RAB	HU, MS, BOV, POR, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-5294R	100µl	¥ 37,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Ser714	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130595	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 1, phospho Ser730	RAB	HU, MS, BOV, POR, CHK, SHP	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB5078	100µg	¥ 49,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Ser732	RAB	HU, MS, RAT, BOV, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-5295R	100µl	¥ 37,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Ser1105	RAB	HU	DB	ABG	AP3780A	400µl	¥ 42,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Tyr399	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130596	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 1, phospho Tyr405	RAB	HU, MS	ELISA, DB	ABV	PAB1661	100µg	¥ 52,000	凍
Anti Dnmt 1, phospho Tyr969	RAB	HU	WB, ELISA	SCB	SC-130597	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 1, phospho Tyr985	RAB	HU, POR, CHK, CAN	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB5080	100µg	¥ 49,000	凍
Anti Dnmt 2	RAB	HU, MS	WB, IHC	ABG	AP1061A	400µl	¥ 42,000	凍
Anti Dnmt 2	MS (1E12)	HU	WB, ELISA, IF	ABV	H00001787-M01	100µg	¥ 47,000	凍
Anti Dnmt 2	MS Poly	HU	WB	LFR	YF-PA11400	50µg	¥ 55,000	凍
Anti Dnmt 3a	MS (64B1446)	HU, MS	WB, IHC(p), ChIP, IC, IF	ABV	MAB0080	100µg	¥ 47,000	凍
Anti Dnmt 3a	RAB Mono (EPR2408)	HU	WB, IP	ORG	TA306992	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Dnmt 3a	RAB (H-295)	HU, MS, RAT	*1	SCB	SC-20703	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 3a	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10483	100µg	¥ 49,000	冷
Anti Dnmt 3a	RAB	HU, MS, RAT	WB, IF, ELISA	PGI	20954-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti Dnmt 3a	GT (P-16)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-10231	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 3a, phospho Thr2609	RAB	HU	WB, WB	LSP	LS-C34143-50	50µg	¥ 91,000	凍
Anti Dnmt 3b	RAB Mono (EPR3523)	HU, MS, RAT	WB, IF, IC	ORG	TA306991	100µl	¥ 82,000	凍
Anti Dnmt 3b	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ChIP	BAM	70-205	20µg	¥ 12,000	凍
Anti Dnmt 3b	RAB (H-230)	HU, MS, RAT	WB, IHC(f), ELISA, IF, IP	SCB	SC-20704	200µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 3b	RAB (Q-25)	HU	*1	SCB	SC-130740	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 3b	RAB	HU	ELISA	ABP	ABP-PAB-10484	100µg	¥ 49,000	冷
Anti Dnmt 3b	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC, ChIP	BAM	70-206	100µg	¥ 39,000	凍
Anti Dnmt 3b	MS (2280C3a)	HU, MS, RAT	WB, FC, IP	SCB	SC-81252	100µg	¥ 58,000	冷
Anti Dnmt 3b	MS (4H84)	HU, MS	WB, IHC(f), IF, IP	SCB	SC-70984	100µg	¥ 51,000	冷
Anti Dnmt 3b	MS (52A1018)	HU, MS	WB, IHC(f), IF, IP	SCB	SC-52922	100µg	¥ 51,000	冷

品名	免疫動物 (クローン、開発番号)	交差種	適用	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
Anti Dnmt 3L	MS (S117-9)	HU	WB, IC, IP	ABV	MAB7902	100µg	¥ 64,000	凍
Anti Dnmt 3L	RAB	HU	WB, IHC(p), ELISA	ABV	PAB2218	400µl	¥ 47,000	凍
Anti HEMK 2	MS (1C4)	HU	WB, ELISA	LFR	YF-MA18242	100µg	¥ 55,000	凍
Anti HemK methyltransferase family member 2	RAB	HU, MS, RAT	WB, ELISA	CSB	CSB-PA010286GA01HU	150µl	¥ 142,000	凍
Anti KMT 8	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA	BRT	ORB100130	100µg	¥ 49,000	凍
Anti KMT 8	RAB	HU, MS, RAT	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-6140R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti KMT8/Riz1/ Riz2	MS Poly	HU	WB, ELISA	LFR	YF-PA25008	50µl	¥ 50,000	凍
Anti LOC221143	MS Poly	HU	WB	LFR	YF-PA22744	50µl	¥ 55,000	凍
Anti Methylated- DNA-protein- cysteine methyltransferase	RAB	HU	WB, ELISA	CSB	CSB-PA11859AORB	100µg	¥ 43,000	凍
Anti MGMT	MS (MT 3.1)	HU	*2	SCB	SC-56157	200µg	¥ 51,000	冷
Anti MGMT	MS (SPM287)	HU	*2	SCB	SC-56432	200µg	¥ 51,000	冷
Anti MGMT	MS (E-6)	HU, MS, RAT	*1	SCB	SC-166491	200µg	¥ 51,000	冷
Anti MGMT	RAB	HU	WB, IHC, ELISA	PGI	17195-1-AP	150µl	¥ 68,000	凍
Anti MGMT	RAB (FL-207)	HU	*1	SCB	SC-28241	200µg	¥ 51,000	冷
Anti N6AMT 1	RAB	HU	WB	ABV	H00029104-D01P	100µg	¥ 53,000	凍
Anti N6AMT 1	RAB	HU, RAT, EQ	WB, WB	LSP	LS-C111069-50	50µg	¥ 96,000	冷
Anti N6AMT 2	RAB	HU	IHC(p)	ATL	HPA040417	100µl	¥ 58,000	凍
Anti N6AMT 2	RAB	HU	IHC(p)	ATL	HPA042543	100µl	¥ 58,000	凍
Anti O-6- methylguanine-DNA methyltransferase	RAB	HU	WB, IF, ELISA	ALP	MGMT11-S	100µl	¥ 74,000	凍
Anti O-6- methylguanine-DNA methyltransferase	RAB	HU	WB, ELISA, IHC	CSB	CSB-PA013788GA01HU	150µl	¥ 142,000	凍
Anti PRDM2	RAB	HU, MS, RAT, BOV, POR, CHK, CAN	WB, IHC(p), ELISA, IF	BSS	BS-6062R	100µl	¥ 33,000	凍
Anti TRDMT1 / Dnmt2	RAB	HU, POR, CAN, MKY, HAM, EQ	ELISA, ELISA	LSP	LS-C3324-100	100µg	¥ 70,000	冷
Anti TRDMT1 / Dnmt2, IHC-plus	MS (102B1259.2)	HU, MS	WB, WB, IHC(p)	LSP	LS-B2089-50	50µg	¥ 62,000	冷

*1=WB, IHC(p), IHC(f), ELISA, IF, IP

*2=WB, IHC(p), IHC(f), IF, FC, IP

■関連商品 DNAメチルトランスフェラーゼ阻害剤

品名	CAS番号	メーカー	品番	包装	希望販売価格	貯蔵
(-)-Epigallocatechin Gallate	989-51-5	ENZ	ALX-270-263-M050	50mg	¥ 11,000	冷
(-)-Epigallocatechin Gallate	989-51-5	SCB	SC-200802A	50mg	¥ 12,000	凍
(-)-Epigallocatechin Gallate	989-51-5	TRC	E588500	10 g	¥ 93,800	凍
(-)-Epigallocatechin Gallate	989-51-5	SEL	S2250	100mg	¥ 18,000	凍
(-)-Epigallocatechin Gallate	989-51-5	TRC	E588500	1 g	¥ 27,500	凍
(-)-Epigallocatechin Gallate	989-51-5	AGS	E-2002	50mg	¥ 13,000	冷
Epigallocatechin Gallate	989-51-5	LKT	E6234	100mg	¥ 13,000	冷
Epigallocatechin Gallate	989-51-5	LKT	E6234	25mg	¥ 4,500	冷
5-Aza-2'-Deoxycytidine	2353-33-5	TRC	A796950	25mg	¥ 44,000	凍
5-Aza-2'-Deoxycytidine	2353-33-5	ENZ	ALX-480-096-M005	5mg	¥ 43,000	冷
5-Aza-2'-Deoxycytidine	2353-33-5	SCB	SC-202424	25mg	¥ 47,000	冷
5-Aza-2'-Deoxycytidine (Decitabine)	2353-33-5	LKT	A9603	50mg	¥ 53,700	室
5-Aza-2'-Deoxycytidine (Decitabine)	2353-33-5	LKT	A9603	5mg	¥ 6,700	室
Decitabine	2353-33-5	RSD	2624/50	50mg	¥ 153,000	冷
Decitabine	2353-33-5	RSD	2624/10	10mg	¥ 36,000	冷
Decitabine	2353-33-5	SEL	S1200	100mg	¥ 143,000	凍
Decitabine	2353-33-5	SEL	S1200	25mg	¥ 43,000	凍
EGCG	989-51-5	RSD	4524/50	50mg	¥ 14,000	凍
Sinefungin	58944-73-3	ENZ	ALX-380-070-M005	5mg	¥ 50,000	凍
Sinefungin	58944-73-3	SCB	SC-203263	1mg	¥ 16,000	凍
Zebularine	3690-10-6	ENZ	BML-GR344-0010	10mg	¥ 19,000	凍
Zebularine	3690-10-6	RSD	2293/10	10mg	¥ 38,000	冷
Zebularine	3690-10-6	SCB	SC-203315	10mg	¥ 24,000	冷
Zebularine	3690-10-6	SEL	S7113	50mg	¥ 118,000	凍
Zebularine	3690-10-6	SEL	S7113	10mg	¥ 28,000	凍
Zebularine	3690-10-6	TRC	Z276000	10mg	¥ 28,000	凍

注目商品特集

増殖シグナル・ 抑制シグナル

GTP結合
タンパク質解析

Rhoキナーゼ解析

mTORシグナル解析

Akt/PKB
シグナル解析

Wntシグナル解析

AP-1/c-Jun解析

各種キナーゼ解析

p53シグナル解析

カルシウム
シグナリング

高品質キナーゼ

リン酸化検出

転写因子の解析

関連抗体 &
マイクロアレイ

アポトーシス & オートファジー

アポトーシス初期

アポトーシス中期

アポトーシス後期

インター
カラーティング
色素検出

オートファジー

関連キナーゼ

関連抗体

エピジェネティクス

メチル化DNA
解析ツール

ヒストン
解析ツール

ChIPアッセイ

クロマチン研究用抗体

ヒストン解析抗体

メチル化DNA
解析抗体 & 阻害剤

関連酵素抗体
& 阻害剤

シグナル研究 汎用品

タンパク質の抽出

タンパク質の
精製・濃縮

タンパク質の
検出・定量

技術情報

プロテオスタシス & エピジェネティクス



プロテオスタシス研究試薬

“プロテオスタシス”は細胞内プロテオームや生物自体の健康を維持するために細胞内タンパク質を制御するプロセスです。プロテオスタシス研究用にタンパク質合成から分解までの研究用試薬を取り揃えています。タンパク質合成/フォールディング(アグリソーム、アミロイドブラーク)、翻訳後修飾(スモ化、ユビキチン化)、分解(オートファジー、リソソーム分解、バイオプロセス)など。

エピジェネティクス研究試薬

遺伝子発現のエピジェネティックな調節は Proteostasis ネットワークの重要な要素です。Enzo Life Sciences 社では特に、この分野の解析ツールを開発製造しています。



エピジェネティクス研究の総合ツールとして各種キット・抗体を取り揃えています。

5-hmC DNA メチル化

5-hmC 検出キット

5-mC DNA メチル化

5-mC 検出キット

脱メチル化

LSD1 蛍光キット

アセチル化

HAT Activity キット

ユビキチン化

高濃度ユビキチン化
タンパク質分離用キット

リン酸化

リン酸特異性抗体

メチル化


Methyltransferase
Activity キット

脱アセチル化

HDAC Activity キット

SUMO 化

SUMO 化タンパク質
分離濃縮キット



セルベースアッセイ

細胞の生死、増殖、酸化ストレス、ADME/Toxなどをフローサイトメトリーや蛍光顕微鏡、プレートリーダーを用いて解析できる蛍光セルベースアッセイシリーズ、CELLestial[®]シリーズが好評です。

ゲノミクス

CGH (comparative genomic hybridization) アレイ用 DNA/RNA 標識技術に高い品質を誇っています。

生理活性物質

Screen-Well[®] 化合物ライブラリは、すぐにスクリーニングにお使いいただける商品です。FDA Approved Drug、天然物、オーファンリガンドなどの分野ごとのライブラリをラインアップしています。

イムノアッセイ

何百種類ものイムノアッセイと酵素活性アッセイキットも取扱っています。



Enzo Life Sciences 社のリーフレットやパンフレットを コスモ・バイオ HP にて無料配布しております。

下記のページより、各分野のキットや商品の詳細をご覧ください。

<http://www.cosmobio.co.jp>

メーカー名一覧表

メーカー略号	メーカー名	メーカー略号	メーカー名	メーカー略号	メーカー名
ABD	AAT Bioquest, Inc.	ECL	Echelon Biosciences Inc.	NOG	Norgen Biotek Corp.
ABG	ABGENT-a WuXi AppTec Company	ECY	EpiCypher, Inc.	NVX	Expedeon Protein Solutions
ABP	Allele Biotechnology and Pharmaceuticals, Inc.	ENZ	Enzo Life Sciences, Inc.	ORG	Origene Technologies, Inc.
ABV	Abnova (Taiwan) Corporation	EPT	EPITOMICS	PGL	Proteintech Group, Inc.
AGS	A.G. Scientific, Inc.	EY	EY Laboratories, Inc.	PGN	Progen Biotechnik GmbH
ALP	Alpha Diagnostic International, Inc.	FGD	Fitzgerald Industries International, Inc.	PPX	株式会社ベルセウスプロテオミクス
AMX	AbboMax, Inc.	FMB	Full Moon Biosystems, Inc.	PRX	株式会社プロテイン・エクスプレス
APB	Applied Biological Materials Inc.	FRL	株式会社フロンティア研究所	PSI	Polysciences, Inc.
ASI	Anaspec, Inc.	GBC	Good Biotech Corp.	PTB	Protea Biosciences, Inc.
ASY	Assay Biotechnology Company Inc.	GCP	GeneCopoeia, Inc.	PVS	Porvair Sciences
ATG	ATGen Co., Ltd.	GIT	Gallus Immunotech.	QED	QED Bioscience, Inc.
ATL	Atlas Antibodies AB	GLC	The Gel Company	QRT	Quartett GmbH
BAM	コスモ・バイオ株式会社	IBA	IBA GmbH	RKL	Rockland Immunochemicals, Inc.
BCH	BioChain Institute Inc.	ICN	MP Biomedicals, LLC	RMB	RiboMed Biotechnologies, Inc.
BET	Bethyl Laboratories, Inc.	ICS	Immunology Consultants Laboratory, Inc.	RSD	R&D Systems Inc.
BIN	Bioneer Corporation	IMP	ImmuneChem Pharmaceuticals Inc.	RTP	RealTimePrimers, LLC
BIO	Bioo Scientific Corporation	IMT	Immunochemistry Technologies, LLC	SBA	Southern Biotechnology Associates Inc.
BLD	Biologend	INB	iNtRON Biotechnology, Inc.	SBS	Spring Bioscience
BLG	Biological Industries Ltd.	JNA	Jena Bioscience GmbH	SCB	Santa Cruz Biotechnology, Inc.
BRT	Biorbyt Ltd.	JSR	JSR ライフサイエンス株式会社	SCP	SignalChem Pharmaceuticals, Inc.
BSS	Bioss, Inc.	KAL	株式会社トランスジェニック	SEL	Selleck Chemicals LLC
BTE	Bio-Tech International, Inc.	KAM	関東化学株式会社	SER	SERVA Electrophoresis GmbH
BTI	Biotium, Inc.	KIS	株式会社アイエス	SIB	SibEnzyme Ltd.
BWT	Bioworld Technolog., Co, Ltd.	LFR	AbFrontier Co., Ltd.	SRT	Bio-Rad AbD Serotec Limited
CAC	コスモ・バイオ株式会社	LKT	LKT Laboratories, Inc.	TOS	東湘電機株式会社
CBJ	コスモ・バイオ株式会社	LSL	株式会社エル・エス・エル	TRC	Toronto Research Chemicals Inc.
CBL	Cell Biolabs, Inc.	LSP	LifeSpan Biosciences, Inc.	TRV	Trevigen, Inc.
CHM	Chemdea LLC	MBI	Maxim Biotech, Inc.	UBG	Ubiquigent Limited
CMC	Cell Marque Corporation	MCA	株式会社モノクローナル抗体研究所	VIG	Virogen Corporation
CSB	Cusabio Biotech Co., Ltd.	MDM	Medimomics, LLC	YII	株式会社矢内原研究所
CYT	Cytoskeleton, Inc.	MTY	Methylation, Ltd.	YMS	ヤマサ醤油株式会社
DCB	コスモ・バイオ株式会社	NAT	Nanotools Antikorpertechnik		
DNV	Dianova GmbH	NEB	NewEast biosciences		

適用

略号	適用
AC	アフィニティークロマトグラフィー
DB	ドットプロット
FC	フローサイトメトリー
GSA	ゲルシフトアッセイ
IA	イムノアッセイ
IB	免疫プロット
IC	免疫細胞化学
IF	免疫蛍光法
IHC	免疫組織化学
IP	免疫沈降
N	中和
PLA	近接ライゲーションアッセイ
RIA	放射性免疫アッセイ
WB	ウェスタンブロット

動物種

略号	動物種
AV	鳥類
BOV	ウシ
CAF	子牛
CAN	イヌ
Ce	線虫
CHH	チャイニーズハムスター
CHIM	チンパンジー
CHK	ニワトリ
DRO	ショウジョウバエ
EQ	ウマ
FEL	ネコ
GP	モルモット
GT	ヤギ
HAM	ハムスター

略号	動物種
HU	ヒト
MAM	哺乳動物
MS	マウス
MKY	サル
POR	ブタ
PLA	植物
RAB	ウサギ
RAT	ラット
Sc	酵母
SHP	ヒツジ
XEN	アフリカツメガエル
YST	酵母
ZEB	ゼブラフィッシュ

貯蔵温度

略号	意味
室	室温
冷	4℃
凍	-20℃
凍	-70℃

本ハンドブックで使用しているマークについて



共にコスモ・バイオでよく売れている商品であることを示します。

コスモ・バイオでは、取扱いメーカーを全てメーカー略号を用いて注文しやすくしています。

同様の品番を複数メーカーで用いている場合がございますので、ご注文時には品番だけでなく品名や包装サイズ、メーカー略号もしくはメーカー名の確認をお願いいたします。

弊社取扱い代理店経由でご注文下さい。

営業部 お問い合わせ先

TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619

TEL : (03) 5632-9620

弊社ホームページ経由でもお問い合わせ頂けます。

ホームページ : <http://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社