

カスタマイズ抗体作製 見積内容記載シート

コスモ・バイオ株式会社 ペプチドユニット
E-mail: peptide-ab@cosmobio.co.jp
TEL: 03-5632-9744

1. 免疫動物 / 免疫スケジュール

- 1-1 免疫動物種 : ウサギ ニワトリ モルモット ラット マウス その他()
- 1-2 免疫個体数 : ()
- 1-3 希望免疫スケジュール :
49日免疫スケジュール(延長あり) 77日免疫スケジュール(延長あり) その他()

2. 抗原情報

2-1 抗原ペプチド合成からの場合

エピトープデザイン : 希望する 希望しない

a) 希望する方がご記載ください

- 1) 抗原名 or アクセション番号 :
2) ターゲットタンパク質アミノ酸配列
*配列情報が公共のデータベース等から取得できない場合は、こちらに直接ご記入ください。
()
3) 抗原タンパク質の由来 :
4) クロスリアクトを避けたいタンパク質 :
5) その他ご希望がございましたら、下記にご記載ください。
()

b) 希望しない方がご記載ください

- 1) 抗原ペプチド配列(N末端→C末端) :
2) 修飾等の特記事項 :

c) キャリアタンパク質をご選択ください

KLH BSA OVA HAS その他()

2-2 抗原を持込みいただく場合

a) 抗原の種類をご記載ください

発現タンパク質 ウイルスおよび細菌 その他
(kDa)

*精製タンパク質などの持込み抗原に関しましては、作業者の安全を期するため、
抗原の毒性などについてご記載いただく、『[安全性確認書](#)』をダウンロードしてお使いいただきますようお願いいたします。
必要事項を記入し抗原と同封してください。

b) ご送付いただく抗原量をご記載ください

(mg or mg/ml)

*必要抗原量目安
ウサギ 2.5mg/羽
ニワトリ 1.5mg/羽
モルモット、ラット 1mg/匹
マウス 0.6mg/匹
濃度は 0.4mg/ml 以上をご用意ください。

3. オプション

- 3-1 全採血血清の小分け : 有り(ml ずつ *最小単位 1ml です) 無し
- 3-2 血清硫安処理 : 有り 無し
*無しをご選択の場合は、防腐剤としてプロクリンを添加しております。
血清小分けをご希望の方はご選択頂けません。
- 3-3 抗体精製方法 : 有り(アフィニティーカラム / プロテインA/Gカラム / KLHカラム) 無し
- 3-4 精製後透析Buffer 組成 : PBS PBS/GlycOH
- 3-5 保存剤添加 : プロクリン 無添加