

封入剤のゴールドスタンダード

EUKITT®

Mounting medium



- 長期間安定
- 変色、ひび割れに強い
- 温度変化、湿度変化、日光や UV にも耐性有り
- 自家蛍光性無し（紫外線照射時）



EUKITT®（オイキット）は ORSAtec 社（Kindler）が 1953 年から販売している高品質の封入剤です。無色で透明度が高く速乾性に優れ、また適度な流動性を有し収縮性が低いため、変色やひび割れを起こすことなく、サンプルの長期保存が可能です。

EUKITT®（オイキット）

封入剤のゴールドスタンダード



キシレンベースの封入剤（非水溶性）

屈折率（20℃） 1.49

粘度 250-450 mPa・s

乾燥時間 20 分

| 品名 | ORSAtec GmbH aka Kindler GmbH | | メーカー略号：ORS |
|---------|-------------------------------|--------|------------|
| | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
| EUKITT® | 6.00.01.0001.04.01.EN | 100 mL | ¥5,800 |
| | 6.00.01.0001.06.01.EN | 500 mL | ¥19,000 |

記事 ID 検索 **16788** 詳しい情報はコスモ・バイオ Web サイトへ <http://www.cosmobio.co.jp/>

コスモ・バイオホームページのサイト内検索エンジン「記事 ID 検索」に、この商品のページ ID（上記のアイコンの数字）を入力してください。ダイレクトにページへ行くことができます。

EUKITT® neo

NEW

キシレンフリーの新世代 EUKITT®



キシレンフリーの封入剤（非水溶性）

| | |
|----------|---------------|
| 屈折率（20℃） | 1.48 |
| 粘度 | 250-450 mPa・s |
| 乾燥時間 | 20分 |

| 品名 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|-------------|-----------------------|--------|---------|
| EUKITT® neo | 6.00.01.0003.04.01.EN | 100 mL | ¥6,300 |
| | 6.00.01.0003.06.01.EN | 500 mL | ¥21,000 |

ORSAtec GmbH aka Kindler GmbH メーカー略号：ORS

EUKITT® classic

自動封入機にはコチラがオススメ！



スタンダードな EUKITT® に比べ、自動封入機に適した粘度に調製されています。

キシレンベースの封入剤（非水溶性）

| | |
|----------|---------------|
| 屈折率（20℃） | 1.49 |
| 粘度 | 500-750 mPa・s |
| 乾燥時間 | 20分 |

| 品名 | 品番 | 包装 | 希望販売価格 |
|-----------------|-----------------------|--------|---------|
| EUKITT® classic | 6.00.01.0002.04.01.EN | 100 mL | ¥6,800 |
| | 6.00.01.0002.06.01.EN | 500 mL | ¥22,000 |

ORSAtec GmbH aka Kindler GmbH メーカー略号：ORS

お願い および 注意事項

- 希望販売価格・・・「希望販売価格」は参考であり、販売店様からの販売価格ではございません。
記載の希望販売価格は2016年6月1日現在の希望販売価格です。
予告なしに改定される場合がありますので、ご注文の際にご確認下さい。消費税は含まれておりません。
 - 使用範囲・・・記載の商品は全て、「研究用試薬」です。
人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。
- 記載の社名・商品名等の名称は、弊社もしくは各社の商標または登録商標です。

(12513)

取扱店



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部（お問い合わせ）
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620