

お得にパック 抗体 3つ買って 特別割引キャンペーン 25% OFF!

キャンペーン期間 2023. 6. 26日 ▶ 2023. 9. 15日 金 キャンペーン番号: 2307

詳細はWEBへ [www.ptglab.co.jp](http://www.ptglab.co.jp)

# 5色でポンツ!


バリューなパネルが新発売!

論文実績が豊富で著名なクローンに由来する  
フローサイトメトリー用蛍光標識抗体を、  
5種類ずつパネル化しました。


プロテインテックラボのエキスパートによって  
設計されたパネルは、標的細胞を同定するために  
必要なマーカーをすべて備えています。

PE チャンネルはご自身の関心のあるターゲットを  
検出するために利用できます。

## NEW フローサイトメトリーパネル



🔍 フローサイトメトリー プロテインテック  
Antibodies | ELISA kits | Proteins



プロテインテックのフローサイトメトリーパネルは、標的細胞を同定するために必要な細胞マーカーをすべて備えた、5種類の蛍光標識抗体セットです。各パネルには論文で豊富に使用された実績を持つ著名なクローン由来の抗体が含まれます。各パネルは、プロテインテックラボのエキスパートによって各蛍光色素の組み合わせ等を考慮して設計され、十分に検証されています。ご自身の関心のあるターゲットを検出するためにPEチャンネルをご利用いただけます。

- 特長**
- 実績豊富で著名なクローンを優先的に採用
  - 5種類の蛍光標識抗体のセット
  - 各抗体は100 test (5 µL/test) ずつ含まれます。
  - ヒトT細胞、B細胞、NK細胞、単球 (Monocytes)、Naive/Memory T細胞、TBNK細胞パネルをラインアップ
  - PEチャンネルはご自身の関心のあるターゲットに利用可能

## 造血系細胞 各種細胞マーカー




図2. 造血系細胞と分化マーカー

**使用例** T細胞ベーシックパネルを用いたリンパ球の区別




図1. T細胞ベーシックパネル (品番: PK30007) によるヒトPBMCの解析例。

**フローサイトメトリーパネル商品リスト**

Proteintech Group, Inc. メーカー略号: PGI

パネル名	標識蛍光色素 [レーザー: 405、488、555、594、647、750 nm で励起される各色素] およびマーカー名 (抗体クローン名)					品番	包装*	希望販売価格
	AB (404/458 nm) / CL405 (399/422 nm)	FITC (495/524 nm) / CL488 (493/522 nm)	PE/555	CR (592/611 nm)	APC (650/661 nm) / CL647 (654/674 nm)			
ヒトT細胞 ベーシックパネル	CD3 (UCHT1)	CD4 (OKT4)	PE チャンネル	CD45 (HI30)	CD8a (OKT8)	PK30007	1 pack (5 x 100 test)	¥155,000
	T cell marker	Helper T cell marker	ご自身の抗体用に	Lymphocyte marker	Cytotoxic T cell marker			
ヒトB細胞 ベーシックパネル	CD21 (BU32)	CD45 (HI30)	PE チャンネル	CD20 (2H7)	CD19 (4G7)	PK30008	1 pack (5 x 100 test)	¥134,000
	Expression varies depending on B cell development stage	Lymphocyte marker	ご自身の抗体用に	B cell marker	B cell marker			
ヒトNK細胞 ベーシックパネル	CD7 (4H9)	CD56 (B-A19)	PE チャンネル	CD16 (3G8)	CD226 (11A8)	PK30009	1 pack (5 x 100 test)	¥155,000
	Mature NK Cell Marker	Distinguishes NK Cell subpopulations	ご自身の抗体用に	Distinguishes NK Cell subpopulations	NK Cell Marker			
ヒト単球 ベーシックパネル	HLA-DR (L243)	CD64 (10.1)	PE チャンネル	CD16 (3G8)	CD3 (OKT3)	PK30010	1 pack (5 x 100 test)	¥134,000
	Monocyte marker	High expression on Classical Monocytes	ご自身の抗体用に	Distinguishes Classical vs. non-Classical Monocytes	Negative on monocytes			
Naive/Memory T細胞パネル	CD3 (UCHT1)	CD45RO (UCHL1)	PE チャンネル	CD45RA (F8-11-13)	CD4 (OKT4)	PK30011	1 pack (5 x 100 test)	¥134,000
	T cell marker	Memory T cell Marker	ご自身の抗体用に	Naive T cell Marker	T helper cell marker			
TBNK 細胞 ベーシックパネル	CD19 (4G7)	CD4 (OKT4)	PE チャンネル	CD3 (UCHT1)	CD8a (OKT8)	PK30012	1 pack (5 x 100 test)	¥155,000
	B cell marker	Helper T cell marker	ご自身の抗体用に	T cell marker	Cytotoxic T cell marker			

\*各パネルには5種類の異なる蛍光標識抗体が100 test (5 µL/test) ずつ含まれます。

AB : Atlantic Blue、CR : Cardinal Red、CL405/488/647/750 : CoraLite® 405/488/647/750

標識抗体は単品購入も可能!

フローサイトメトリー プロテインテック

Antibodies | ELISA kits | Proteins

取扱店

お願い / 注意事項 記載の社名・商品名等の名称は、弊社または各社の商標または登録商標です。  
 (希望販売価格) 記載の希望販売価格は2023年8月1日現在の価格で、予告なく改定される場合があります。また、「希望販売価格」「キャンペーン中の参考価格」は参考価格であり、販売店様からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。表示価格に消費税は含まれておりません。  
 (使用範囲) 記載の商品およびサービスは全て、「研究用」です。人や動物の医療用・臨床診断用・食品用等としては使用しないよう、十分ご注意ください。  
<https://www.cosmobio.co.jp/>



人と科学のステキな未来へ


**コスモ・バイオ株式会社**

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ  
TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9623
- 商品に関するお問い合わせ  
TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)  
FAX: 03-5632-9619

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

# BRCA PATHWAY

www.ptglab.co.jp



## シグナル検出に！ ワークする抗体

Legend	
—	Association
→	Directly Activates
----->	Indirectly Activates
⊥	Inhibits
⊕	Phosphorylates

Antibody Name	Catalog Number	Type	Applications
ATR	19787-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, WB
BACH1	14018-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, IHC, WB
BRCA1	20649-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, IP, WB
BRCA2	19791-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, WB
CHK1	10362-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, FC, IF, WB
FANCD2	19543-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, WB
GADD45A	13747-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IP, WB
GADD45G	10277-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, WB
HADC1	10197-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB
HADC2	12922-3-AP	Rabbit Poly	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB
MHS6	18120-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, IHC, IP, WB
Mre11	10744-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, IP, WB
MSH2	60161-1-Ig	Mouse Mono	ELISA, IHC, WB

Antibody Name	Catalog Number	Type	Applications
p21	10355-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, FC, IF, IHC, IP, WB
p53	10442-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, IHC, IP, WB
PLK1	10305-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, WB
POU2F1	10387-1-AP	Rabbit Poly	ChIP, ELISA, IF, IHC, IP, WB
RAD51	14061-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IP, IHC, WB
Rb1	10048-2-Ig	Mouse Mono	ELISA, IHC, IP, WB
Rb1	17218-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, WB
RBBP8	12624-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, WB

⊕ This number shows the amount of times our antibody has been cited in a publication.

SW1/SNF Complex Genes			
Antibody Name	Catalog Number	Type	Applications
ACTL6A	10341-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, IP, WB
ARID1A	18825-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, WB
SMARCA4	20650-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, WB
SMARCB1	20654-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, IP, WB
SMARCC1	17222-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, IP, WB
SMARCC2	12018-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, IHC, IP, WB
SMARCD1	10998-2-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, IHC, IP, WB
SMARCD2	11156-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, WB
SMARCD3	12838-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IF, WB
SMARCE1	10814-1-AP	Rabbit Poly	ELISA, IHC, IP, WB